

ACCESORII PENTRU AGITATOARE MAGNETICE

MAGNETI PENTRU AGITARE

- Forma cilindrica
- In portiunea mediana prezinta un inel
- Imbracat in PTFE (polytetrafluor ethylene), material care este stabil intre -200 si +260 °C



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x L)	Mod de ambalare
MRAC255.0001	Magnet pentru agitare	3 x 8 mm	bucata
MRAC255.0010	Magnet pentru agitare	3 x 8 mm	10 bucati
MRUC256.0001	Magnet pentru agitare	4,5 x 12 mm	bucata
MRUC256.0010	Magnet pentru agitare	4,5 x 12 mm	10 bucati
MRBC257.0001	Magnet pentru agitare	4,5 x 15 mm	bucata
MRBC257.0010	Magnet pentru agitare	4,5 x 15 mm	10 bucati
MREC258.0001	Magnet pentru agitare	6 x 20 mm	bucata
MREC258.0010	Magnet pentru agitare	6 x 20 mm	10 bucati
MRQC259.0001	Magnet pentru agitare	6 x 25 mm	bucata

MRQC259.0010	Magnet pentru agitare	6 x 25 mm	10 bucati
MRHC260.0001	Magnet pentru agitare	6 x 30 mm	bucata
MRHC260.0010	Magnet pentru agitare	6 x 30 mm	10 bucati
MRKC261.0001	Magnet pentru agitare	6 x 35 mm	bucata
MRIC262.0001	Magnet pentru agitare	8 x 40 mm	bucata
MRRC263.0001	Magnet pentru agitare	8 x 45 mm	bucata
MRPC264.0001	Magnet pentru agitare	8 x 50 mm	bucata
MRHC265.0001	Magnet pentru agitare	10 x 60 mm	bucata
MRZC266.0001	Magnet pentru agitare	10 x 70 mm	bucata

MAGNETI CILINDRICI PENTRU AGITARE

- Este acoperit cu polytetrafluor ethylene (PTFE)



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x L)	Mod de ambalare
MRLC267.0001	Magnet cilindric pentru agitare	2 x 5 mm	bucata
MRLC267.0010	Magnet cilindric pentru agitare	2 x 5 mm	10 bucati
MRVC268.0001	Magnet cilindric pentru agitare	2 x 7 mm	bucata
MRVC268.0010	Magnet cilindric pentru agitare	2 x 7 mm	10 bucati
MRDC269.0001	Magnet cilindric pentru agitare	3 x 8 mm	bucata

MRDC269.0010	Magnet cilindric pentru agitare	3 x 8 mm	10 bucati
MRWC270.0001	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 10 mm	bucata
MRWC270.0010	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 10 mm	10 bucati
MRTC271.0001	Magnet cilindric pentru agitare	4,5 x 12 mm	bucata
MRTC271.0010	Magnet cilindric pentru agitare	4,5 x 12 mm	10 bucati
MREC272.0001	Magnet cilindric pentru agitare	4,5 x 15 mm	bucata
MREC272.0010	Magnet cilindric pentru agitare	4,5 x 15 mm	10 bucati
MRZC273.0001	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 20 mm	bucata
MRZC273.0010	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 20 mm	10 bucati
MROC274.0001	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 25 mm	bucata
MROC274.0010	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 25 mm	10 bucati
MRJC275.0001	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 30 mm	bucata
MRJC275.0010	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 30 mm	10 bucati
MRWC276.0001	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 35 mm	bucata
MRWC276.0010	Magnet cilindric pentru agitare	6 x 35 mm	10 bucati
MRRC277.0001	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 40 mm	bucata
MRRC277.0010	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 40 mm	10 bucati
MRHC278.0001	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 45 mm	bucata
MRHC278.0010	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 45 mm	10 bucati
MRAC279.0001	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 50 mm	bucata
MRAC279.0010	Magnet cilindric pentru agitare	8 x 50 mm	10 bucati
MROC280.0001	Magnet cilindric pentru agitare	12 x 55 mm	bucata
MRFC281.0001	Magnet cilindric pentru agitare	10 x 60 mm	bucata
MRFC281.0010	Magnet cilindric pentru agitare	10 x 60 mm	10 bucati
MRTC282.0001	Magnet cilindric pentru agitare	10 x 80 mm	bucata
MRTC282.0010	Magnet cilindric pentru agitare	10 x 80 mm	10 bucati
MRUC283.0001	Magnet cilindric pentru agitare	12 x 120 mm	bucata

SET MAGNETI DE AGITARE

- Este constituit din cei mai folositi 10 magneti de agitare
- Imbracati in PTFE
- Forma cilindrica
- Cutia in care se livreaza este din polistiren si are dimensiunile: 120x93x55 mm
- Contine:
 - 1 bucata magnet Ø 4,5 mm si L 15 mm
 - 2 bucati magnet Ø 7 mm si L 20 mm
 - 2 bucati magnet Ø 6 mm si L 25 mm
 - 1 bucata magnet Ø 6 mm si L 30 mm
 - 2 bucati magnet Ø 8 mm si L 40 mm
 - 2 bucati magnet Ø 8 mm si L 50 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRSC284.0001	Set magneti de agitare	set

SET MAGNETI DE AGITARE

- Setul este constituit din 18 magneti imbracati in teflon, de forma cilindrica
- Dimensiunile cutiei in care se livreaza sunt: 187x97x32 mm
- Contine:
 - 2 bucati magnet Ø 6 mm si L 10 mm
 - 2 bucati magnet Ø 6 mm si L 15 mm
 - 2 bucati magnet Ø 7 mm si L 20 mm
 - 2 bucati magnet Ø 8 mm si L 25 mm
 - 2 bucati magnet Ø 8 mm si L 30 mm
 - 2 bucati magnet Ø 8 mm si L 40 mm
 - 2 bucati magnet Ø 8 mm si L 50 mm
 - 2 bucati magnet Ø 10 mm si L 60 mm
 - 2 bucati magnet Ø 10 mm si L 80 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
SREC285.0001	Set magneti de agitare	set

RETRACTOR MAGNETI AGITARE

- Sunt disponibile mai multe tipuri, de diferite lungimi
- Prevazut cu un magnet puternic
- Ideal pentru retragerea magnetilor de agitare din recipientul in care a avut loc agitarea



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x L)	Mod de ambalare
RRTC286.0001	Retractor magneti agitare, din PTFE	10 x 150 mm	bucata
RRRC287.0001	Retractor magneti agitare, din PTFE	10 x 250 mm	bucata
RRCC288.0001	Retractor magneti agitare, din PTFE	10 x 350 mm	bucata
RRAC289.0001	Retractor magneti agitare, din PTFE	10 x 500 mm	bucata
RRIC290.0001	Retractor magneti agitare, din PP	10 x 350 mm	bucata
RRYC291.0001	Retractor magneti agitare, din PP	10 x 450 mm	bucata