

ACCESORII PENTRU CANTARIRE

FIOLE DE CANTARIRE

- Fiolele sunt facute din sticla borosilicata 3,3, termorezistenta
- Pot fi autoclavate
- Sunt de doua feluri: - inalte (FMRE223; FMLE52; FMIE224; FMDE225; FMOE226 si FMRE352)
- joase (FMRE56; FMNE81; FMLE227 si FMRE228)



Cod	Produs	Dimensiuni Ø x h (mm)	Mod de ambalare
FMRE223.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	25 x 25	bucata
FMLE52.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	25 x 40	bucata
FMIE224.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	30 x 50	bucata
FMDE225.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	30 x 60	bucata
FMRE352.0001	Fiola de cantarire, forma inalta	35 x 70	bucata
FMNE81.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	40 x 25	bucata
FMRE56.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	50 x 30	bucata
FMLE227.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	60 x 30	bucata
FMRE228.0001	Fiola de cantarire, forma joasa	70 x 35	bucata

FIOLE DIN PLASTIC PENTRU CANTARIRE



- Sunt confectionate din PP (polipropilena) transparenta
- Capacul se poate inchide etans

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni ($\varnothing_{\text{superior}} \times H$) mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
FRGC1177.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	20	40 x 30	8	2 bucati
FRLC1178.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	23	30 x 50	8	2 bucati
FRQC1179.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	30	50 x 30	10	2 bucati
FRHC1180.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	40	40 x 70	14	2 bucati
FRSC1181.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	50	60 x 35	18	2 bucati
FRZC1182.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	190	60 x 90	28	2 bucati
FRPC1183.0002	Fiola din plastic pentru cantarit	360	70 x 120	40	2 bucati

BARCUTA PENTRU CANTARIRE


- Confectionata din otel inoxidabil



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l) mm	Mod de ambalare
BRGC4758.0001	Barcuta pentru cantarire	105 x 30	bucata
BRFC4759.0001	Barcuta pentru cantarire	120 x 30	bucata

BARCUTA PENTRU CANTARIRE

- Confectionata din pergament special, fara azot
- Ideala pentru cantarirea substantelor vascoase sau a siropurilor, sau pentru determinarea concentratiei de azot prin metoda Kjeldahl.



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l x h) mm	Mod de ambalare
BRPC4760.0100	Barcuta pentru cantarire	58 x 10 x 10	100 bucati
BRHC4761.0100	Barcuta pentru cantarire	70 x 23 x 15	100 bucati

TAVITA PENTRU CANTARIRE

- Confectionata din polistiren (PS), antistatic
- Ideala atat pentru substantele solide cat si pentru lichide
- Plata la partea inferioara, se poate stivui cu alte tavite
- Stabila pana la o temperatura de +80°C



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø interior al partii superioare (mm)	Ø interior al partii inferioare (mm)	Mod de ambalare
TRSC4762.0500	Tavita pentru cantarire	9	38	25	500 bucati
TRZC4763.0500	Tavita pentru cantarire	50	64	51	500 bucati
TRRC4764.0500	Tavita pentru cantarire	200	102	76	500 bucati
TRQC4765.0500	Tavita pentru cantarire	350	127	89	500 bucati

TAVITE ALBE DIN PLASTIC, PENTRU CANTARIT

- Sunt confectionate din PS (polistiren) antistatic, fiind rezistente la acizi diluati, alcoolii, baze
- Tavita este stabila pana la +80°C
- Este ideala pentru substante solide, dar si pentru cele lichide



Cod	Produs	Dimensiuni (L X l x H)	Mod de ambalare
TRFC205.0500	Tavite albe, din plastic pentru cantarit	89 x 89 x 25 mm	500 bucati
TRVC206.0500	Tavite albe, din plastic pentru cantarit	140 x 140 x 22 mm	500 bucati

TAVITE DIN PLASTIC PENTRU CANTARIT

- Confectionate din PS (polistiren) antistatic
- Sunt de culoare albastra, ideale pentru substante de culoare alba
- Rezista pana la temperatura de +80 °C
- Prezinta rezistenta la acizi diluati si alcoolii



Cod	Produs	Dimensiuni (L X l x H)	Mod de ambalare
TRMC208.0500	Tavite din plastic pentru cantarire	89 x 89 x 25 mm	500 bucati
TRWC209.0500	Tavite din plastic pentru cantarire	140 x 140 x 22 mm	500 bucati

FARFURIOARE PENTRU CANTARIRE

- Sunt din aluminiu, fara capac
- Pot fi refolosite



Cod	Produs	Capacitate	Øinterior superior / Øexterior superior / inaltime	Mod de ambalare
FRJC515.0100	Farfurioare pentru cantarire	28 ml	55/64/13 mm	100 bucati
FRSC516.0100	Farfurioare pentru cantarire	125 ml	85/96/26 mm	100 bucati

TAVITE ROTUNDE, PENTRU CANTARIRE

- Sunt confectionate din aluminiu
- Utile pentru cantarirea substantelor solide, dar datorita marginilor destul de inalte se pot cantari si substante lichide
- Pot fi depozitate una peste alta
- Au un diametru de 100 mm si o inaltime de 7 mm
- Sunt stabile pana la +400°C



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRDC1160.0080	Tavite rotunde pentru cantarit	80 bucati

TAVITE PENTRU CANTARIRE

- Confectionate din PS (polistiren) de culoare naturala, sunt ideale pentru a cantari substante atat in forma solida cat si lichida.
- Sunt stabile pana la temperatura de +90°C.
- Pentru o golire usoara tavitele au un mic cioc.



Cod	Produs	L x l x Adancime (mm)	Mod de ambalare
TRDC1165.0250	Tavite pentru cantarit	57 x 41 x 8	250 bucati
TRPC1166.0250	Tavite pentru cantarit	133 x 89 x 25	250 bucati

VASE PENTRU CANTARIT

- Sunt confectionate din sticla borosilicata, termorezistenta
- Au un gat care ajuta la o golire mai usoara




Cod	Produs	Dimensiuni (L x Ø) mm	Ø tijei (mm)	Mod de ambalare
VRSC1161.0001	Vas pentru cantarit	100 x 30	15	bucata
VRFC1162.0001	Vas pentru cantarit	75 x 25	10	bucata
VRLC1163.0001	Vas pentru cantarit	55 x 20	8	bucata
VRYC1164.0001	Vas pentru cantarit	42 x 10	6	bucata

PALNIE PENTRU CANTARIRE

- Sunt ideale pentru cantarirea substantelor solide dar si pentru cele lichide
- Nu cad de pe balanta datorita formei plate pe una dintre parti

- Cu ajutorul acestor palnii, pot fi umplute cu usurinta eprubetele, baloanele cotate si altele
- Se pot autoclava
- Sunt confectionate din polipropilena sau din sticla borosilicata, termorezistenta



Palnie pentru cantarit din polipropilena (PP)

Cod	Produs	Lungime (mm)	Diametrul palniei (mm)	Diametrul tijeii (mm)	Mod de ambalare
PRLC1167.0050	Palnie pentru cantarit din polipropilena	44	23	7	50 bucati
PRTC1168.0050	Palnie pentru cantarit din polipropilena	63	35	11	50 bucati
PREC1169.0020	Palnie pentru cantarit din polipropilena	88	48	17	20 bucati
PRSC1170.0010	Palnie pentru cantarit din polipropilena	117	63	20	10 bucati

Palnie pentru cantarit din sticla borosilicata, termorezistenta

Cod	Produs	Lungime (mm)	Diametrul palniei (mm)	Diametrul tijei (mm)	Mod de ambalare
PRFC1171.0006	Palnie pentru cantarit din sticla	44	23	20	6 bucati
PRNC1172.0006	Palnie pentru cantarit din sticla	63	35	20	6 bucati
PRXC1173.0006	Palnie pentru cantarit din sticla	88	48	17	6 bucati
PRZC1174.0006	Palnie pentru cantarit din sticla	117	63	20	6 bucati

HARTIE PENTRU CANTARIT

- Colile au un aspect sticlos, iar suprafata lor este neteda
- De asemenea sunt impenetrabile si transparente
- Au urmatoarele dimensiuni : (L)115 x (l)90mm
- Se livreaza in blocuri de cate 100 de coli



Cod	Produs	Mod de ambalare
HRFC1175.0010	Hartie pentru cantarit	10 blocuri (a cate 100 coli)
HRTC1176.0001	Hartie pentru cantarit	1 bloc (a cate 100 coli)

PERII DE CURATARE


- Sunt din par de capra
- Ideale pentru curatarea de praf si resturi de substante a balantelor, farfurioarelor de cantarire, etc
- Lungimea totala este de 170 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRKC517.0003	Perie de curatare	3 bucati

PERII DE CURATARE

- Deosebit de utile in prelevarea integrala a substantelor cantarite
- Ideale pentru curățarea de praf și resturi de substanțe a balanțelor, farfuriilor de cântărire, etc
- Setul este constituit din 3 perii de lungimi 19, 19,5 si 20 cm



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRCP1.0003	Set perii de curatare	3 bucati

SCAFE

- Sunt confectionate din HDPE (polietilena cu densitate mare)
- Au suprafata neteda
- Stabile la temperaturi cuprinse intre -50 si +80 °C



Cod	Produs	Lungime (mm) / Capacitate (ml)	Mod de ambalare
SRGC518.0001	Scafa polietilena	135 / 25	bucata
SRXC519.0001	Scafa polietilena	185 / 65	bucata
SRZC520.0001	Scafa polietilena	187 / 125	bucata
SRAC521.0001	Scafa polietilena	250 / 275	bucata
SRQC522.0001	Scafa polietilena	310 / 512	bucata
SROC523.0001	Scafa polietilena	350 / 857	bucata
SRJC524.0001	Scafa polietilena	400 / 1520	bucata

SET SCAFE POLIETILENA

- Setul este compus din 7 scafe; una pentru fiecare capacitate (de la 25 la 1520 ml).

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRZC4209.0007	Set scafa polietilena	set (7 bucati)

SCAFE

- Sunt confectionate din otel de inalta calitate
- Pot fi autoclavate



Cod	Produs	Capacitate	Dimensiuni (L fara maner x Ø) mm	Mod de ambalare
SRDC1184.0001	Scafa otel	120 ml	100 x 50	bucata
SRTC1185.0001	Scafa otel	450 ml	150 x 75	bucata
SRPC4974.0001	Scafa otel	1000 ml	200 x 100	bucata
SRLC1186.0001	Scafa otel	1500 ml	240 x 120	bucata
SRSC4975.0001	Scafa otel	2500 ml	250 x 150	bucata

SET SCAFA OTEL

- Setul este compus din 3 scafe; una pentru fiecare capacitate (120; 450 si 1500 ml)

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRJC4210.0003	Set scafa otel	set (3 bucati)