

BAI DE NISIP

BAIE DE NISIP, ELECTRICA

- Posibilitate de reglare a temperaturii
- Intervalul de temperatura: 50-300 °C
- Pretabila pentru o functionare indelungata
- Placa de incalzire este confectionata din aliaj de aluminiu
- Carcasa dintr-un oțel special
- Cablul de alimentare de 1,7 m
- Putere:2200 W
- Dimensiuni:360x360x220 mm
- Greutate:14 kg



Cod	Produs	Mod de ambalare
BRJC15.0001	Baie de nisip, electrica	bucata

BAIE DE NISIP, ELECTRICA

- Posibilitate de reglare a temperaturii
- Intervalul de temperatura: 50-300 °C
- Pretabila pentru o functionare indelungata
- Placa de incalzire este confectionata din aliaj de aluminiu
- Carcasa dintr-un otel special
- Cablul de alimentare este de 1,7 m
- Putere: 2850 W
- Dimensiuni: 360x510x220 mm
- Greutate: 21 kg



Cod	Produs	Mod de ambalare
BRTC16.0001	Baie de nisip, electrica	bucata