

BISTURIE

BISTURIU

- Pentru lame detasabile
- Exista doua variante:
 - **cu maner din metal**, confectionat din otel forjat placat cu crom. Se preteaza pentru activitati intense
 - **cu maner din plastic**, confectionat din PS (polistiren) rezistent la socuri. Se preteaza pentru activitati usoare



Bisturiu pentru lame tip 10 → 17


Cod	Produs	Model	Lama inclusa	Mod de ambalare
BRGC3212.0001	Bisturiu	maner din metal	include lama tip 13	bucata
BRJC3213.0001	Bisturiu	maner din plastic	include lama tip 12	bucata

Bisturiu pentru lame tip 18 → 36

Cod	Produs	Model	Lama inclusa	Mod de ambalare
BRPC3214.0001	Bisturiu	maner din metal	include lama tip 21	bucata
BRTC3215.0001	Bisturiu	maner din plastic	include lama tip 24	bucata


LAME PENTRU BISTURIU

- Lame pentru codurile **BRGC3212** si **BRJC3213**



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
LRUC3216.0010	Lama pentru bisturiu	tip 10	10 bucati
LRFC3217.0010	Lama pentru bisturiu	tip 11	10 bucati
LRGC3218.0010	Lama pentru bisturiu	tip 12	10 bucati
LRTC3219.0010	Lama pentru bisturiu	tip 13	10 bucati
LRSC3220.0010	Lama pentru bisturiu	tip 14	10 bucati
LRPC3221.0010	Lama pentru bisturiu	tip 15	10 bucati
LRZC3222.0010	Lama pentru bisturiu	tip 16	10 bucati


- Lame pentru codurile **BRPC3214** si **BRTC3215**



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
LRHC3224.0010	Lama pentru bisturiu	tip 18	10 bucati
LRTC3225.0010	Lama pentru bisturiu	tip 19	10 bucati
LRPC3226.0010	Lama pentru bisturiu	tip 20	10 bucati
LRBC3227.0010	Lama pentru bisturiu	tip 21	10 bucati
LRDC3228.0010	Lama pentru bisturiu	tip 22	10 bucati
LRCC3229.0010	Lama pentru bisturiu	tip 23	10 bucati
LRRC3230.0010	Lama pentru bisturiu	tip 24	10 bucati
LRSC3231.0010	Lama pentru bisturiu	tip 25	10 bucati
LRXC3232.0010	Lama pentru bisturiu	tip 25L	10 bucati
LRAC3233.0010	Lama pentru bisturiu	tip 36	10 bucati

MANER PENTRU BISTURIU


- Este confectionat din otel inoxidabil
- Poate fi autoclavat



Cod	Produs	Model	Forma	Mod de ambalare
MREC3234.0001	Maner pentru bisturiu	3	scurta	bucata
MRBC3235.0001	Maner pentru bisturiu	3L	lunga	bucata
MRFC3236.0001	Maner pentru bisturiu	4	scurta	bucata
MRZC3237.0001	Maner pentru bisturiu	4L	lunga	bucata

LAME DE BISTURIU (PENTRU MANERELE ANTERIOARE)

- Confectionate din otel carbon
- Sunt sterile si ambalate individual



Cod	Produs	Model	Pentru maner	Mod de ambalare
LRTC3238.0100	Lame de bisturiu	tip 10	model 3 si 3L	100 bucati
LRDC3239.0100	Lame de bisturiu	tip 11	model 3 si 3L	100 bucati
LRPC3240.0100	Lame de bisturiu	tip 12	model 3 si 3L	100 bucati
LRSC3241.0100	Lame de bisturiu	tip 15	model 3 si 3L	100 bucati
LRGC3242.0100	Lame de bisturiu	tip 20	model 4 si 4L	100 bucati
LRHC3243.0100	Lame de bisturiu	tip 21	model 4 si 4L	100 bucati
LRMC3244.0100	Lame de bisturiu	tip 22	model 4 si 4L	100 bucati
LRFC3245.0100	Lame de bisturiu	tip 23	model 4 si 4L	100 bucati
LRZC3246.0100	Lame de bisturiu	tip 24	model 4 si 4L	100 bucati
LRYC3247.0100	Lame de bisturiu	tip 25	model 4 si 4L	100 bucati