

## BOLURI DE EVAPORARE

### BOL DE EVAPORARE DIN STICLA

- Bolul este confectionat din sticla Duran.
- Se poate autoclava.
- Este prevazut cu cioc



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
BRCC1071.0010	Bol de evaporare din sticla	15	50	25	10 bucati
BRFC1072.0010	Bol de evaporare din sticla	45	60	30	10 bucati
BRRC1073.0010	Bol de evaporare din sticla	60	70	35	10 bucati
BRTC1074.0010	Bol de evaporare din sticla	90	80	45	10 bucati
BRLC1075.0010	Bol de evaporare din sticla	170	95	55	10 bucati
BRPC1076.0010	Bol de evaporare din sticla	320	115	65	10 bucati

BRAC1077.0001	Bol de evaporare din sticla	600	140	80	bucata
BRQC1078.0001	Bol de evaporare din sticla	1500	190	100	bucata
BRDC1079.0001	Bol de evaporare din sticla	2500	230	130	bucata

## BOL DE EVAPORARE

- Bolul este confectionat din otel inoxidabil 18/10.
- Are forma cilindrica, se poate autoclava.
- Poate fi de doua forme: adanca si joasa.



### Bol de evaporare , forma adanca

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
BRDC2883.0001	Bol de evaporare din otel	125	75	35	bucata
BRPC2884.0001	Bol de evaporare din otel	250	85	50	bucata

BRLC2885.0001	Bol de evaporare din otel	500	110	55	bucata
BRNC2886.0001	Bol de evaporare din otel	1000	140	75	bucata
BRZC2887.0001	Bol de evaporare din otel	2000	160	105	bucata
BRGC2888.0001	Bol de evaporare din otel	5000	200	160	bucata

### Bol de evaporare, forma joasa

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltimea (mm)	Mod de ambalare
BRRC2889.0001	Bol de evaporare din otel	50	60	20	bucata
BROC2890.0001	Bol de evaporare din otel	75	70	20	bucata
BRDC2891.0001	Bol de evaporare din otel	100	80	20	bucata

### BOL DE EVAPORARE

- Bolul este confectionat din PTFE ( Teflon )
- Este inert din punct de vedere chimic.
- Bolul este stabil la temperaturi cuprinse intre -200 °C si +260 °C.
- Este antiadeziv si autoclavabil.



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul exterior (mm)	Inaltimea exterioara (mm)	Mod de ambalare
BRFC1080.0001	Bol de evaporare din teflon	25	42	25	bucata
BRTC1081.0001	Bol de evaporare din teflon	50	65	23	bucata
BRXC1082.0001	Bol de evaporare din teflon	100	80	28	bucata
BRCC1083.0001	Bol de evaporare din teflon	180	78	46	bucata
BRRC1084.0001	Bol de evaporare din teflon	350	100	55	bucata