



BUTIROMETRE

- Se utilizeaza pentru determinarea procentului de grasime din lapte, smantana sau branza
- Sunt confectionate din sticla borosilicata 3,3, termorezistenta



Cod	Produs	Metoda	Interval de masurare	Mod de ambalare
BMYE426.0001	Butirometru pentru lapte	Gerber	0-6%	bucata
BMPE427.0001	Butirometru pentru lapte	Gerber	0-7%	bucata
BMLE428.0001	Butirometru pentru lapte	Gerber	0-8%	bucata
BMJE492.0001	Butirometru pentru smantana	Shultz	0-40%	bucata
BMGE493.0001	Butirometru pentru smantana	Koehler	0-40%	bucata
BMTE494.0001	Butirometru pentru branza	Van Gulik	0-40%	bucata
SMPE655.0001	Set complet butirometru pentru branza	Van Gulik	0-40%	Butiromentru branza+ 2 dopuri+paharel

DOP PENTRU BUTIROMETRU

- Se utilizeaza impreuna cu butirometrele prezentate mai sus



Cod	Produs	Mod de ambalare
DMZE510.0001	Dop pentru butirometru	bucata