

CLESTI

CLESTE PENTRU CREUZET, DUBLU INDOIT SI NITUIT

- Clestele este confecționat din oțel 18/8
- Nu este magnetic și se poate autoclava



Cod	Produs	Lungimea	Mod de ambalare
CROC148.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	200 mm	bucata
CRRC149.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	220 mm	bucata
CRUC150.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	250 mm	bucata
CRBC151.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	300 mm	bucata
CRSC152.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	400 mm	bucata
CRQC153.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	500 mm	bucata
CRMC154.0001	Cleste pentru creuzet, dublu indoit si nituit	600 mm	bucata

CLESTE PENTRU MERCUR

- Este facut din otel 18/8
- Are lungimea de 22cm si o greutate de 140g
- Poate fi autoclavat



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRBC155.0001	Cleste pentru mercur	bucata

CLESTE PENTRU PAHARE

- Este facut din otel inoxidabil 18/8, avand clestii inveliti in plastic
- Se poate deschide intre 40 – 100mm
- Lungimea clestelui este de 250mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRLC156.0001	Cleste pentru pahare	bucata

CLESTE PENTRU BALOANE

- Clestele este confecționat din otel inoxidabil 18/8, avand clestii inveliti in plastic
- In poza codul CRSC157 este prezentat la nr 1, iar codul CRGC158 la nr 2



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
CRSC157.0001	Cleste pentru baloane	lungime = 300mm deschidere= 45-70 mm	bucata
CRGC158.0001	Cleste pentru baloane	lungime = 220mm deschidere= 17-60 mm	bucata

CLESTE PENTRU TUBURI

- Confectionat din zinc, clestele este placat cu nichel, iar manerul este invelit in plastic
- Are deschiderea de maxim 55 mm




Cod	Produs	Mod de ambalare
CRDC159.0001	Cleste pentru tuburi	bucata

CLESTE PENTRU PAHARE SI CLESTE PENTRU BALOANE

- Clestele pentru pahare:- este facut din otel 18/10, avand bratele invelite in fibra ceramica
 - este conceput pentru pahare cu diametrul cuprins intre 60 si 150 mm
 - are lungimea de 330mm

- Clestele pentru baloane:- este facut din otel 18/10, avand inserata pluta pe interiorul bratelor
 - este conceput pentru baloane cu diametrul cuprins intre 15 si 60 mm
 - lungimea cleștelui este de 230mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRXC160.0001	Cleste pentru pahare	bucata
CRMC161.0001	Cleste pentru baloane	bucata