


CONECTOARE PENTRU FURTUNURI

CONECTOR IN FORMA DE "T"


- Confectionat din PP (polipropilena) naturala, transparenta
- Se poate autoclava
- Pretabil si pentru industria alimentara



Cod	Denumire	Diametrul exterior (mm)	Pentru furtun cu diam interior de (mm)	Mod de ambalare
CRYC1747.0010	Conector in forma de T	4	3	10 bucati
CRBC1748.0010	Conector in forma de T	6	4 - 5	10 bucati
CRMC1749.0010	Conector in forma de T	8	6 - 7	10 bucati
CRFC1750.0010	Conector in forma de T	10	8 - 9	10 bucati
CRPC1751.0010	Conector in forma de T	12	10 - 11	10 bucati
CRSC1752.0010	Conector in forma de T	14	12 - 13	10 bucati
CREC1753.0010	Conector in forma de T	16	14 - 15	10 bucati

CONECTOR IN FORMA DE "L" LA 90°


- Confectionat din PP (polipropilena) transparenta, de culoare naturala
- Se poate autoclava si poate fi utilizat si in industria alimentara



Cod	Denumire	Diametrul exterior (mm)	Pentru furtun cu diam interior de (mm)	Mod de ambalare
CRPC1754.0010	Conector in forma de L	4	3	10 bucati
CRHC1755.0010	Conector in forma de L	6	4 - 5	10 bucati
CRRC1756.0010	Conector in forma de L	8	6 - 7	10 bucati
CRSC1757.0010	Conector in forma de L	10	8 - 9	10 bucati
CRXC1758.0010	Conector in forma de L	12	10 - 11	10 bucati
CRUC1759.0010	Conector in forma de L	14	12 - 13	10 bucati
CROC1760.0010	Conector in forma de L	16	14 - 15	10 bucati

CONECTOR IN FORMA DE CRUCE

- Confectionat din PP (polipropilena) transparenta
- Se poate autoclava si poate fi utilizat si in industria alimentara



Cod	Denumire	Diametrul exterior (mm)	Pentru furtun cu diam interior de (mm)	Mod de ambalare
CRLC1761.0010	Conector in forma de cruce	4	3	10 bucati
CRIC1762.0010	Conector in forma de cruce	6	4 - 5	10 bucati
CRNC1763.0010	Conector in forma de cruce	8	6 - 7	10 bucati
CRGC1764.0010	Conector in forma de cruce	10	8 - 9	10 bucati
CRZC1765.0010	Conector in forma de cruce	12	10 - 11	10 bucati
CRFC1766.0010	Conector in forma de cruce	14	12 - 13	10 bucati

CONECTOR IN FORMA DE "Y"


- Confectionat din PP (polipropilena) transparenta
- Se poate autoclava, pretandu-se si in industria alimentara



Cod	Denumire	Diametrul exterior (mm)	Pentru furtun cu diam interior de (mm)	Mod de ambalare
CRTC1767.0010	Conector in forma de Y	4	3	10 bucati
CRDC1768.0010	Conector in forma de Y	6	4 - 5	10 bucati
CRCC1769.0010	Conector in forma de Y	8	6 - 7	10 bucati
CRKC1770.0010	Conector in forma de Y	10	8 - 9	10 bucati
CRBC1771.0010	Conector in forma de Y	12	10 - 11	10 bucati
CRIC1772.0010	Conector in forma de Y	14	12 - 13	10 bucati
CRHC1773.0010	Conector in forma de Y	16	14 - 15	10 bucati

CONECTOR PENTRU FURTUN

- Confectionat din PP (polipropilena) de culoare alba
- Marginile au forma conica
- Se poate autoclava
- Se preteaza si in industria alimentara



Cod	Denumire	Orificiu de evacuare (mm)	Pentru furtun cu diam interior de (mm)	Mod de ambalare
CRCC1774.0010	Conector pentru furtun	2	4 - 5	10 bucati
CRVC1775.0010	Conector pentru furtun	3	5 - 7	10 bucati
CRFC1776.0010	Conector pentru furtun	4	8 - 10	10 bucati
CRJC1777.0010	Conector pentru furtun	6	10 - 12	10 bucati
CRLC1778.0010	Conector pentru furtun	8	12 - 14	10 bucati
CRSC1779.0010	Conector pentru furtun	10	14 - 16	10 bucati

CONECTOARE UNIVERSALE PENTRU FURTUNURI

- Se preteaza pentru furtunuri cu diametrul cuprins intre 4 si 17mm.
- Capetele conectorului au forma conica
- Poate fi autoclavat



Cod	Denumire	Material	Mod de ambalare
CRYC1780.0010	Conector universal pentru furtunuri	PP (polipropilena)	10 bucati
CRFC1781.0010	Conector universal pentru furtunuri	PVDF (polivinilidene fluoride)	10 bucati

CONECTOR PENTRU FURTUN


- Este confectionat din HDPE (polietilena de inalta densitate)
- Modelul este foarte solid, de culoare alba



Cod	Denumire	Orificiul de evacuare (mm)	Pentru furtun cu diam interior de (mm)	Mod de ambalare
CRDC1782.0010	Conector pentru furtun	7	12	10 bucati
CRGC1783.0010	Conector pentru furtun	9	15	10 bucati
CRQC1784.0010	Conector pentru furtun	15	21	10 bucati
CRHC1785.0010	Conector pentru furtun	20	27	10 bucati

CONECTOR REDUCTOR

- Este confectionat din PP (polipropilena) alba, avand capetele de forma conica
- Lungimea este de 87mm si rezista la temperaturi de maxim +130°C
- Se poate autoclava



Cod	Denumire	Diam. exterior conector I (mm)	Diam. exterior conector II (mm)	Orificiul de evacuare (mm)	Mod de ambalare
CRTC1786.0010	Conector reductor	8 - 12	4 - 8	5/2	10 bucati
CRNC1787.0010	Conector reductor	12 - 16	4 - 8	8/2	10 bucati
CRLC1788.0010	Conector reductor	12 - 16	8 - 12	8/5	10 bucati

VALVE DE SIGURANTA

- Confectionate din PP (polipropilena) transparenta
- Sunt ideale pentru lichide, deoarece previne scaderea de presiune si curgerea in sens invers a lichidului
- Sunt constituite din doua parti, iar extremitatile au forma conica
- Sunt stabile la temperaturi de pana la +100°C



Cod	Denumire	Lungime (mm)	Pentru furtunuri cu diam. interior de (mm)	Mod de ambalare
VRGC1799.0005	Valva de siguranta	60	7,8 - 10	5 bucati
VRTC1800.0005	Valva de siguranta	70	9,5 - 12,5	5 bucati

CONECTOARE PENTRU FURTUNURI


- Sunt confectionate din PE (polietilena) transparenta
- Se inchid etans si pot fi deconectate usor
- Marginile prezinta forma conica
- Stabile pana la +100°C



Cod	Denumire	Orificiul de evacuare (mm)	Pentru furtunuri cu diam. interior de (mm)	Mod de ambalare
CREC1801.0010	Conector pentru furtunuri	2	4 - 5	10 bucati
CRHC1802.0010	Conector pentru furtunuri	3	6 - 7	10 bucati
CRSC1803.0010	Conector pentru furtunuri	4	8 - 9	10 bucati
CRYC1804.0010	Conector pentru furtunuri	6	9 - 12	10 bucati
CRBC1805.0010	Conector pentru furtunuri	7	11 - 14	10 bucati

SET DE CONECTOARE

- Include cele mai des utilizate conecitoare, de diferite marimi
- Setul este format din conecitoare in forma de T, Y, conecitoare drepte si de reductie
- Contine 25 de conecitoare



Cod	Denumire	Mod de ambalare
SRUC1807.0025	Set de conecitoare	set (25 bucati)

CONECTOR PENTRU FURTUNURI

- Este confectionat din PBT cu inchidere plata din EPDM
- Ideal pentru conectarea rapida, sigura si fara scurgeri a furtunului la un filet de sticla
- Prezinta inalta rezistenta chimica si este stabil la temperaturi de pana la +130°C



Pentru oliva din sticla


Cod	Produs	Potrivit pentru	Diam exterior al mansonului conector	Mod de ambalare
CRRC3481.0010	Conector pentru furtun	GL 14 (galben)	9 mm	10 bucati
CRLC3482.0010	Conector pentru furtun	GL 14 (galben)	4,5 mm	10 bucati
CRXC3484.0010	Conector pentru furtun	SQ13 (albastru)	4,5 mm	10 bucati

Pentru filet din sticla

Cod	Produs	Potrivit pentru	Diam exterior al mansonului conector	Mod de ambalare
CRSC3485.0010	Conector pentru furtun	GL 14 (galben)	9 mm	10 bucati
CRTC3486.0010	Conector pentru furtun	GL 14 (galben)	4,5 mm	10 bucati
CRYC3487.0010	Conector pentru furtun	SQ13 (albastru)	8 mm	10 bucati
CRQC3488.0010	Conector pentru furtun	SQ13 (albastru)	4,5 mm	10 bucati

CONECTOR PENTRU FURTUN


- Diametrul exterior este de 9 mm si lungimea de 43 mm
- Orificiul de iesire este de 8 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRZC3489.0010	Conector pentru furtun	10 bucati
CRHC3490.0005	Conector pentru furtun	5 bucati

CONECTOR PENTRU FURTUNURI


- Este confectionat din PP (polipropilena) transparenta



Cod	Produs	Model	Forma	Pentru furtunuri cu diametrul interior	Mod de ambalare
CRGC3491.0010	Conector pentru furtun	1	dreapta	1,6 mm	10 bucati
CRFC3492.0010	Conector pentru furtun	1	dreapta	2,4 mm	10 bucati
CRDC3493.0010	Conector pentru furtun	1	dreapta	3,2 mm	10 bucati
CRXC3494.0010	Conector pentru furtun	2	“Y”	1,6 mm	10 bucati
CRNC3495.0010	Conector pentru furtun	2	“Y”	2,4 mm	10 bucati
CRLC3496.0010	Conector pentru furtun	2	“Y”	3,2 mm	10 bucati

REDUCTIE PENTRU FURTUNURI

- Este confectionat din PP (polipropilena) transparenta



Cod	Produs	Model	Forma	Pentru furtunuri cu diametrul interior	Mod de ambalare
RRZC3497.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	1,6 – 4,0 mm	10 bucati
RREC3498.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	2,4 – 4,0 mm	10 bucati
RRRC3499.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	3,2 – 4,0 mm	10 bucati
RRQC3500.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	1,6 – 4,8 mm	10 bucati
RRDC3501.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	2,4 – 4,8 mm	10 bucati
RRNC3502.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	3,2 – 4,8 mm	10 bucati
RRFC3503.0010	Reductie pentru furtun	1	dreapta	4,0 – 4,8 mm	10 bucati
RRBC3504.0010	Reductie pentru furtun	2	“T”	1,6 – 2,4 – 2,4 mm	10 bucati
RRPC3505.0010	Reductie pentru furtun	2	“T”	1,6 – 3,2 – 3,2 mm	10 bucati
RRJC3506.0010	Reductie pentru furtun	2	“T”	2,4 – 3,2 – 3,2 mm	10 bucati
RRTC3507.0010	Reductie pentru furtun	3	“T”	1,6 – 2,4 – 1,6 mm	10 bucati
RRIC3508.0010	Reductie pentru furtun	3	“T”	1,6 – 3,2 – 1,6 mm	10 bucati
RRMC3509.0010	Reductie pentru furtun	3	“T”	2,4 – 1,6 – 2,4 mm	10 bucati
RRUC3510.0010	Reductie pentru furtun	3	“T”	2,4 – 3,2 – 2,4 mm	10 bucati
RRLC3511.0010	Reductie pentru furtun	3	“T”	3,2 – 1,6 – 3,2 mm	10 bucati
RRSC3512.0010	Reductie pentru furtun	3	“T”	3,2 – 2,4 – 3,2 mm	10 bucati

CLEMA PENTRU FURTUNURI

- Este confectionata din POM (polyoxymethylene)
- Rezistenta la raze UV, prezinta bune proprietati chimice
- Rezistenta la temperaturi cuprinse intre $- 40 \rightarrow + 90^{\circ}\text{C}$, si pentru scurt timp la $+ 110^{\circ}\text{C}$



Cod	Produs	Pentru furtunuri cu diametrul de	Mod de ambalare
CRYC3434.0010	Clema pentru furtun	6,0 – 6,5 mm	10 bucati
CRFC3435.0010	Clema pentru furtun	9,0 – 10,0 mm	10 bucati
CRGC3436.0010	Clema pentru furtun	10,0 – 11,0 mm	10 bucati
CRLC3437.0010	Clema pentru furtun	11,0 – 12,0 mm	10 bucati
CRZC3438.0010	Clema pentru furtun	12,0 – 14,0 mm	10 bucati
CRQC3439.0010	Clema pentru furtun	13,0 – 15,0 mm	10 bucati
CRPC3440.0010	Clema pentru furtun	15,0 – 17,0 mm	10 bucati
CRBC3441.0010	Clema pentru furtun	17,0 – 19,0 mm	10 bucati
CRMC3442.0010	Clema pentru furtun	18,0 – 20,0 mm	10 bucati
CRXC3443.0010	Clema pentru furtun	20,0 – 22,0 mm	10 bucati
CRCC3445.0010	Clema pentru furtun	23,0 – 25,0 mm	10 bucati

CLEMA PENTRU FURTUNURI


- Este confectionata din otel nichel-crom
- Se preteaza pentru fixarea furtunurilor de tevi sau robinete cu inchidere
- Cu banda din fosfor-bronz, antimagnetica si rezistenta la majoritatea lichidelor agresive sau la vapori



Cod	Produs	Deschiderea cuprinsa intre	Mod de ambalare
CRDC3446.0010	Clema pentru furtun	5 – 10 mm	10 bucati
CRTC3447.0010	Clema pentru furtun	7 – 12 mm	10 bucati
CRHC3448.0010	Clema pentru furtun	9 – 14 mm	10 bucati
CRFC3449.0010	Clema pentru furtun	12 – 17 mm	10 bucati
CRXC3450.0010	Clema pentru furtun	17 – 22 mm	10 bucati
CRNC3451.0010	Clema pentru furtun	22 – 27 mm	10 bucati
CRKC3452.0010	Clema pentru furtun	25 – 30 mm	10 bucati
CRRC3453.0010	Clema pentru furtun	30 – 35 mm	10 bucati

CLEMA PENTRU FURTUNURI


- Destinata pentru inchiderea unui furtunurilor flexibile
- Deschiderea clemei este de 0 -17 mm
- Extrem de stabila, poate fi manuita cu o singura mana



Cod	Produs	Material	Mod de ambalare
CRBC3454.0005	Clema pentru furtun	Polysulfone (autoclavabil)	5 bucati
CRZC3455.0005	Clema pentru furtun	Derlin	5 bucati

CLEME PENTRU FURTUNURI

- Sunt confectionate din poliester PBT
- Pot fi manuite cu o singura mana
- Se pot ajusta, pana la inchiderea completa a furtunului
- Pot fi sterilizate pana la +160°C
- Se topesc la o temperatura de +225°C



Cod	Produs	Pentru tuburi cu diam. de	Culoare	Mod de ambalare
CRMC3457.0012	Clema pentru furtun	14 mm	rosu	12 bucati
CRPC3458.0012	Clema pentru furtun	10 mm	albastru	12 bucati
CRGC3459.0012	Clema pentru furtun	6 mm	galben	12 bucati
CRSC3460.0012	Clema pentru furtun	4,5 mm	rosu	12 bucati
CRZC3461.0012	Clema pentru furtun	set cu 3 buc din fiecare clema	-	12 bucati

CLEMA HOFFMANN

- Este din metal cromat
- Bara de jos poate fi deschisa complet



Cod	Produs	Latime/inaltime exterioara (mm)	Mod de ambalare
CRFC502.0005	Clema Hoffmann	13/13	5 bucati
CRVC503.0005	Clema Hoffmann	17/16	5 bucati
CRKC504.0005	Clema Hoffmann	20/16	5 bucati
CRLC505.0005	Clema Hoffmann	25/16	5 bucati
CRQC506.0005	Clema Hoffmann	30/16	5 bucati

CLEMA TIP MOHR

- Materialul folosit este otelul, placat cu nichel
- Rezistenta pana la +150 °C



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRMC507.0006	Clema tip Mohr cu deschidere 10 mm	6 bucati
CRCC508.0006	Clema tip Mohr cu deschidere 15 mm	6 bucati
CREC509.0006	Clema tip Mohr cu deschidere 20 mm	6 bucati

CLEMA PENTRU FURTUNURI

- Confectionata din otel de inalta calitate
- Ideala pentru inchiderea furtunurilor elastice cu diametru exterior cuprins intre 10 si 15 mm
- Daca este necesar, poate fi mentinuta in permanenta deschisa
- Poate fi manevrata cu o singura mana



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRNC3464.0001	Clema pentru furtun	bucata

FOARFECA PENTRU FURTUNURI

- Este confectionata din PA (poliamida)
- Ideala pentru a fi folosita pe post de clema pentru furtun sau pentru sustinerea acestuia
- Este rezistenta la majoritatea substantelor chimice si este stabila la temperaturi de pana la +130 °C



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
FRTC4537.0010	Foarfece pentru furtunuri	-lungime: 110 mm -cu varfuri rotunde	10 bucati
FRPC3463.0010	Foarfece pentru furtunuri	- lungime: 130 mm - cu clesti	10 bucati