

CUTII PENTRU DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL LAMELOR SI LAMELELOR DE MICROSCOP

CUTII DEPOZITARE LAME MICROSCOP

- Materialul din care sunt fabricate este polistirenul
- Poate inmagazina 100 de lame pentru microscop (76x26 mm)
- In interiorul cutiei are insertii din pluta pentru a preveni spargerea lamelor
- In interiorul capacului prezinta un index numerotat, numerele de pe acesta corespunzand lamelor din interiorul cutiei
- Se prezinta sub mai multe culori
- Dimensiuni: 208 x 175 x 34 mm (L x l x H)



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
CRJC232.0001	Cutie pentru lame microscop	albastra	bucata
CRMC233.0001	Cutie pentru lame microscop	verde	bucata
CRSC234.0001	Cutie pentru lame microscop	rosie	bucata
CRLC235.0001	Cutie pentru lame microscop	galbena	bucata
CRRC236.0001	Cutie pentru lame microscop	alba	bucata

CUTIE DEPOZITARE LAME DE MICROSCOP

- Materialul din care este fabricata poate fi atat PS (polistirenul) cat si ABS (acrylic butaiene styrene copolymer)
- Poate inmagazina 25 sau 50 de lame pentru microscop (76x26 mm)
- In interiorul cutiei se regasesc insertii din pluta care previn spargerea lamelor
- In interiorul capacului prezinta un index numerotat, numerele de pe acesta corespunzand celor din interiorul cutiei
- Se prezinta sub mai multe culori



Cutie depozitare lame de microscop din PS (polistiren)

Cod	Produs	Culoare	Numar de lame	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRGC2544.0001	Cutie depozitare lame de microscop din PS	albastra	25	141 x 88 x 35	bucata
CRPC2545.0001	Cutie depozitare lame de microscop din PS	verde	25	141 x 88 x 35	bucata
CRNC2546.0001	Cutie depozitare lame de microscop din PS	rosie	25	141 x 88 x 35	bucata
CRLC2548.0001	Cutie depozitare lame de microscop din PS	alba	25	141 x 88 x 35	bucata

Cutie depozitare lame de microscop din ABS (acrylic butaiene styrene copolymer)

Cod	Produs	Culoare	Numar de lame	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRMC2549.0001	Cutie depozitare lame de microscop din ABS	albastra	50	209 x 86 x 35	bucata
CRTC2551.0001	Cutie depozitare lame de microscop din ABS	rosie	50	209 x 86 x 35	bucata
CRHC2553.0001	Cutie depozitare lame de microscop din ABS	alba	50	209 x 86 x 35	bucata

CUTIE DEPOZITARE LAME DE MICROSCOP

- Este confectionata din PS (polistiren) si are capac
- Destinata pentru depozitarea lamelor de microscop de 76 x 26 mm
- Locasurile din interiorul cutiei sunt numerotate, iar capacul are index



Cod	Produs	Numar de lame	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRFC2554.0004	Cutie depozitare lame de microscop	25	98 x 83 x 38	4 bucati
CRQC2555.0001	Cutie depozitare lame de microscop	50	230 x 97 x 35	bucata

CRUC2556.0001	Cutie depozitare lame de microscop	100	230 x 180 x 35	bucata
---------------	------------------------------------	-----	----------------	--------

CUTIE PENTRU LAME MICROSCOP

- Destinata pentru pastrarea a 100 lame de microscop de 76 x 26 mm
- Capacul si baza cutiei sunt lucrate in lemn si sunt invelite in imitatie de piele
- Inauntru capacului este lipit un index, iar pe crestaturile din interiorul cutiei sunt imprimate numere
- Interiorul cutiei este confectionat din plastic si prezinta crestaturi, pentru a putea scoate cat mai usor lamele de microscop
- Dimensiunile cutiei sunt: 275 x 185 x 38 mm (L x l x H)



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRJC2563.0001	Cutie pentru lame de microscop	bucata

CUTIE DEPOZITARE LAME MICROSCOP


- Confectionata din PS (polistiren), poate inmagazina 200 de lame de microscop de 76 x 26 mm
- Cutia este compusa din: partea bazala, care poate fi de diferite culori, o insertie de aceeaasi culoare si un capac transparent
- Prezinta o portiune mare pentru etichetare, iar continutul fiecarei cutii poate fi vizualizat datorita capacului transparent
- Insertia, numerotata pentru 100 de lame, este detasabila
- Locasurile pentru lame sunt destul de late, motiv pentru care pot fi introduse cate doua intr-un locas
- Daca se scoate insertia, in cutie se pot stoca pana la 400 de lame de microscop, pe trei randuri
- Cutiile se pot suprapune, iar la livrare este inclus si indexul cu numere in intervalul 1-100



Cod	Produs	Culoare	Dimensiuni L x lx H (mm)	Mod de ambalare
CRDC2564.0001	Cutie depozitare lame de microscop	albastra	245x82x86	bucata
CRNC2565.0001	Cutie depozitare lame de microscop	verde	245x82x86	bucata
CRUC2566.0001	Cutie depozitare lame de microscop	roz	245x82x86	bucata
CRKC2567.0001	Cutie depozitare lame de microscop	alba	245x82x86	bucata
CRQC2568.0001	Cutie depozitare lame de microscop	galbena	245x82x86	bucata

CONTAINER PENTRU LAME DE MICROSCOP

- Este confectionat din ABS (acrylic butaiene styrene copolymer), iar capacul din PS (polistiren)
- Se pot stoca 100 de lame de microscop de 76 x 26 mm



Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CRSC2569.0002	Container pentru lame de microscop	360 x 38 x 100	2 bucati
CRZC2570.0002	Capac pentru container lame microscop	345 x 35 x 40	2 bucati

DOSAR PENTRU LAME DE MICROSCOP

- Este confectionat din HDPE (polietilena de inalta densitate) si are capac din acril
- Pot fi depozitate usor, prin suprapunere
- Numarul maxim de lame (75 x 25 mm) care pot fi depozitate, este 20
- De asemenea, dosarul este numerotat
- Este stabil la temperaturi cuprinse intre -80 ° si +100 °C



Cod	Produs	Culoare	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
DRQC2534.0001	Dosar pentru lame microscop	albastra	292x192x11	bucata
DRTC2535.0001	Dosar pentru lame microscop	galbena	292x192x11	bucata
DRPC2536.0001	Dosar pentru lame microscop	verde	292x192x11	bucata
DRNC2537.0001	Dosar pentru lame microscop	alba	292x192x11	bucata

TAVITA PENTRU LAME MICROSCOP

- Este confectionata din ABS (acrylic butaiene styrene copolymer)
- Destinata a fi utilizata pentru 20 de lame microscop 75 x 25 mm
- Partea de jos a tavitei este putin inclinata pentru a usura scoaterea lamelor
- Tavita este stabila la temperaturi cuprinse intre -80° si +100 °C



Cod	Produs	Culoare	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
TRDC4582.0001	Tavita pentru lame microscop	alba	299x206x18	bucata

CUTIE PENTRU TRANSPORTUL LAMELOR DE MICROSCOP


- Exista doua variante: una paralelipedica si alta cilindrica, cu capac infiletabil
- **Cutia in forma paralelipedica** este confectionata din PP (polipropilena) si este destinata pentru lame de microscop de 76x26 mm
- **Cutia cilindrica** este confectionata tot din PP (polipropilena) si se pot stoca intre 5-10 lame de 76x26 mm
- Ambele cutii pot fi autoclavate



Cod	Produs	Numar de lame	Dimensiuni Lxl / HxØ (mm)	Mod de ambalare
CRXC2571.0010	Cutie in forma paralelipipedica pentru transport lame microscop	1	50x100	10 bucati
CRYC2572.0010	Cutie in forma paralelipipedica pentru transport lame microscop	1-3	84x99	10 bucati
CRLC2573.0010	Cutie cilindrica pentru transport lame microscop	5-10	90x40	10 bucati

CUTIE PENTRU EXPEDIEREA LAMELOR DE MICROSCOP


- Este confectionata din PP (polipropilena) si poate stoca 5 lame de microscop de 76x26 mm
- Cutia poate fi utilizata si doar pentru stocare
- Capacul se inchide etans
- Interiorul cutiei este compartimentat , motiv pentru care lamele sunt separate unele de altele si nu se pot lipi una de alta



Cod	Produs	Dimensiuni L x l x H (mm)	Mod de ambalare
CROC2574.0025	Cutie pentru expedierea lamelor de microscop	80 x 17 x 30	25 bucati

CUTIE PENTRU EXPEDIEREA LAMELOR DE MICROSCOP


- Este confectionata din PS (polistiren) si este ideala pentru expedierea individuala a lamelor de microscop de 75x25 mm
- De asemenea, poate fi utilizata ca si cutie pentru stocare
- Poate fi inchisa foarte usor, iar lamele pot fi extrase din cutie prin simpla inclinare a acesteia



Cod	Produs	Culoare	Dimensiuni LxlxH (mm)	Mod de ambalare
CRDC2575.0001	Cutie pentru expedierea lamelor de microscop	albastra	89 x 29 x 6	bucata
CRBC2576.0001	Cutie pentru expedierea lamelor de microscop	galbena	89 x 29 x 6	bucata
CRPC2577.0001	Cutie pentru expedierea lamelor de microscop	verde	89 x 29 x 6	bucata
CRMC2578.0001	Cutie pentru expedierea lamelor de microscop	roz	89 x 29 x 6	bucata
CREC2579.0001	Cutie pentru expedierea lamelor de microscop	alba	89 x 29 x 6	bucata

TAVITA PENTRU STOCARE SI TRANSPORT


- Confectionata din PVC (polyvinylchlorid) alb, este utila pentru lame de microscop de 76 x 26 mm



Cod	Produs	Numar de lame	Dimensiuni L x l (mm)	Mod de ambalare
TRGC2532.0001	Tavita pentru stocare si transport	20	340 x 190	bucata
TRYC2533.0001	Tavita pentru stocare si transport	40	680 x 190	bucata

DOZATOR DE LAME DE MICROSCOP


- Dozatorul este confectionat din ABS (acrylic butaiene styrene copolymer)
- Numarul total de lame (76x26 mm) care incap in dozator este de 50 bucati
- Lamele de microscop pot fi depozitate in acest dozator pentru a fi protejate de praf si pot fi preluate una dupa alta prin simpla rasucire a manerului



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
DRGC2542.0001	Dozator de lame de microscop	alba	bucata
DROC2543.0001	Dozator de lame de microscop	albastra	bucata

DOSAR PENTRU PREPARATE MICROSCOPICE

- Confectionat din carton, are baza invelita cu hartie alba
- Are grilaj si capac rabatabil, confectionat din carton maro
- Destinat pentru lame de microscop de 26x76 mm



Dosar pentru preparate microscopice, cu capac si index

Cod	Produs	Forma capacului	Numar de lame	Dimensiuni L x l (mm)	Mod de ambalare
DRSC2527.0010	Dosar pentru preparate microscopice cu capac si index	doua piese cu incuietoare	20	340 x 205	10 bucati
DRHC2528.0010	Dosar pentru preparate microscopice cu capac si index	o singura piesa	20	340 x 205	10 bucati
DRPC2529.0010	Dosar pentru preparate microscopice cu capac si index	o singura piesa	6	215 x 105	10 bucati
DRFC2530.0010	Dosar pentru preparate microscopice cu capac si index	o singura piesa	2	100 x 95	10 bucati

Carton pentru preparate microscopice, fara capac

Cod	Produs	Numar de lame	Dimensiuni L x l (mm)	Mod de ambalare
CRXC2531.0010	Carton pentru preparate microscopice, fara capac	20	340 x 205	10 bucati