

## DENSIMETRE

### DENSIMETRU

- Cu ajutorul acestora se determina densitatea
- Fara termometru
- Citirea se face la 20 °C
- Gradatie 0,001 g/cm<sup>3</sup>
- Lungimea totala: 300 mm
- Diametrul corpului este de 16 mm, iar al tijei gradate este de 6,25 mm



Cod	Produs	Interval de masurare	Mod de ambalare
DRFC5078.0001	Densimetru	0,600 – 0,700 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRSC5079.0001	Densimetru	0,700 – 0,800 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRHC5080.0001	Densimetru	0,800 – 0,900 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRLC5081.0001	Densimetru	0,900 – 1,000 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRZC5082.0001	Densimetru	1,000 – 1,100 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRTC5083.0001	Densimetru	1,100 – 1,200 g/cm <sup>3</sup>	bucata

DRJC5084.0001	Densimetru	1,200 – 1,300 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRDC5085.0001	Densimetru	1,300 – 1,400 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRRC5086.0001	Densimetru	1,400 – 1,500 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRYC5087.0001	Densimetru	1,500 – 1,600 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRPC5088.0001	Densimetru	1,600 – 1,700 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRQC5089.0001	Densimetru	1,700 – 1,800 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRMC5090.0001	Densimetru	1,800 – 1,900 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRG5091.0001	Densimetru	1,900 – 2,000 g/cm <sup>3</sup>	bucata

## DENSIMETRU BAUMÉ

- Fara termometru
- Gradatie 0,1 °Bé
- Citirea se face la 15 °C
- Lungimea totala: 280 mm
- Diametrul corpului este de 16 mm, iar al tijei gradate este de 5,25 mm



Cod	Produs	Interval de masurare	Mod de ambalare
DRCC5092.0001	Densimetru Baume	0,0 – 10,0° Bé	bucata
DRBC5093.0001	Densimetru Baume	10,0 – 20,0° Bé	bucata
DRJC5094.0001	Densimetru Baume	20,0 – 30,0° Bé	bucata
DRXC5095.0001	Densimetru Baume	30,0 – 40,0° Bé	bucata
DRNC5096.0001	Densimetru Baume	40,0 – 50,0° Bé	bucata
DRYC5097.0001	Densimetru Baume	50,0 – 60,0° Bé	bucata
DRPC5098.0001	Densimetru Baume	60,0 – 70,0° Bé	bucata

## DENSIMETRU

- Fara termometru
- Gradatie 0,005 g/cm<sup>3</sup>
- Citirea se face la 20 °C
- Lungimea totala: 300 mm
- Diametrul corpului este de 16 mm, iar al tijei gradate este de aproximativ 7 - 10 mm



Cod	Produs	Interval de masurare	Mod de ambalare
DRZC5099.0001	Densimetru	0,700 – 1,000 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRDC5100.0001	Densimetru	1,000 – 1,500 g/cm <sup>3</sup>	bucata
DRBC5101.0001	Densimetru	1,500 – 2,000 g/cm <sup>3</sup>	bucata