


ELECTROZI pH PENTRU SUPRAFETE

ELECTROD pH (suprafete)

- Sistemul de referinta: simplu, Ag/AgCl
- Jonctiune: deschisa
- Electrolit: viscolene
- Presiunea maxima: 0,1 bar
- Domeniu de masurare: 0-12 (pH)
- Utilizabil in intervalul de temperature: -5→50°C
- Forma varf: plata
- Sensor de temperatura: nu
- Amplificator: nu
- Material electrod: sticla
- Cablu: coaxial, lungime 1 m
- Recomandari de utilizare: suprafete, piele, hartie, emulsii



Cod	Produs	Tip conexiune	Mod de ambalare
EIQH120.0001	Electrod pH (suprafete)	BNC	bucata

ELECTROD pH (suprafete)


- Sistemul de referinta: simplu, Ag/AgCl
- Jonctiune: deschisa
- Electrolit: viscolene
- Presiunea maxima: 0,1 bar
- Domeniu de masurare: 0-12 (pH)
- Utilizabil in intervalul de temperatura: -5→50°C (T)
- Forma varf: plata
- Sensor de temperatura: nu
- Amplificator: nu
- Material electrod: sticla
- Cablu: coaxial, lungime 1 m
- Recomandari de utilizare: piele, scalp



Cod	Produs	Tip conexiune	Mod de ambalare
EIJH121.0001	Electrod pH (suprafete)	BNC	bucata
EIWH122.0001	Electrod pH (suprafete)	Cap infiletabil	bucata

ELECTROD pH (suprafete)


- Sistemul de referinta: simplu, Ag/AgCl
- Jonctiune: deschisa
- Electrolit: viscolene
- Presiunea maxima: 0,1 bar
- Domeniu de masurare: 0-12 (pH); -5→50°C (T)
- Forma varf: plata
- Sensor de temperatura: da
- Amplificator: da
- Material electrod: sticla
- Cablu: cu 7 locasuri pentru cei 7 pini ai conectorului, lungime 1 m
- Recomandari de utilizare: suprafete, piele, hartie, emulsii



Cod	Produs	Tip conexiune	Mod de ambalare
EISH123.0001	Electrod pH (suprafete)	DIN cu 7 pini	bucata

ELECTROD pH (suprafete)

- Sistemul de referinta: simplu, Ag/AgCl
- Jonctiune: deschisa
- Electrolit: viscolene
- Presiunea maxima: 0,1 bar
- Domeniu de masurare: 0-12 (pH); -5→50°C (T)
- Forma varf: plata
- Sensor de temperatura: da
- Amplificator: da
- Material electrod: sticla
- Cablu: cu 7 locasuri pentru cei 7 pini ai conectorului, lungime 1 m
- Recomandari de utilizare: piele si scalp



Cod	Produs	Tip conexiune	Mod de ambalare
EICH124.0001	Electrod pH (suprafete)	DIN cu 7 pini	bucata