

## ETUVE

### ETUVE

- Temperatura de lucru, se poate regla incepand de la temperatura camerei + 5°C, pana la 300°C.
- Posibilitatea de reglare a temperaturii, incepe de la 20°C
- Interiorul etuvei este confectionat in totalitate din inox
- Usa este confectionata din inox, prevazuta la interior cu material izolator, ce asigura o izolare perfecta; la modelele ERZC5061 si ERDC5062, usa este compusa din doua parti
- Carcasa etuvei, este confectionata, de asemenea, din inox; intre peretele interior si exterior, etuva este prevazuta cu material izolator
- Aerisirea, se realizeaza printr-o clapeta controlata electronic
- Prezinta posibilitatea de a selecta limba de utilizare (germana, engleza, franceza si spaniola)
- Timpul, se poate programa, de la un minut, la 99 zile si 23 ore, cu ajutorul programatorului electronic; de asemena, se poate opta pentru utilizare continua
- Daca se acceseaza functia „Setpoint WAIT”, cronometrarea va incepe doar dupa ce este atinsa temperatura stabilita



<b>COD</b>	<b>ERGC5055</b>	<b>ERPC5056</b>	<b>ERSC5057</b>	<b>ERLC5058</b>	<b>ERMC5059</b>	<b>ERJC5060</b>	<b>ERZC5061</b>	<b>ERDC5062</b>
Capacitate (L)	32	53	74	108	161	256	449	749
<b>DIMENSIUNI INTERIOARE (mm)</b>								
Latime	400	400	400	560	560	640	1040	1040
Inaltime	320	400	560	480	720	800	720	1200
Adancime	250	330	330	400	400	500	600	600

DIMENSIUNI EXTERIOARE (mm)								
Latime	585	585	585	745	745	824	1224	1224
Inaltime	707	787	947	867	1107	1186	1247	1726
Adancime (fara maner)	434	514	514	584	584	684	784	784
Numar de gratare incluse	1	1	2	2	2	2	2	2
Capacitate maxima	3	4	6	5	8	9	8	14
Consum de energie (W)	1600	2000	2500	2800	3200	3400	5800	7000
Sursa de curent	230 V, 50/60 Hz						400 V si 3 x 220 V, 50/60 Hz	
Greutate (kg)	44	55	65	74	96	110	170	215
VARIATIILE DE TEMPERATURA								
In timp(°C)	< ±0,2							
In volumul incintei (°C)	< ±0,7							

Cod	Produs	Mod de ambalare
ERGC5055.0001	Etuva 32 litri	bucata
ERPC5056.0001	Etuva 55 litri	bucata
ERSC5057.0001	Etuva 74 litri	bucata
ERLC5058.0001	Etuva 108 litri	bucata
ERMC5059.0001	Etuva 161 litri	bucata
ERJC5060.0001	Etuva 256 litri	bucata
ERZC5061.0001	Etuva 449 litri	bucata
ERDC5062.0001	Etuva 749 litri	bucata