

FIOLE PROBE

FIOLE PROBE

- Pot fi confectionate atat din sticla borosilicata termorezistenta, bruna sau transparenta, cat si din PP (polipropilena)
- Se livreaza impreuna cu un capacel din PE (polietilena)
- Forma conica a capacului face usoara penetrarea cu seringa si astfel acul este automat dirijat in zona centrala
- Sunt foarte usor de inchis sau de deschis
- Ideale pentru a pastra mostre sau pentru a fi utilizate in prelevatoarele automate
- Capacitatea este cuprinsa intre 0,7 si 4 ml



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni H x Ø(mm)	Material	Mod de ambalare
FRSC2692.0100	Fiola probe	0,7	40 x 8	PP (polipropilena)	100 bucati
FRYC2693.0200	Fiola probe	1	40 x 8	sticla transparenta	200 bucati
FRTC2694.0200	Fiola probe	1	40 x 8	sticla bruna	200 bucati
FRPC2695.0200	Fiola probe	1	40 x 8	PP (polipropilena)	200 bucati
FRNC2696.0100	Fiola probe	2	32 x 12	sticla transparenta	100 bucati
FRHC2697.0100	Fiola probe	2	32 x 12	sticla bruna	100 bucati
FRLC2698.0100	Fiola probe	2	32 x 12	PP (polipropilena)	100 bucati
FRJC2699.0100	Fiola probe	4	45 x 15	sticla transparenta	100 bucati
FRMC2700.0100	Fiola probe	4	45 x 15	sticla bruna	100 bucati
FRDC2701.0100	Fiola probe	4	45 x 15	PP (polipropilena)	100 bucati

FIOLE PROBE DIN PLASTIC

- Sunt confectionate din PE (polietilena)
- Au o culoare naturala
- Capacul este atasat de fiola



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Øexterior x H (mm)	Mod de ambalare
FRZC2702.0100	Fiola probe din plastic	1	9 x 32	100 bucati
FRBC2703.0100	Fiola probe din plastic	2,5	14 x 32	100 bucati
FRGC2704.0100	Fiola probe din plastic	5	15 x 50	100 bucati
FRJC2705.0100	Fiola probe din plastic	7	22 x 32	100 bucati

FIOLE PROBE

- Confectionate din sticla borosilicata termorezistenta, cu lungimea de 178 mm
- Nu contin substante para-magnetice
- Sunt foarte rezistente, iar grosimea peretilor este uniforma
- Disponibile in doua variante: - **economice** – in principu, de unica folosinta, pentru auto-sampler
- **stiintifice** – pentru utilizari multiple
- Fiolele pot fi curatate si autoclavate



Cod	Produs	Tip	Diam. exterior (mm)	Diam. interior (mm)	Grosime (mm)	Mod de ambalare
FRCC2706.0250	Fiola probe	economic	4,97±0,05	4,20±0,05	0,07	250 bucati
FRHC2707.0005	Fiola probe	stiintific	4,97±0,013	4,20±0,013	0,013	5 bucati

FIOLE PROBE

- Confectionate din sticla calco-sodica
- Partea de jos a fiolei este plata
- Inaltimea este de 50mm, iar diametrul exterior de 10mm
- Capacitatea lor este de 2,5ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRXC2708.0496	Fiola probe	496 bucati


FIOLE PROBE

- Sunt confectionate din sticla borosilicata termorezistenta
- Au partea de jos plana
- Livrarea nu include capacele din aluminiu cu membrana, acestea trebuiesc comandate separat



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Diametrul (mm)	Inaltimea (mm)	Diam. gatului (mm)	Mod de ambalare
FRBC2710.0200	Fiola probe	2	12	32	11	200 bucati
FRCC2711.0200	Fiola probe	4	15	45	13	200 bucati
FROC2712.0200	Fiola probe	6	22	38	20	200 bucati
FRXC2713.0200	Fiola probe	10	23	46	20	200 bucati
FRZC2714.0200	Fiola probe	20	23	75	20	200 bucati


Capac din aluminiu cu membrana, pentru fiole probe



Cod	Produs	Pt fiole cu Ø gatului (mm)	Membrana	Mod de ambalare
CRTC2716.0200	Capac din aluminiu cu membrana	11	PTFE(politetrafluor ethylene) /butyl	200 bucati
CRNC2717.0200	Capac din aluminiu cu membrana	11	PTFE(politetrafluor ethylene) /silicon	200 bucati
CRXC2718.0200	Capac din aluminiu cu membrana	13	PTFE(politetrafluor ethylene) /butyl	200 bucati
CRPC2719.0200	Capac din aluminiu cu membrana	13	PTFE(politetrafluor ethylene) /silicon	200 bucati
CRFC2720.0200	Capac din aluminiu cu membrana	20	PTFE(politetrafluor ethylene) /butyl	200 bucati
CRKC2721.0200	Capac din aluminiu cu membrana	20	PTFE(politetrafluor ethylene) /silicon	200 bucati

TUB PENTRU INSERTIE

- Destinat fiolelor de 1,5ml
- Este confectionat din sticla borosilicata termorezistenta
- Are o inaltime de 30mm si un diametru de 5mm
- Prezinta un "arc" din plastic care asigura o fixare cat mai buna
- Capacitatea tubului este de 100 μ l
- Sunt destinate pentru a fi utilizate cu fiolele FRVC2725, FRDC2726, FRBC2710



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRQC2722.0100	Tub pentru insertie	100 bucati

FIOLE PROBE 0,1 ML

- Sunt confectionate din PP (polipropilena) cu insertie din sticla borosilicata
- Partea de jos a fiolei este plana
- Inaltimea este de 32 mm, iar diametrul de 12mm
- Prezinta si un "guler" pentru capac din aluminiu cu membrana cu diametru de 11mm (cod CRNC2717)
- Se livreaza fara capac. Capacul se comanda separat, de preferat codul CRNC2717



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRQC2723.0100	Fiola probe 0,1ml	100 bucati

FIOLE PROBE, DIN PLASTIC, 0,1ML

- Sunt confectionate din PP (polipropilena)
- Au partea de jos plata, iar gatul este prevazut cu filet de 8mm
- Inaltimea fiolei este de 32 mm, iar diametrul de 12 mm
- Nu se livreaza impreuna cu capac



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRMC2724.0200	Fiola probe 0,1ml, din plastic	200 bucati


FIOLE PROBE, 2ml

- Sunt confectionate din sticla borosilicata termorezistenta, bruna sau transparenta
- Partea de jos a fiolei este plata; gatul este prevazut cu filet de 8mm
- Dimensiunile fiolei sunt : 32 x 11,5 x 0,9mm (h x Ø x grosime perete)



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRVC2725.0200	Fiola probe, transparenta, 2ml	200 bucati
FRDC2726.0200	Fiola probe, bruna, 2ml	200 bucati

CAPACE SI MEMBRANE PENTRU FIOLE PROBE (pentru codurile FRMC2724; FRVC2725; FRDC2726;)



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRDC2727.0200	Capac infiletabil cu gaura	200 bucati
CRTC2728.0200	Capac infiletabil fara gaura	200 bucati
MREC2729.1000	Membrana din teflon cu diam de 8mm	1000 bucati
MRUC2730.0200	Membrana din cauciuc siliconic, invelit in teflon	200 bucati
MRPC2731.0200	Membrana din silicon, invelit in teflon	200 bucati

FIOLE PROBE, 4 ML

- Confectionate din sticla borosilicata termorezistenta, au partea de jos plata iar gatul este prevazut cu filet de 13 mm
- Ideale pentru autosampler si pentru unitatile de sinteza de ADN
- Dimensiunile fiolei sunt: 45 x 14,75x 0,95mm (H x Ø x grosimea peretelui)
- Se livreaza fara capac si membrane. Acestea trebuiesc comandate separat.



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRNC2732.0200	Fiola probe, transparenta, 4ml	200 bucati
FRKC2733.0200	Fiola probe, bruna, 4ml	200 bucati

Capace si membrane pentru fiole probe de 4 ml

Cod	Produs	Mod de ambalare
CROC2734.0200	Capac infiletabil cu gaura	200 bucati
CRLC2735.0200	Capac infiletabil fara gaura	200 bucati
MRCC2736.1000	Membrana din teflon cu diam de 12mm	1000 bucati
MRJC2737.0200	Membrana din cauciuc siliconic, invelit in teflon	200 bucati
MROC2738.0200	Membrana din silicon, invelit in teflon	200 bucati

FIOLE PROBA (FIOLE SCINTILARE)

- Disponibile in 4 modele:

- **Modelul 1:**
 - confectionat din LDPE (polietilena densitate joasa)
 - capacul este de culoare alba si se inchide la numai un sfert de rasucire;
 - grosimea capacului este de 0,8 mm
 - inaltimea fiolei (inclusiv capac) este de 60 mm
 - diametrul exterior este de 27 mm, iar capacitatea de 20 ml
 - in fotografie este prezentata la nr 1
- **Modelul 2:**
 - confectionat din LDPE (polietilena densitate joasa)
 - capacul este transparent si acopera fiola pe exterior
 - inaltimea fiolei este de 5,3 cm
 - diametrul este de 14 mm, iar capacitatea de 5 ml
 - in fotografie este prezentata la nr 2



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRJC3135.1000	Fiola probe, model 1	1000 bucati
FRNC3138.2000	Fiola probe, model 2	2000 bucati

PAHARE PENTRU PROBE

- Confectionate din polipropilena
- Transparente, gradate
- Pot fi sterile, ambalate individual sau nesterile
- Capacul, care inchide etans paharul, este inclus si poate fi cu inchidere prin presare, sau infiletabil
- Sunt sigure, inerte biologic, fara urme de metale grele
- Prezinta o zona pentru etichetare



PAHARE PENTRU PROBE, CAPAC DIN LDPE, CU INCHIDERE PRIN PRESARE

Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Capacitate/ Gradatie (ml)	Caracteristici	Mod de ambalare
PRDC4704.0500	Pahar pentru probe	67 x 69	125/25	-capac albastru -nesterile	500 bucati
PRTC4705.0500	Pahar pentru probe	67 x 69	125/25	-capac rosu, cu cioc -nesterile	500 bucati
PRGC4706.0150	Pahar pentru probe	67 x 69	125/25	-capac galben - sterile	150 bucati

PAHARE PENTRU PROBE, CAPAC DIN HDPE, CU INCHIDERE PRIN INFILETARE

Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Capacitate/ Gradatie (ml)	Caracteristici	Mod de ambalare
PRPC4707.0500	Pahar pentru probe	64 x 70	100/20	-capac verde -nesterile	500 bucati
PRHC4708.0100	Pahar pentru probe	64 x 70	100/20	-capac verde -nesterile	100 bucati
PRJC4709.0150	Pahar pentru probe	64 x 70	100/20	-capac galben -sterile	150 bucati

PAHARE MEDICALE

- Confectionate din polipropilena
- Transparente, gradate (gradatia de 1 ml, incepe de la un volum de 3 ml)
- Sunt sigure, inerte biologic, fara urme de metale grele
- Dimensiuni: diametrul bazei 27 mm, inaltimea 42 mm
- Capacele sunt cu inchidere prin presare; la livrare NU sunt incluse; trebuiesc comandate separat



Cod	Produs	Capacitate/ Gradatie (ml)	Culoare	Mod de ambalare
PRLC4710.0075	Pahar medical	30/1	natural	75 bucati
PRMC4711.0075	Pahar medical	30/1	albastru	75 bucati
PRYC4712.0075	Pahar medical	30/1	rosu	75 bucati
PRDC4713.0075	Pahar medical	30/1	galben	75 bucati
PRBC4714.0075	Pahar medical	30/1	verde	75 bucati

CAPACE PENTRU PAHARE MEDICALE

- Confectionate din LDPE
- Albe, cu diametrul de 39 mm
- Se inchid prin presare

Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
CRSC4715.0075	Capac pentru pahare medicale	alb	75 bucati

TUBURI PENTRU SCAUN



TUB PENTRU SCAUN, CU DOP

- Tubul este confectionat din polistiren
- Capacul este confectionat din HDPE si prevazut cu lingurita de prelevare a probelor
- Sunt sigure, inerte biologic, fara urme de metale grele
- Se livreaza cu capacul asamblat

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni (Ø x H) mm	Caracteristici	Mod de ambalare
TRRC4716.1000	Tub pentru scaun	16	22 x 75	-transparent -baza plata -nesteril	1000 bucati

TUB PENTRU SCAUN, CU CAPAC INFILETABIL

- Tubul este confectionat din polipropilena
- Capacul este confectionat din HDPE si prevazut cu lingurita de prelevare a probelor
- Sunt sigure, inerte biologic, fara urme de metale grele
- Se livreaza cu capacul asamblat

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni (Ø x H) mm	Caracteristici	Mod de ambalare
TRFC4717.1000	Tub pentru scaun	15	20 x 76	-transparent -baza cu inel de sustinere -nesteril	1000 bucati
TRTC4718.1000	Tub pentru scaun	13	16 x 100	-transparent -baza rotunda - nesteril	1000 bucati
TRXC4719.0500	Tub pentru scaun	30	25 x 107	-transparent -baza cu inel de sustinere -nesteril	500 bucati
TRQC4720.0100	Tub pentru scaun	15	20 x 76	-transparent -baza cu inel de sustinere -steril	100 bucati
TRHC4721.0100	Tub pentru scaun	13	16 x 100	-transparent - baza rotunda - steril	100 bucati
TRUC4722.0100	Tub pentru scaun	30	25 x 107	-transparent -baza cu inel de sustinere -steril	100 bucati

CONTAINERE PENTRU SPUTA



TUB PENTRU SPUTA, CU DOP

- Tubul este confectionat din polistiren
- Capacul este confectionat din HDPE; capacul, similar unui dop, se inchide prin presare
- Sunt sigure, inerte biologic, fara urme de metale grele
- Se livreaza cu capacul asamblat

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni (Ø x H) mm	Caracteristici	Mod de ambalare
TRZC4723.1000	Tub pentru sputa	16	22 x 62	-transparent -baza plata -nesteril	1000 bucati

TUB PENTRU SPUTA, CU CAPAC INFLETABIL

- Tubul este confectionat din polistiren
- Capacul este confectionat din HDPE; se inchide prin infletare
- Sunt sigure, inerte biologic, fara urme de metale grele
- Se livreaza cu capacul asamblat (sterile) sau cu capacul desfacut (nesterile)

Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni (Ø x H) mm	Caracteristici	Mod de ambalare
TRL4724.0200	Tub pentru sputa	24	70 x 23	-transparent -baza plata -nesteril	200 bucati
TRDC4725.0200	Tub pentru sputa	24	70 x 23	-transparent -baza plata -steril	200 bucati