

FLACOANE

FLACOANE CU GAT LARG

- Sunt din PVC dur, transparente sau brune sau din PETG, transparente
- Au forma patrata
- Capac negru din polipropilena (PP)
- Se preteaza foarte bine pentru stocare de mostre; substante lichide, solide; pulberi; granule; obiecte mici de laborator
- Gatul larg permite o umplere usoara a flaconului
- Rezistente la temperaturi cuprinse intre: -20 °C la +80 °C



PVC transparent

Cod	Produs	Ø _{interior al gatului} (mm)	Inaltime fara capac (mm)	Mod de ambalare
FRAC611.0025	Flacon, 50 ml	23	60,5	25 bucati
FROC612.0024	Flacon, 100 ml	31	71	24 bucati
FRPC613.0014	Flacon, 200 ml	41	88,5	14 bucati
FRLC614.0015	Flacon, 300 ml	41	95	15 bucati
FRKC615.0010	Flacon, 500 ml	54	108	10 bucati

FRZC616.0010	Flacon, 750 ml	69	120	10 bucati
FRYC617.0008	Flacon, 1000 ml	69	144	8 bucati
FRSC618.0004	Flacon, 2000 ml	69	187	4 bucati

PVC brun

Cod	Produs	Ø _{interior} al gatului (mm)	Inaltime fara capac (mm)	Mod de ambalare
FRIC619.0025	Flacon, 50 ml	23	60,5	25 bucati
FRUC620.0024	Flacon, 100 ml	31	71	24 bucati
FRHC621.0014	Flacon, 200 ml	41	88,5	14 bucati
FRJC622.0015	Flacon, 300 ml	41	95	15 bucati
FRFC623.0010	Flacon, 500 ml	54	108	10 bucati
FRDC624.0010	Flacon, 750 ml	69	120	10 bucati
FRVC625.0008	Flacon, 1000 ml	69	144	8 bucati
FRBC626.0004	Flacon, 2000 ml	69	187	4 bucati

PETG transparent

Cod	Produs	Ø _{interior} al gatului (mm)	Inaltime fara capac (mm)	Mod de ambalare
FRMC627.0025	Flacon, 50 ml	23	60,5	25 bucati
FRSC628.0024	Flacon, 100 ml	31	71	24 bucati
FRWC629.0014	Flacon, 200 ml	41	88,5	14 bucati
FRQC630.0010	Flacon, 500 ml	54	108	10 bucati
FRTC631.0008	Flacon, 1000 ml	69	144	8 bucati
FRPC632.0004	Flacon, 2000 ml	69	187	4 bucati

FLACON GRADAT CU CAPAC INFLETABIL

- Confectionate din polipropilena (PP), flacoanele sunt gradate
- Capacul este din polietilena (PE) si se inchide ermetic
- Este ideal pentru stocare de lichide, solide, mostre de tesut, etc
- Flacoanele sterile au ca semn distinctiv o banda subtire peste capac si flacon, banda care se rupe la deschidere
- Rezistenta la temperatura a flaconului: interval -10°C → +110°C
- Rezistenta la temperatura a capacului: interval - 40°C → +80°C



Flacoane nesterile

Cod	Produs	Ø _{exterior} x H (mm)	Mod de ambalare
FRTC1836.0100	Flacon gradat, 20 ml	31,2 x 42,7	100 bucati
FRDC1837.0100	Flacon gradat, 40 ml	43,4 x 40,6	100 bucati
FRXC1839.0100	Flacon gradat, 60 ml	43,4 x 59,2	100 bucati
FRMC1841.0400	Flacon gradat, 90 ml	43,4 x 74,7	400 bucati
FRUC1843.0300	Flacon gradat, 120 ml	51,3 x 78,5	300 bucati

Flacoane sterile

Cod	Produs	Ø _{exterior} x H (mm)	Mod de ambalare
FRPC1838.0500	Flacon gradat, 60 ml	43,4 x 59,2	500 bucati
FRHC1840.0400	Flacon gradat, 90 ml	43,4 x 74,7	400 bucati
FRSC1842.0300	Flacon gradat, 120 ml	51,3 x 78,5	300 bucati

FLACON CU GAT LARG

- Este din polietilena (PE)
- Ideal pentru protejarea mostrelor de radiatia UV
- Prezinta un capac infiletabil
- Culoare bruna
- Rezistenta la temperatura: -40 la +80 °C



Cod	Produs	Ø flaconului x H (mm)	Mod de ambalare
FRSC643.0010	Flacon cu gat larg, 50 ml	39 x 77	10 bucati
FRFC644.0010	Flacon cu gat larg, 100 ml	48 x 93,5	10 bucati
FRGC645.0010	Flacon cu gat larg, 250 ml	64 x 120	10 bucati
FRNC646.0010	Flacon cu gat larg, 500 ml	77 x 154	10 bucati
FRCC647.0004	Flacon cu gat larg, 1000 ml	95 x 205	4 bucati

FLACON BRUN, CU GAT INGUST

- Flacoanele sunt facute din polietilena de inalta densitate
- Ideale pentru a proteja substantele fotosensibile
- Prevazute cu capac pentru o inchidere etansa



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Ø capacului (mm)	Mod de ambalare
FROC848.0012	Flacon brun cu gat ingust	15	20	12 bucati
FRIC849.0012	Flacon brun cu gat ingust	30	20	12 bucati
FRDC851.0012	Flacon brun cu gat ingust	125	24	12 bucati
FRSC852.0012	Flacon brun cu gat ingust	250	24	12 bucati
FRLC853.0012	Flacon brun cu gat ingust	500	28	12 bucati
FRQC854.0006	Flacon brun cu gat ingust	1000	38	6 bucati

FLACON CU DOP DE PLASTIC

- Este din polipropilena (PP)
- Autoclavabil
- Rezistenta la temperatura: -10 la +110°C



Cod	Produs	SN (mm)	Mod de ambalare
FROC656.0001	Flacon cu dop din plastic, 1000 ml	60/46	bucata

FLACON GRADAT

- Este din polietilena de densitate mica (LDPE)
- Transparent
- Gat larg pentru o umplere mai usoara cu solide si lichide
- Capac cu filet
- Rezistenta la temperatura: -40 la +80 °C



Cod	Produs	Gradatie (ml)	Øflaconului x H (mm)	Filet	Mod de ambalare
FRKC658.0012	Flacon gradat, 50 ml	10	38 x 88	GL 32	12 bucati
FRGC659.0012	Flacon gradat, 100 ml	20	48 x 105	GL 32	12 bucati
FRDC660.0006	Flacon gradat, 250 ml	25	60 x 140	GL 45	6 bucati
FRPC661.0006	Flacon gradat, 500 ml	100	75 x 170	GL 45	6 bucati
FRHC662.0006	Flacon gradat, 1000 ml	100	95 x 206	GL 63	6 bucati
FRGC4654.0005	Flacon gradat, 2000 ml	100	120 x 252	GL 63	5 bucati

FLACON CU GAT LARG

- Este din LDPE (polietilena cu densitate mica)
- Gradat
- Capac interior si capac exterior infiletabil din polipropilena
- Ideal pentru stocare pe termen lung
- Rezistenta la temperatura: -40 la +80°C



Cod	Produs	Gradatie (ml)	L x l x H (mm)	Ø interior al gatului (mm)	Mod de ambalare
FRFC663.0010	Flacon cu gat larg, 25 ml	5	34 x 32 x 50	18	10 bucati
FRAC664.0010	Flacon cu gat larg, 50 ml	10	39 x 37 x 70	24	10 bucati
FRIC665.0010	Flacon cu gat larg, 100 ml	20	48 x 42 x 90	34	10 bucati
FROC666.0010	Flacon cu gat larg, 250 ml	50	60 x 57 x 110	34	10 bucati
FREC667.0001	Flacon cu gat larg, 500 ml	100	80 x 70 x 140	44	bucata
FRUC668.0001	Flacon cu gat larg, 1000 ml	100	103 x 80 x 175	58	bucata
FRKC669.0001	Flacon cu gat larg, 2000 ml	100	135 x 100 x 210	58	bucata

FLACON GRADAT AUTOCLAVABIL

- Este din polipropilena (PP)
- Autoclavabil la 121 °C
- Este ideal pentru medii pastoase, granule si pentru decantarea la cald a unor produse
- Rezistenta la temperatura: -10 la +110 °C

NOTA: a se defileta capacul inainte de autoclavare



Cod	Produs	Ø flaconului x H (mm)	Mod de ambalare
FRXC670.0010	Flacon gradat, 100 ml	48,5 x 94	10 bucati
FRWC671.0010	Flacon gradat, 250 ml	64,5 x 121	10 bucati
FRYC672.0010	Flacon gradat, 500 ml	77,5 x 155	10 bucati
FRZC673.0004	Flacon gradat, 1000 ml	96,0 x 206	4 bucati

FLACON PICURATOR

- Confectionat din LDPE (polietilena cu densitate mica)
- Gradatie orientativa
- Rezistenta la temperatura: -40 la +80 °C



Cod	Produs	Filet	Mod de ambalare
FRNC674.0006	Flacon picurator, 50 ml	GL 18	6 bucati
FRVC675.0006	Flacon picurator, 100 ml	GL18	6 bucati
FRMC676.0004	Flacon picurator, 250 ml	GL 25	4 bucati
FRSC677.0004	Flacon picurator, 500 ml	GL 25	4 bucati
FRWC678.0004	Flacon picurator,1000 ml	GL 32	4 bucati

FLACON DIN ALUMINIU

- Sunt confectionate din aluminiu (99,5%).
- Au capac, inchidere anticipurare si valva de ventilatie din plastic
- Pot fi folosite pentru petrol, ulei etc.



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Greutate (g)	Mod de ambalare
FRWC837.0001	Flacon din aluminiu 500 ml	60 x 225	130	bucata
FRQC838.0001	Flacon din aluminiu 1000 ml	75 x 275	190	bucata

FLACON TRANSPARENT CU GAT INGUST

- Confectionate din tetrafluor- etilen- perfluorpropilena, sunt prevazute cu capac
- Prezinta o excelenta rezistenta chimica
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre -200 si +205 °C
- Se pot autoclava, dar nu inainte de a desuruba capacul



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Dimensiuni (Ø x H) mm	Filet	Mod de ambalare
FRMC839.0001	Flacon transparent cu gat ingust	50	37 x 90	GL 18	bucata
FRGC840.0001	Flacon transparent cu gat ingust	100	45 x 114	GL 18	bucata
FRZC841.0001	Flacon transparent cu gat ingust	250	61 x 157	GL 25	bucata
FRNC842.0001	Flacon transparent cu gat ingust	500	76 x 189	GL 25	bucata
FRKC843.0001	Flacon transparent cu gat ingust	1000	96 x 233	GL 32	bucata

FLACOANE PLASTIC CU GAT LARG

- Confectionate din teflon transparent sunt foarte rezistente la chimicale
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre -200 si +260 °C
- Pot fi autoclavate, dar nu inainte de a desuruba capacele



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø flacon x H) mm	Filet	Mod de ambalare
FRAC884.0001	Flacon plastic cu gat larg 50 ml	37 x 86	S 28	bucata
FRZC885.0001	Flacon plastic cu gat larg 100 ml	45 x 120	S 28	bucata
FRMC886.0001	Flacon plastic cu gat larg 250 ml	61 x 150	S 40	bucata
FRQC887.0001	Flacon plastic cu gat larg 500 ml	76 x 179	S 40	bucata
FRSC888.0001	Flacon plastic cu gat larg 1000 ml	96 x 217	S 40	bucata

FLACON GRADAT CU GAT INGUST

- Confectionate din polietilena de joasa densitate.
- Transparente, sunt prevazute cu capac.



Cod	Produs	Gradatie (ml)	Øflacon x H mm	Filet	Mod de ambalare
FRYC855.0006	Flacon gradat cu gat ingust, 50 ml	10	38 x 92	GL 18	6 bucati
FRZC856.0006	Flacon gradat cu gat ingust, 100 ml	20	48 x 108	GL 18	6 bucati
FRBC857.0004	Flacon gradat cu gat ingust, 250 ml	25	60 x 150	GL 25	4 bucati
FRGC858.0004	Flacon gradat cu gat ingust, 500 ml	100	75 x 182	GL 25	4 bucati
FRTC859.0004	Flacon gradat cu gat ingust, 1000 ml	100	95 x 224	GL 32	4 bucati

FLACON RECTANGULAR CU GAT INGUST

- Flacoanele sunt confectionate din polietilena si sunt prevazute cu capac
- Se preteaza pentru depozitarea diferitelor substante



Cod	Produs	Culoare capac	Capacitate (ml)	Mod de ambalare
FRBC844.0010	Flacon rectangular cu gat ingust	albastru	100	10 bucati
FRCC845.0010	Flacon rectangular cu gat ingust	rosu	250	10 bucati
FRHC846.0010	Flacon rectangular cu gat ingust	albastru	500	10 bucati
FRUC847.0010	Flacon rectangular cu gat ingust	albastru	1000	10 bucati

FLACON CU GAT INGUST

- Realizate din polietilena de inalta densitate
- Sunt prevazute cu capac infiletabil (GL 45) din polietilena si garnitura din teflon
- Flacoanele se preteaza pentru a depozita si transporta substante lichide
- Sunt de 2 tipuri:
 - tipul 1: patrate, au urmatoarele dimensiuni: 97 x 97 x 219 mm (L x l x H)
 - tipul 2: rotunde, au urmatoarele dimensiuni: 132 x 293 mm (Ø x H)
- Cele de 2500 ml sunt prevazute cu maner



Cod	Produs	Tip	Mod de ambalare
FRNC860.0006	Flacon cu gat ingust de 1000 ml	1	6 bucati
FRRC861.0002	Flacon cu gat ingust de 2500 ml	2	2 bucati

FLACOANE CU GAT INGUST

- Materialul din care sunt confectionate sticlutele este politetrafluor etilena (PTFE)
- Sunt prevazute cu capac si sunt inerte chimic
- Stabile la temperaturi cuprinse intre -200 si +260 °C
- Antiadezive, autoclavabile, au permeabilitate scazuta la gaze



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Ø ^{interior} al gatului (mm)	Mod de ambalare
FRIC862.0001	Flacoane cu gat ingust 1 ml	16 x 27	10	bucata
FRCC864.0001	Flacoane cu gat ingust 5 ml	22 x 35	10	bucata
FRVC865.0001	Flacoane cu gat ingust 10 ml	26 x 50	12	bucata
FRBC866.0001	Flacoane cu gat ingust 25 ml	33 x 61	19	bucata
FRMC867.0001	Flacoane cu gat ingust 50 ml	43 x 76	25	bucata
FROC868.0001	Flacoane cu gat ingust 100 ml	52 x 88	35	bucata
FRDC869.0001	Flacoane cu gat ingust 150 ml	60 x 90	35	bucata
FRPC870.0001	Flacoane cu gat ingust 250 ml	67 x 115	42	bucata
FRRC871.0001	Flacoane cu gat ingust 500 ml	80 x 150	52	bucata
FRTC872.0001	Flacoane cu gat ingust 1000 ml	100 x 185	57	bucata
FRUC873.0001	Flacoane cu gat ingust 2000 ml	120 x 240	60	bucata

FLACOANE BRUNE CU GAT LARG

- Sunt confectionate din polietilena de inalta densitate si sunt prevazute cu capac (polietilena)
- Flacoanele au o forma care permite depozitarea lor pe spatii mici
- Datorita culorii brune se pot stoca in ele substante fotosensibile
- Se inchid etans



Cod	Produs	Dimensiuni (H x l x Ø _{gat}) mm	Ø capacului (mm)	Mod de ambalare
FRZC874.0012	Flacon brun cu gat larg 125 ml	102 x 64 x 38	28	12 bucati
FRMC875.0012	Flacon brun cu gat larg 250 ml	114 x 76 x 48	38	12 bucati
FRRC876.0012	Flacon brun cu gat larg 500 ml	140 x 94 x 58	48	12 bucati
FRYC877.0006	Flacon brun cu gat larg 1000 ml	180 x 125 x 71	53	6 bucati
FRCC878.0004	Flacon brun cu gat larg 2000 ml	239 x 152 x 81	63	4 bucati

FLACON RECTANGULAR CU GAT LARG

- Flacoanele sunt confectionate din polietilena de inalta densitate, iar dopurile din polipropilena
- Peretii flacoanelor sunt foarte grosi, iar gatul larg permite o umplere usoara
- Ocupa putin spatiu si sunt ideale pentru a stoca sau transporta substante solide sau lichide, avand o inchidere etansa



Cod	Produs	Dimensiuni (H x l x Ø _{gat}) mm	Ø capacului (mm)	Mod de ambalare
FRBC879.0012	Flacon rectangular cu gat larg 125 ml	102 x 64 x 38	28	12 bucati
FRNC880.0012	Flacon rectangular cu gat larg 250 ml	114 x 76 x 48	38	12 bucati
FRUC881.0012	Flacon rectangular cu gat larg 500 ml	140 x 94 x 58	48	12 bucati
FRGC882.0006	Flacon rectangular cu gat larg 1000 ml	180 x 125 x 71	53	6 bucati
FRHC883.0004	Flacon rectangular cu gat larg 2000 ml	239 x 152 x 81	63	4 bucati

FLACOANE PLASTIC CU GAT LARG

- Au forma rectangulara, fiind confectionate din polietilena de inalta densitate
- Prevazute cu dop de polipropilena cu garnitura din polietilena poroasa
- Sunt destinate pastrarii diverselor solutii
- Prezinta adancituri pe laturi, ce faciliteaza lipirea etichetelor



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l x H) mm	Mod de ambalare
FRSC889.0010	Flacon plastic cu gat larg 50 ml	36 x 36 x 88,5	10 bucati
FROC890.0010	Flacon plastic cu gat larg 100 ml	45 x 45 x 101	10 bucati
FRDC891.0010	Flacon plastic cu gat larg 250 ml	59 x 59 x 128	10 bucati
FRVC892.0010	Flacon plastic cu gat larg 500 ml	75 x 75 x 161	10 bucati
FRJC893.0009	Flacon plastic cu gat larg 1000 ml	85 x 85 x 212	9 bucati
FRPC894.0006	Flacon plastic cu gat larg 1500 ml	111 x 111 x 209	6 bucati
FRNC895.0003	Flacon plastic cu gat larg 2500 ml	122 x 122 x 258	3 bucati
FRFC896.0001	Flacon plastic cu gat larg 4000 ml	142 x 142 x 294	bucata

FLACOANE DIN STICLA CU CAPAC DE PLASTIC

- Sunt din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Prezinta o gradatie orientativa
- Se pot autoclava
- Capacul este infiletabil, din polipropilena (**PP**), de culoare albastra
- Pot fi de volume diferite



Cod	Produs	Filetul	Ø _{exterior} (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
FRTC719.0010	Flacon sticla, 100 ml	45	56	105	10 bucati
FRBC720.0010	Flacon sticla, 250 ml	45	70	143	10 bucati
FRCC721.0010	Flacon sticla, 500 ml	45	86	182	10 bucati
FRDC722.0010	Flacon sticla, 1000 ml	45	101	230	10 bucati
FRGC723.0010	Flacon sticla, 2000 ml	45	136	265	10 bucati
FRSC724.0001	Flacon sticla, 5000 ml	45	186	355	bucata
FRFC725.0001	Flacon sticla, 10000 ml	45	234	435	bucata

FLACON DIN STICLA

- Este din sticla bruna, clasa hidrolitica III



Cod	Produs	Filet	Forma	Mod de ambalare
FRIC365.0006	Flacon din sticla, 250 ml	32	patrata	6 bucati
FRFC366.0004	Flacon din sticla, 500 ml	31	patrata	4 bucati
FRKC367.0002	Flacon din sticla, 1000 ml	45	patrata	2 bucati
FRWC368.0001	Flacon din sticla, 2500 ml	45	rotunda	bucata

VAS REACTIV

- Sticla borosilicata 3,3 mm termorezistenta
- Poate fi din sticla transparenta sau sticla bruna
- Prezinta un dop slefuit, ideal pentru stocarea reactivilor
- Se prezinta la diferite volume



Vas reactiv cu gat ingust, sticla transparenta

Cod	Produce	Ø gatului (mm)	Inaltime vas (mm)	Mod de ambalare
VMCE271.0001	Vas reactiv, transparent, 30 ml	18	76	bucata
VMBE272.0001	Vas reactiv, transparent, 60 ml	22	85	bucata
VMOE273.0001	Vas reactiv, transparent, 125 ml	24	110	bucata
VMRE274.0001	Vas reactiv, transparent, 250 ml	27	135	bucata
VMTE275.0001	Vas reactiv, transparent, 500 ml	33	172	bucata
VMVE276.0001	Vas reactiv, transparent, 1000 ml	38	202	bucata
VMHE277.0001	Vas reactiv, transparent, 2500 ml	48	270	bucata
VMDE278.0001	Vas reactiv, transparent, 5000 ml	58	338	bucata
VMAE279.0001	Vas reactiv, transparent, 10000 ml	68	430	bucata
VMGE280.0001	Vas reactiv, transparent, 20000 ml	82	520	bucata

Vas reactiv cu gat ingust, sticla bruna

Cod	Produs	Ø gatului (mm)	Inatime vas (mm)	Mod de ambalare
VMJE281.0001	Vas reactiv, brun, 30 ml	18	76	bucata
VMPE282.0001	Vas reactiv, brun, 60 ml	22	85	bucata
VMLE283.0001	Vas reactiv, brun, 125 ml	24	110	bucata
VMIE284.0001	Vas reactiv, brun, 250 ml	27	135	bucata
VMZE285.0001	Vas reactiv, brun, 500 ml	33	172	bucata
VMXE286.0001	Vas reactiv, brun, 1000 ml	38	202	bucata
VMSE287.0001	Vas reactiv, brun, 2500 ml	48	270	bucata
VMEE288.0001	Vas reactiv, brun, 5000 ml	58	338	bucata
VMNE289.0001	Vas reactiv, brun, 10000 ml	68	430	bucata

Vas reactiv cu gat larg, sticla transparenta

Cod	Produs	Ø gatului (mm)	Inatime vas (mm)	Mod de ambalare
VMHE290.0001	Vas reactiv, transparent, 30 ml	25	72	bucata
VMWE291.0001	Vas reactiv, transparent, 60 ml	30	80	bucata
VMVE292.0001	Vas reactiv, transparent, 125 ml	38	108	bucata
VMME293.0001	Vas reactiv, transparent, 250 ml	50	130	bucata
VMYE294.0001	Vas reactiv, transparent, 500 ml	58	165	bucata
VMRE295.0001	Vas reactiv, transparent, 1000 ml	65	188	bucata
VMTE296.0001	Vas reactiv, transparent, 2500 ml	90	260	bucata
VMBE297.0001	Vas reactiv, transparent, 5000 ml	110	330	bucata

Vas reactiv cu gat larg, sticla bruna

Cod	Produs	Ø gatului (mm)	Inatime vas (mm)	Mod de ambalare
VMXE298.0001	Vas reactiv, brun, 30 ml	25	72	bucata
VMAE299.0001	Vas reactiv, brun, 60 ml	30	80	bucata
VMZE300.0001	Vas reactiv, brun, 125 ml	38	108	bucata
VMQE301.0001	Vas reactiv, brun, 250 ml	50	130	bucata
VMKE302.0001	Vas reactiv, brun, 500 ml	58	165	bucata
VMOE303.0001	Vas reactiv, brun, 1000 ml	65	188	bucata
VMGE304.0001	Vas reactiv, brun, 2500 ml	90	260	bucata
VMSE305.0001	Vas reactiv, brun, 5000 ml	110	330	bucata

FLACOANE GAT INGUST

- Confectionate din HDPE (polietilena de inalta densitate)
- Capacul infiletabil este din PP (polipropilena)
- Ermetice, durabile, adecvate pentru diferite aplicatii de laborator, prelevare de probe etc.
- Prezinta o buna rezistenta la majoritatea acizilor si bazelor (pentru date exacte, va rugam sa consultati in catalog INFORMATII UTILE/ REZISTENTA PLASTICURILOR LA SUBSTANTE CHIMICE)



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Capacitate (ml)	Ø interior al gatului (mm)	Mod de ambalare
FRGC4683.0012	Flacoane gat ingust	16 x 41	4	8	12 bucati
FRDC4684.0012	Flacoane gat ingust	25 x 45	8	14	12 bucati
FRZC4685.0012	Flacoane gat ingust	25 x 58	15	14	12 bucati
FRTC4686.0012	Flacoane gat ingust	34 x 61	30	14	12 bucati
FRRC4687.0012	Flacoane gat ingust	37 x 85	60	14	12 bucati
FRPC4688.0012	Flacoane gat ingust	50 x 101	125	18	12 bucati
FRHC4689.0012	Flacoane gat ingust	61 x 133	250	18	12 bucati
FRNC4690.0012	Flacoane gat ingust	73 x 170	500	21	12 bucati
FRBC4691.0006	Flacoane gat ingust	91 x 216	1000	27	6 bucati

FLACOANE GAT LARG

- Confectionate din HDPE (polietilena de inalta densitate)
- Capacul infiletabil este din PP (polipropilena)
- Ermetice, durabile, adecvate pentru diferite aplicatii de laborator, prelevare de probe etc.
- Avand gat larg, se preteaza pentru umplerea, atat cu lichide cat si cu solide
- Prezinta o buna rezistenta la majoritatea acizilor si bazelor (pentru date exacte, va rugam sa consultati in catalog INFORMATII UTILE/ REZISTENTA PLASTICURILOR LA SUBSTANTE CHIMICE)



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Capacitate (ml)	Ø ^{interior} al gatului (mm)	Mod de ambalare
FRSC4692.0012	Flacoane gat larg	34 x 63	30	21	12 bucati
FRQC4693.0012	Flacoane gat larg	39 x 86	60	21	12 bucati
FRXC4694.0012	Flacoane gat larg	50 x 99	125	28	12 bucati
FRHC4695.0012	Flacoane gat larg	61 x 131	250	33	12 bucati
FRPC4696.0012	Flacoane gat larg	73 x 168	500	44	12 bucati
FRCC4697.0006	Flacoane gat larg	91 x 199	1000	53	6 bucati

FLACOANE POLIPROPILENA, GL45

- Confectionate din polipropilena, autoclavabile
- Prezinta filet GL45
- Capacul infiletabil este din PP (polipropilena)
- Se preteaza la sterilizare cu substante chimice (alcool etilic, formalina) sau radiatii β ; stabile la microunde



Cod	Produs	Dimensiuni (Ø x H) mm	Capacitate (ml)	Mod de ambalare
FRGC4698.0001	Flacon polipropilena GL45	73 x 132	250	bucata
FRXC4699.0001	Flacon polipropilena GL45	87 x 172	500	bucata
FRDC4700.0001	Flacon polipropilena GL45	105 x 197	1000	bucata
FRQC4701.0001	Flacon polipropilena GL45	131 x 241	2000	bucata
FRPC4702.0001	Flacon polipropilena GL45	178 x 315	5000	bucata