

## HARTIE DE FILTRU

### HARTIE DE FILTRU, COALA

- Confectionata 100% din celuloza
- Absorbție ridicată
- Prezintă suprafață netedă
- Datorită dimensiunii mari, se poate folosi și ca suprafață protectoare sau suprafață de lucru



### Hartie de filtru, coala

- Greutatea pe suprafață: 64 g/m<sup>2</sup>
- Grosimea: 0,15 mm
- Mărimea porilor: 10-20 μm

Cod	Produs	Dimensiuni (L x l)	Mod de ambalare
HRDC5182.0500	Hartie de filtru, coala	420 x 520 mm	500 bucati
HRLC5183.0500	Hartie de filtru, coala	500 x 500 mm	500 bucati
HRNC5184.0500	Hartie de filtru, coala	600 x 600 mm	500 bucati

### Hartie de filtru, coala

- Greutatea pe suprafata: 73 g/m<sup>2</sup>
- Grosimea: 0,16 mm
- Marimea porilor: 5-13 µm

Cod	Produs	Dimensiuni (L x l)	Mod de ambalare
HRZC5185.0500	Hartie de filtru, coala	450 x 450 mm	500 bucati
HRSC5186.0100	Hartie de filtru, coala	460 x 570 mm	100 bucati

### Hartie de filtru, coala

- Greutatea pe suprafata: 73 g/m<sup>2</sup>
- Grosimea: 0,17 mm
- Marimea porilor: 17-30 µm

Cod	Produs	Dimensiuni (L x l)	Mod de ambalare
HRPC5187.0500	Hartie de filtru, coala	520 x 520 mm	500 bucati
HRKC5188.0500	Hartie de filtru, coala	600 x 600 mm	500 bucati

### HARTIE DE FILTRU, ANALIZA CALITATIVA

- Nu este tratata chimic
- Continut de cenusa 0,1-0,2%



**Filtrare medie:** hartie de filtru subtire pentru filtrari standard. Se preteaza pentru filtrarea apei, solutiilor saline. Greutate de suprafata 70 g/m<sup>2</sup>, grosime 0,16 mm. Timpul de filtrare 22 secunde

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRDC448.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=55 mm	cutie (100 runde)
HRVC449.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=70 mm	cutie (100 runde)
HRMC450.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=90 mm	cutie (100 runde)
HRWC451.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=110 mm	cutie (100 runde)
HRRC452.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=125 mm	cutie (100 runde)
HRPC453.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=150 mm	cutie (100 runde)
HRHC454.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=185 mm	cutie (100 runde)
HRKC455.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=240 mm	cutie (100 runde)

**Filtrare medie:** ideala pentru filtrari de sedimente ca sulfuri, cromat de plumb, oxalat de calciu. Greutate de suprafata 85g/m<sup>2</sup>, grosime 0,2 mm. Timpul de filtrare 27 secunde

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRJC456.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=55 mm	cutie (100 runde)
HRLC457.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=70 mm	cutie (100 runde)
HRDC458.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=90 mm	cutie (100 runde)
HRTC459.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=110 mm	cutie (100 runde)
HRGC460.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=125 mm	cutie (100 runde)
HRYC461.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=150 mm	cutie (100 runde)
HRZC462.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=185 mm	cutie (100 runde)
HRAC463.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=240 mm	cutie (100 runde)

**Filtrare lenta:** filtre dense pentru sedimente fine si extrafine. Greutate de suprafata 85g/m<sup>2</sup>, grosime 0,17 mm. Timpul de filtrare 140 secunde

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRUC464.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=55 mm	cutie (100 runde)
HRIC465.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=70 mm	cutie (100 runde)

HRPC466.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=90 mm	cutie (100 rondele)
HROC467.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRQC468.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRSC469.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRXC470.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRVC471.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=240 mm	cutie (100 rondele)

### HARTIE DE FILTRU, ANALIZA CANTITATIVA

- Este din celuloza nobila spalata in acid, cu un continut de  $\alpha$ -celuloza de peste 95%
- Continut de cenusa de 0,01%
- Stabila la o temperatura de peste 130°C



Filtrare rapida: timp de filtrare 9 secunde. Echivalenta cu hartia de filtrare cu banda neagra. Ideal pentru filtrare de sedimente brute ca hidroxid de fier si aluminiu; sulfid de bismut, cupru si fier. Grosime 0,2 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRBC472.0100	Hartie de filtru, viteza rapida, D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRNC473.0100	Hartie de filtru, viteza rapida, D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRDC474.0100	Hartie de filtru, viteza rapida, D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRWC475.0100	Hartie de filtru, viteza rapida, D=125 mm	cutie (100 rondele)

HRMC476.0100	Hartie de filtru, viteza rapida, D=150 mm	cutie (100 rondele)
--------------	---	------------------------

Filtrare medie: timp de filtrare 27 secunde. Echivalenta cu hartia de filtru cu banda alba. Ideala pentru sedimente ca sulfuri, cromat de plumb, oxalat de calciu. Grosime 0,2 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRIC477.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=70 mm	cutie (100 rondele)
HROC478.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRXC479.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRVC480.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRQC481.0100	Hartie de filtru, viteza medie, D=150 mm	cutie (100 rondele)

Filtrare lenta: timp de filtrare 140 secunde. Echivalenta cu hartia de filtru cu banda albastra. Filtru dens pentru sedimente fine si extrafine. Grosime 0,2 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRHC482.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRJC483.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRLC484.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRSC485.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRQC486.0100	Hartie de filtru, viteza lenta, D=150 mm	cutie (100 rondele)

## HARTIE DE FILTRU ANALIZA CALITATIVA

- Mod de prezentare: rondele
- Destinata pentru analize calitative
- Confectionata 100% din celluloză
- Continutul de cenusa : 0,007%



### Hartie de filtru tip 11A

- Viteza de filtrare este de 10 secunde (filtrare foarte rapida)
- Marimea porilor de 12-15 $\mu$ m, iar greutatea de 84g/m<sup>2</sup>
- Grosimea rondelei este de 0,18mm
- Echivalent cu hartia de filtrare cu banda neagra

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRDC5151.0100	Hartie de filtru calitativa D=9 mm	cutie (100 rondele)
HRHC5152.0100	Hartie de filtru calitativa D=12 mm	cutie (100 rondele)
HRNC5153.0100	Hartie de filtru calitativa D=13 mm	cutie (100 rondele)
HRZC5154.0100	Hartie de filtru calitativa D=15 mm	cutie (100 rondele)
HRLC5155.0100	Hartie de filtru calitativa D=27 mm	cutie (100 rondele)
HRPC5156.0100	Hartie de filtru calitativa D=42,5 mm	cutie (100 rondele)
HRTC5157.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 rondele)
HROC1937.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)
HRKC1938.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRFC1939.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)

HRMC1940.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRXC1941.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRGC1942.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRSC1943.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRLC1944.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)

### Hartie de filtru tip 12A

- Viteza de filtrare este de 20 de secunde (filtrare rapida)
- Marimea porilor de 8-12  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 84g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei rondele este de 0,17mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HREC1945.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)
HRJC1946.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRHC1947.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRNC1948.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRQC1949.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRUC1950.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRZC1951.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRIC1952.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)

### Hartie de filtru tip 13A

- Viteza de filtrare este de 50 de secunde ( filtrare medie)
- Marimea porilor de 5-8  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 84g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei rondele este de 0,16 mm
- Echivalent cu hartia de filtrare cu banda alba

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRGC5158.0100	Hartie de filtru calitativa D=9 mm	cutie (100 rondele)
HRXC5159.0100	Hartie de filtru calitativa D=12 mm	cutie (100 rondele)

HRQC5160.0100	Hartie de filtru calitativa D=13 mm	cutie (100 rondele)
HRYC5161.0100	Hartie de filtru calitativa D=15 mm	cutie (100 rondele)
HRLC5162.0100	Hartie de filtru calitativa D=27 mm	cutie (100 rondele)
HRMC5163.0100	Hartie de filtru calitativa D=42,5 mm	cutie (100 rondele)
HRHC5164.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 rondele)
HRYC1953.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)
HRPC1954.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRGC1955.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRTC1956.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRWC1957.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRFC1958.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRAC1959.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRBC1960.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)

#### Hartie de filtru tip 14A

- Viteza de filtrare este de 100 de secunde (filtrare lenta)
- Marimea porilor de 3-5  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 84g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei rondele este de 0,15 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRUC1961.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)
HRRC1962.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRVC1963.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)
HREC1964.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRAC1965.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRLC1966.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRGC1967.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HROC1968.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)



## Hartie de filtru tip 15A

- Viteza de filtrare este de 180 de secunde (filtrare foarte lenta)
- Marimea porilor de 2-3  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 84g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei runde este de 0,14 mm
- Echivalent cu hartia de filtru cu banda albastra

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRRC5165.0100	Hartie de filtru calitativa D=9 mm	cutie (100 runde)
HRNC5166.0100	Hartie de filtru calitativa D=12 mm	cutie (100 runde)
HRJC5167.0100	Hartie de filtru calitativa D=13 mm	cutie (100 runde)
HRSC5168.0100	Hartie de filtru calitativa D=15 mm	cutie (100 runde)
HRPC5169.0100	Hartie de filtru calitativa D=27 mm	cutie (100 runde)
HRKC5170.0100	Hartie de filtru calitativa D=42,5 mm	cutie (100 runde)
HRBC5171.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 runde)
HRPC1969.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 runde)
HRCC1970.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 runde)
HRHC1971.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 runde)
HRYC1972.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 runde)
HROC1973.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 runde)
HRFC1974.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 runde)
HRDC1975.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 runde)
HRXC1976.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 runde)

## HARTIE DE FILTRU ANALIZA CALITATIVA

- Mod de prezentare: rondelile
- Confectionata 100% din celuloza
- Continut de cenusa: 0,06%



### Hartie de filtru tip 111A

- Viteza de filtrare este de 10 secunde ( filtrare foarte rapida)
- Marimea porilor de 12-15  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 80g/m<sup>2</sup>
- Grosimea rondelii este de 0,16 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRQC5172.0100	Hartie de filtru calitativa D=25 mm	cutie (100 rondelile)
HRBC5173.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 rondelile)
HRPC1977.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondelile)
HRLC1978.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondelile)
HRHC1979.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondelile)
HRNC1980.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondelile)
HRCC1981.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondelile)
HRVC1982.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondelile)
HRBC1983.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondelile)

HRXC1984.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)
---------------	--------------------------------------	------------------------

### Hartie de filtru tip 112A

- Viteza de filtrare este de 20 de secunde ( filtrare rapida)
- Marimea porilor de 8-12  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 80g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei ronderlei este de 0,16 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRCC5174.0100	Hartie de filtru calitativa D=25 mm	cutie (100 rondele)
HRGC5175.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 rondele)
HRZC1985.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)
HRPC1986.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRRC1987.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRTC1988.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HREC1989.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRAC1990.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRSC1991.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRDC1992.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)

### Hartie de filtru tip 113A

- Viteza de filtrare este de 50 de secunde ( filtrare medie)
- Marimea porilor de 5-8  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 87g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei ronderlei este de 0,16 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRHC5176.0100	Hartie de filtru calitativa D=25 mm	cutie (100 rondele)
HRTC5177.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 rondele)
HRXC1993.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)

HRCC1994.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRVC1995.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRBC1996.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRNC1997.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRMC1998.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRLC1999.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HROC2000.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)

### Hartie de filtru tip 114A

- Viteza de filtrare este de 100 de secunde ( filtrare rapida)
- Marimea porilor de 3-5  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 80g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei rondele este de 0,15 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRBC5178.0100	Hartie de filtru calitativa D=25 mm	cutie (100 rondele)
HRSC5179.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 rondele)
HRQC2001.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 rondele)
HRAC2002.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 rondele)
HRZC2003.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 rondele)
HRRC2004.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 rondele)
HRFC2005.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 rondele)
HRVC2006.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRYC2007.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRUC2008.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)

### Hartie de filtru tip 115A

- Viteza de filtrare este de 180 de secunde ( filtrare foarte lenta)
- Marimea porilor de 2-3  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 80g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei runde este de 0,14 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRDC5180.0100	Hartie de filtru calitativa D=25 mm	cutie (100 runde)
HRKC5181.0100	Hartie de filtru calitativa D=47 mm	cutie (100 runde)
HRPC2009.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 runde)
HRLC2010.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 runde)
HRKC2011.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 runde)
HRGC2012.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 runde)
HRVC2013.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 runde)
HRJC2014.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 runde)
HRBC2015.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 runde)
HRCC2016.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 runde)

### Hartie de filtru tip 601A

- Viteza de filtrare este de 88 de secunde (filtrare lenta)
- Marimea porilor de 5-13  $\mu\text{m}$ , iar greutatea de 73g/m<sup>2</sup>
- Grosimea unei runde este de 0,16 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRRC2017.0100	Hartie de filtru calitativa D=55 mm	cutie (100 runde)
HRUC2018.0100	Hartie de filtru calitativa D=70 mm	cutie (100 runde)
HRYC2019.0100	Hartie de filtru calitativa D=90 mm	cutie (100 runde)
HRFC2020.0100	Hartie de filtru calitativa D=100 mm	cutie (100 runde)
HRHC2021.0100	Hartie de filtru calitativa D=110 mm	cutie (100 runde)
HRDC2022.0100	Hartie de filtru calitativa D=125 mm	cutie (100 runde)
HRAC2023.0100	Hartie de filtru calitativa D=130 mm	cutie (100 runde)

HRZC2024.0100	Hartie de filtru calitativa D=150 mm	cutie (100 rondele)
HRQC2025.0100	Hartie de filtru calitativa D=185 mm	cutie (100 rondele)
HRXC2026.0100	Hartie de filtru calitativa D=190 mm	cutie (100 rondele)
HROC2027.0100	Hartie de filtru calitativa D=210 mm	cutie (100 rondele)
HRLC2028.0100	Hartie de filtru calitativa D=240 mm	cutie (100 rondele)
HRPC2029.0100	Hartie de filtru calitativa D=250 mm	cutie (100 rondele)
HRGC2030.0100	Hartie de filtru calitativa D=320 mm	cutie (100 rondele)
HRKC2031.0100	Hartie de filtru calitativa D=330 mm	cutie (100 rondele)
HREC2032.0100	Hartie de filtru calitativa D=400 mm	cutie (100 rondele)

## HARTIE DE FILTRU PLIATA

- Este utilizata pentru analize alternative
- Confectionata 100 % din celuloza
- Continutul de cenusa este de 0,06%



### Hartie de filtru tip 113P

- Viteza de filtrare este de 50 de secunde (filtrare medie)
- Marimea porilor de 8  $\mu\text{m}$ , iar greutatea este de 80g/m<sup>2</sup>
- Grosimea hartiei este de 0,14mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRYC2042.0100	Hartie de filtru pliata D=70 mm	cutie (100 bucati)
HRGC2043.0100	Hartie de filtru pliata D=90 mm	cutie (100 bucati)
HRUC2044.0100	Hartie de filtru pliata D=110 mm	cutie (100 bucati)
HROC2045.0100	Hartie de filtru pliata D=125 mm	cutie (100 bucati)
HRPC2046.0100	Hartie de filtru pliata D=150 mm	cutie (100 bucati)
HRMC2047.0100	Hartie de filtru pliata D=185 mm	cutie (100 bucati)
HRJC2048.0100	Hartie de filtru pliata D=210 mm	cutie (100 bucati)
HRKC2049.0100	Hartie de filtru pliata D=240 mm	cutie (100 bucati)
HRFC2050.0100	Hartie de filtru pliata D=270 mm	cutie (100 bucati)
HRBC2051.0100	Hartie de filtru pliata D=320 mm	cutie (100 bucati)

### Hartie de filtru tip 600P

- Viteza de filtrare este de 30 de secunde (filtrare rapida)
- Marimea porilor de 13  $\mu\text{m}$ , iar greutatea este de 64g/m<sup>2</sup>
- Grosimea hartiei este de 0,15 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRTC2052.0100	Hartie de filtru pliata D=70 mm	cutie (100 bucati)
HRGC2053.0100	Hartie de filtru pliata D=100 mm	cutie (100 bucati)
HRRC2054.0100	Hartie de filtru pliata D=110 mm	cutie (100 bucati)
HRFC2055.0100	Hartie de filtru pliata D=125 mm	cutie (100 bucati)
HRVC2056.0100	Hartie de filtru pliata D=150 mm	cutie (100 bucati)
HRXC2057.0100	Hartie de filtru pliata D=185 mm	cutie (100 bucati)

HRDC2058.0100	Hartie de filtru pliata D=240 mm	cutie (100 bucati)
HRBC2059.0100	Hartie de filtru pliata D=320 mm	cutie (100 bucati)
HRJC2060.0100	Hartie de filtru pliata D=400 mm	cutie (100 bucati)
HRSC2061.0100	Hartie de filtru pliata D=450 mm	cutie (100 bucati)
HRZC2062.0100	Hartie de filtru pliata D=500 mm	cutie (100 bucati)

### Hartie de filtru tip 601P

- Viteza de filtrare este de 130 de secunde (filtrare lenta)
- Marimea porilor de 18  $\mu\text{m}$ , iar greutatea este de 75g/m<sup>2</sup>
- Grosimea hartiei este de 0,16 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRMC2892.0100	Hartie de filtru pliata D=70 mm	cutie (100 bucati)
HRUC2893.0100	Hartie de filtru pliata D=100 mm	cutie (100 bucati)
HREC2894.0100	Hartie de filtru pliata D=110 mm	cutie (100 bucati)
HRDC2895.0100	Hartie de filtru pliata D=125 mm	cutie (100 bucati)
HRXC2896.0100	Hartie de filtru pliata D=150 mm	cutie (100 bucati)
HRAC2897.0100	Hartie de filtru pliata D=185 mm	cutie (100 bucati)
HRCC2898.0100	Hartie de filtru pliata D=240 mm	cutie (100 bucati)
HRBC2899.0100	Hartie de filtru pliata D=320 mm	cutie (100 bucati)
HRQC2900.0100	Hartie de filtru pliata D=400 mm	cutie (100 bucati)
HRHC2901.0100	Hartie de filtru pliata D=450 mm	cutie (100 bucati)
HRKC2902.0100	Hartie de filtru pliata D=500 mm	cutie (100 bucati)



- Este destinata analizelor calitative
- Continutul de cenusa este de 0,1%, iar continutul de  $\alpha$ - celuloza este de aproximativ 95%
- Se preteaza in special pentru filtrari de apa si solutii saline
- Caracteristici :
  - greutatea este de  $70\text{g/m}^2$
  - grosimea hartiei este de 0,16mm
  - viteza de filtrare este una medie, respectiv 22 secunde
  - marimea porilor este de  $4\ \mu\text{m}$



Cod	Produs	Mod de ambalare
HRFC2064.0100	Hartie de filtru cutata D=70 mm	cutie (100 bucati)
HRGC2065.0100	Hartie de filtru cutata D=90 mm	cutie (100 bucati)
HRBC2066.0100	Hartie de filtru cutata D=110 mm	cutie (100 bucati)
HRLC2067.0100	Hartie de filtru cutata D=125 mm	cutie (100 bucati)
HRSC2068.0100	Hartie de filtru cutata D=150 mm	cutie (100 bucati)
HREC2069.0100	Hartie de filtru cutata D=185 mm	cutie (100 bucati)
HRQC2070.0100	Hartie de filtru cutata D=210 mm	cutie (100 bucati)
HROC2071.0100	Hartie de filtru cutata D=240 mm	cutie (100 bucati)
HRYC2072.0100	Hartie de filtru cutata D=270 mm	cutie (100 bucati)
HRJC2073.0100	Hartie de filtru cutata D=320 mm	cutie (100 bucati)
HRCC2074.0100	Hartie de filtru cutata D=380 mm	cutie (100 bucati)

## HARTIE PENTRU TESTAREA GERMINARII

- Hartia este pliata, utilizandu-se pentru a determina capacitatea de germinare a semintelor de plante radacinoase
- Caracteristici:
  - greutatea este de 160g/m<sup>2</sup>, iar latimea unei hartii este de 110 mm
  - adancimea unui pliu este de 20 mm
  - lungimea hartiei este de 2 m



Cod	Produs	Mod de ambalare
HREC2063.0001	Hartie pentru testarea germinarii	cutie (2 m)

## FILTRE ROTUNDE

- Aceste filtre sunt hidrofobe, confectionate din hartie impregnata cu silicon
- Se preteaza pentru analize calitative
- Sunt concepute pentru separarea solutiilor saturate din solventii amestecati cu apa
- Diametrul unei rondele este de 125mm, greutatea este de 85g/m<sup>2</sup> si grosimea de 0,2 mm
- Temperatura pana la care rezista este +120 °C
- Rezista la majoritatea solventilor



Cod	Produs	Mod de ambalare
FRPC2075.0100	Filtre rotunde	100 bucati

## HARTIE DE FILTRU CU FIBRA DE STICLA

- Este confectionata din fibra de sticla borosilicata si agenti de legare anorganici
- **Proprietati:** -rezistenta chimica la majoritatea solventilor organici si anorganici, la majoritatea substantelor agresive si a bazelor concentrate
  - nu rezista la acidul fluorhidric
  - greutate stabila, greutatea unei ronderle ramane aceeasi, fluctuatiile de umiditate din mediu neinfluentand-o
  - nu poate fi indoita prea mult
  - stabilitate termica: pana la 500 °C



#### Tip GF 6

- **Caracteristici:** - viteza de filtrare este de 200 secunde
  - rata de retinere este de 99,97%
  - greutatea este de 80g/m<sup>2</sup>
  - marja de retinere este mai mica de 1 micron
  - grosimea: 350 μm
- Se preteaza pentru analize de mediu, biologie, fizica, industria bauturilor

Cod	Produs	Mod de ambalare
HRTC2139.0200	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=25 mm	cutie (200 ronderle)
HRYC2140.0200	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=47 mm	cutie (200 ronderle)
HRFC2141.0200	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=50 mm	cutie (200 ronderle)
HRPC2142.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=55 mm	cutie (100 ronderle)
HRBC2143.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=70 mm	cutie (100 ronderle)
HRXC2144.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=90 mm	cutie (100 ronderle)
HRLC2145.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=100 mm	cutie (100 ronderle)
HROC2146.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=110 mm	cutie (100 ronderle)

HREC2147.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=125 mm	cutie (100 runde)
HRGC2148.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=150 mm	cutie (100 runde)
HRQC2149.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=185 mm	cutie (100 runde)
HRAC2150.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=200 mm	cutie (100 runde)
HRUC2151.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=240 mm	cutie (100 runde)

### Tip GF 8

- **Caracteristici:** - viteza de filtrare este de 80 secunde  
- rata de retinere este de 99%  
- greutatea este de 75g/m<sup>2</sup>  
- marja de retinere este de 3 µm  
- grosimea: 350 µm
- Se preteaza pentru analize de mediu, industrie

Cod	Produs	Mod de ambalare
HROC2152.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=90 mm	cutie (100 runde)

### Tip GF 92

- **Caracteristici:** - viteza de filtrare este de 120 secunde  
- greutatea este de 70g/m<sup>2</sup>  
- marja de retinere este de 2 - 3 µm  
- grosimea: 350 µm
- Se preteaza pentru analize de mediu, biologie, fizica, industria bauturilor

Cod	Produs	Mod de ambalare
HREC2153.0200	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=47 mm	cutie (200 runde)
HRUC2154.0200	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=50 mm	cutie (200 runde)
HRDC2155.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=100 mm	cutie (100 runde)
HRAC2156.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=135 mm	cutie (100 runde)
HRXC2157.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=142 mm	cutie (100 runde)

### HARTIE DE FILTRU CU FIBRA DE STICLA

- Este confectionata din sticla borosilicata si agenti de legare organici
- Este foarte rezistenta la substante chimice, mai putin la acidul fluorhidric

- Stabila la temperaturi de pana la 200 °C
- Viteza de filtrare este de 15 secunde
- Marja de retinere este de pana la 0,6 μm
- Greutatea este de 70g/m<sup>2</sup>, iar grosimea unei runde este de 0,35 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
HRZC2158.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=25 mm	cutie (100 runde)
HRGC2159.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=37 mm	cutie (100 runde)
HRBC2160.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=40 mm	cutie (100 runde)
HRKC2161.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=45 mm	cutie (100 runde)
HRLC2162.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=55 mm	cutie (100 runde)
HRFC2163.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=70 mm	cutie (100 runde)
HRCC2164.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=90 mm	cutie (100 runde)
HRJC2165.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=110 mm	cutie (100 runde)
HRTC2166.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=125 mm	cutie (100 runde)
HRRC2167.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=150 mm	cutie (100 runde)
HRDC2168.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=185 mm	cutie (100 runde)
HRSC2169.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=200 mm	cutie (100 runde)
HRKC2170.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=240 mm	cutie (100 runde)

HRNC2171.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=270 mm	cutie (100 rondoale)
HRMC2172.0100	Hartie de filtru cu fibra de sticla D=320 mm	cutie (100 rondoale)

## HARTIE DE FILTRU CU FIBRA DE QUARTZ

- Este confectionata din fibra de quartz pur, fara agenti de legare
- Prezinta rezistenta mare impotriva majoritatii solventilor organici si anorganici, acizilor (mai putin acidul fluorhidric) si bazelor
- Hartia este stabila la temperaturi de pana la 950 °C
- Viteza de filtrare este mai mica de 5 secunde
- Rata de retinere este de pana la 0,3 µm
- Greutatea este de 85g/m<sup>2</sup>
- Nu contine agenti de legare
- Se foloseste pentru analiza impuritatilor din aer, controlului de emisii etc



Cod	Denumire	Mod de ambalare
HRGC2174.0100	Hartie de filtru cu fibra de quartz D=45 mm	cutie (100 rondele)
HRBC2175.0100	Hartie de filtru cu fibra de quartz D=47 mm	cutie (100 rondele)
HRNC2176.0100	Hartie de filtru cu fibra de quartz D=50 mm	cutie (100 rondele)
HRSC2177.0100	Hartie de filtru cu fibra de quartz D=90 mm	cutie (100 rondele)