

INCALZITOARE CU FLACARA

BEC BUNSEN PENTRU LABORATOR

- Robust, pretandu-se la o utilizare intensa
- Posibilitatea de reglare a debitului de aer
- Acesta poate fi folosit atat la gaz natural cat si la gaz de butelie

Caracteristici:

Inaltimea totala	133 mm
Ø racord gaz	9 mm
Ø talpa	83 mm
Ø _{interior} al capatului de ardere	9 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
BALI1.0001	Bec Bunsen pentru laborator	bucata
BALI1.0010	Bec Bunsen pentru laborator	10 bucati

BEC DE GAZ TECLU

- Robust, pretandu-se la o utilizare intensa
- Posibilitatea reglarii fluxului de aer
- Posibilitatea reglarii fluxului de gaz combustibil
- Poate fi folosit atat la gaz natural cat si la butelie

Caracteristici:

Inaltimea totala	153 mm
Ø racord gaz	9 mm
Ø talpa	83 mm
Ø _{interior} al capatului de ardere	11 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
BAS13.0001	Bec de gaz Teclu	bucata

SPIRTIERA

- Forma compacta
- Corpul si rezervorul sunt metalice
- Capacel pentru stingerea fitilului
- Dimensiuni: 64 x 45 mm ($\varnothing_{\text{bazei}} \times H_{\text{cu capac}}$)



Cod	Produs	Mod de ambalare
SAEI2.0001	Spiritiera	bucata

TREPIED PENTRU UZ LABORATOR

- Este dintr-un otel special – Remanit 4301
- Are o inaltime de 210 mm
- Sunt de mai multe tipuri in functie de diametrul interior al cercului



Cod	Produs	Diametrul interior al cercului	Mod de ambalare
TRBC242.0001	Trepied pentru uz laborator	100 mm	bucata
TRLC243.0001	Trepied pentru uz laborator	120 mm	bucata
TRSC244.0001	Trepied pentru uz laborator	140 mm	bucata
TRZC245.0001	Trepied pentru uz laborator	160 mm	bucata
TRAC246.0001	Trepied pentru uz laborator	180 mm	bucata

EXTENSIE PE INALTIME PENTRU TREPIED

- Aceasta extensie consta in atasarea (insurubare) unor picioare suplimentare la cele existente
- Se potrivesc pentru toate tipurile de trepiede de mai sus
- Extensia maxima posibila este 370 mm fata de 210mm varianta standard



Cod	Produs	Mod de ambalare
ERYC247.0003	Extensie pe inaltime pentru trepid	3 bucati

TREPIED PENTRU LABORATOR

- Confectionat din fier turnat, placat cu nichel
- Picioarele nu se pot desuruba



Cod	Produs	Diametrul interior	Inaltine	Mod de ambalare
TRPC4158.0001	Trepied pentru laborator	100 mm	180 mm	bucata
TRLC4159.0001	Trepied pentru laborator	120 mm	210 mm	bucata
TRDC4160.0001	Trepied pentru laborator	140 mm	210 mm	bucata

SUPPORT GEN SITA DE AZBEST


- Nu contine azbest
- Confectionat dintr-o plasa metalica, placata cu zinc, care este acoperita cu o zona ceramica
- Conductivitate termica excelenta
- Durata mare de viata
- **NU** include trepiedul din imagine



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRJC248.0001	Suport gen sita de azbest, 120x120 mm	bucata
SRFC249.0001	Suport gen sita de azbest, 160x160 mm	bucata

SUPPORT PENTRU CREUZETE

- Este confectionat din otel galvanizat
- Prevazut cu tuburi netede din argila



Cod	Produs	Lungimea tubului din argila	Pentru trepied cu Ø maxim de	Mod de ambalare
SRFC4389.0005	Suport pentru creuzete	40 mm	120 mm	5 bucati
SRGC4390.0005	Suport pentru creuzete	50 mm	130 mm	5 bucati
SRLC4391.0005	Suport pentru creuzete	60 mm	140 mm	5 bucati
SRDC4393.0005	Suport pentru creuzete	80 mm	160 mm	5 bucati
SRBC4394.0005	Suport pentru creuzete	100 mm	180 mm	5 bucati

PLACA CERAMICA PENTRU INCALZIT

- Este din CERAN –sticla ceramica
- Are rezistenta mare la substante agresive
- Intervalul de temperatura in care placa este stabila se situeaza intre -200 pana la +700 °C
- Grosime: 4 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRLC250.0001	Placa ceramica pentru incalzit, 135x135 mm	bucata
PRFC251.0001	Placa ceramica pentru incalzit, 155x155 mm	bucata
PRSC252.0001	Placa ceramica pentru incalzit, 175x175 mm	bucata

STATIV PENTRU PLACI CERAMICE


- Picioarele sunt legate de partea superioara prin tije metalice, sporind astfel stabilitatea
- Este confectionat din otel nichel crom
- Se utilizeaza pentru placi ceramice sau din sticla termorezistenta
- Inaltimea este de 210 mm
- In fotografie este prezentat la nr 1
- La livrare nu sunt incluse si placile ceramice. Acestea trebuie comandate separat



Cod	Produs	Dimensiuni	Mod de ambalare
SRTC4162.0001	Stativ pentru placi ceramice	135 x 135 mm	bucata
SRJC4163.0001	Stativ pentru placi ceramice	155 x 155 mm	bucata
SRLC4164.0001	Stativ pentru placi ceramice	175 x 175 mm	bucata

SUPPORT PENTRU PLACI CERAMICE

- Este confectionat din otel nichel crom
- Se utilizeaza pentru placi ceramice sau din sticla termorezistenta
- La livrare nu sunt incluse si placile ceramice. Acestea trebuie comandate separat
- In fotografie este prezentat la nr 2



Cod	Produs	Dimensiuni	Mod de ambalare
SRQC4165.0001	Suport pentru placi ceramice	135 x 135 mm	bucata
SRGC4166.0001	Suport pentru placi ceramice	155 x 155 mm	bucata
SRZC4167.0001	Suport pentru placi ceramice	175 x 175 mm	bucata