

INCUBATOARE

MINIINCUBATOR

- Necesita costuri reduse
- Usurinta in curatare si folosire
- Nu necesita intretinere



Cod	Produs	Mod de ambalare
MTNEAM2.0001	Miniincubator	bucata

INCUBATOR

- Convecție naturală
- Temperatura de lucru, se poate regla începând de la temperatura camerei + 5 °C, până la 80 °C.
- Posibilitatea de reglare a temperaturii, începe de la 20 °C
- Interiorul este confecționat din oțel inoxidabil
- Prevăzut cu ușă dublă, cea interioară din sticlă iar cea exterioară din oțel inoxidabil; la modelele IRLC5075 și IRQC5076, ușa exterioară este compusă din două părți
- Ușa exterioară este complet izolată
- Aerisirea, se realizează printr-o clapetă controlată electronic
- Prezintă posibilitatea de a selecta limba de utilizare (germană, engleză, franceză și spaniolă)
- Timpul, se poate programa, de la un minut, la 99 zile și 23 ore, cu ajutorul programatorului electronic; de asemenea, se poate opta pentru utilizare continuă
- Dacă se accesează funcția „Setpoint WAIT”, cronometrarea va începe doar după ce este atinsă temperatura stabilită



COD	IRHC5069	IRNC5070	IRDC5071	IRZC5072	IRSC5073	IRPC5074	IRLC5075	IRQC5076
Capacitate (L)	32	53	74	108	161	256	449	749
DIMENSIUNI INTERIOARE (mm)								
Latime	400	400	400	560	560	640	1040	1040
Înălțime	320	400	560	480	720	800	720	1200
Adâncime	250	330	330	400	400	500	600	600

DIMENSIUNI EXTERIOARE (mm)								
Latime	585	585	585	745	745	824	1224	1224
Inaltime	707	787	947	867	1107	1186	1247	1726
Adancime (fara maner)	434	514	514	584	584	684	784	784
Numar de gratare incluse	1	1	2	2	2	2	2	2
Capacitate maxima	3	4	6	5	8	9	8	14
Consum de energie (W)	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Sursa de curent	230 V, 50/60 Hz							
Greutate (kg)	44	55	65	74	96	110	170	215
VARIATIILE DE TEMPERATURA								
In timp (°C)	< ±0,5							
In volumul incintei (°C)	< ±2,7							

Cod	Produs	Mod de ambalare
IRHC5069.0001	Incubator 32 litri	bucata
IRNC5070.0001	Incubator 53 litri	bucata
IRDC5071.0001	Incubator 74 litri	bucata
IRZC5072.0001	Incubator 108 litri	bucata
IRSC5073.0001	Incubator 161 litri	bucata
IRPC5074.0001	Incubator 256 litri	bucata
IRLC5075.0001	Incubator 449 litri	bucata
IRQC5076.0001	Incubator 749 litri	bucata