

INELE STABILIZATOARE PENTRU STICLARIE

INELE STABILIZATOARE

- Interiorul este din metal, partea exterioara fiind invelita in vinil
- Se utilizeaza pentru stabilizarea baloanelor Erlenmeyer si a flacoanelor in baile de apa
- Pot fi de doua feluri: inchise sau deschise



Inel stabilizator, forma inchisa

Cod	Produs	Diametrul interior	Pt balon Erlenmeyer de	Greutate	Mod de ambalare
IRTC3075.0001	Inel stabilizator	48 mm	125 - 500 ml	270 g	bucata
IRFC3076.0001	Inel stabilizator	51 mm	250 - 1000 ml	500 g	bucata
IRSC3077.0001	Inel stabilizator	57 mm	500 - 2000 ml	700 g	bucata
IRZC3078.0001	Inel stabilizator	70 mm	1000 - 4000 ml	840 g	bucata

Inel stabilizator, forma deschisa

Cod	Produs	Diametrul interior	Pt balon Erlenmeyer de	Greutate	Mod de ambalare
IRQC3079.0001	Inel stabilizator	42 mm	125 - 500 ml	200 g	bucata
IRGC3080.0001	Inel stabilizator	51 mm	250 - 1000 ml	480 g	bucata
IRPC3081.0001	Inel stabilizator	54 mm	500 - 2000 ml	660 g	bucata
IRMC3082.0001	Inel stabilizator	66 mm	1000 - 4000 ml	930 g	bucata

SUPPORT STABILIZATOR PENTRU PAHARE SI FLACOANE


- Paharele si flacoanele sunt sustinute de 4 cleme din otel inoxidabil, incluse intr-un inel de stabilizare
- Ideale pentru baile de apa, deoarece permite apei sa circule pe sub vas



Cod	Produs	Diametrul	Utile pentru cilindrii de	Greutate	Mod de ambalare
SRDC3084.0001	Suport stabilizator pentru pahare si flacoane	60 mm	100 ml	165 g	bucata
SRNC3085.0001	Suport stabilizator pentru pahare si flacoane	80 mm	250 ml	237 g	bucata

INEL STABILIZATOR

- Previn plutirea sau alunecarea baloanelor Erlenmeyer sau a flacoanelor in baile de apa.
- Interiorul este din plumb, iar exteriorul din PVC



Cod	Produs	Ø interior	Pt balon Erlenmeyer de	Greutate	Culoare	Mod de ambalare
IROC3086.0001	Inel stabilizator	20 mm	-	95 g	portocalie	bucata
IRYC3087.0001	Inel stabilizator	35 mm	25 ml	240 g	rosie	bucata
IRDC3088.0001	Inel stabilizator	50 mm	50 - 250 ml	650 g	portocalie	bucata
IRHC3089.0001	Inel stabilizator	70 mm	200 - 500 ml	900 g	rosie	bucata
IRZC3090.0001	Inel stabilizator	100 mm	750 - 1500 ml	1200 g	albastra	bucata
IRQC3091.0001	Inel stabilizator	150 mm	2000 ml	1750 g	portocalie	bucata
IRXC3092.0001	Inel stabilizator	200 mm	4000 - 6000 ml	3800 g	albastra	bucata

MANSON PENTRU STABILIZARE

- Ideal pentru pahare, flacoane etc.
- Interiorul este confectionat din metal, iar parte exterioara din PVC
- Flexibil, poate fi deschis si inchis cu usurinta
- Protejeaza vasul impotriva rasturnarii, sustinandu-l in pozitie verticala



Cod	Produs	Pentru sticlărie cu diam. de	Greutate	Mod de ambalare
MRDC3093.0001	Manson pentru stabilizare	45 - 65 mm	240 g	bucata
MRGC3094.0001	Manson pentru stabilizare	55 - 80 mm	460 g	bucata
MRTC3095.0001	Manson pentru stabilizare	65 - 100 mm	600 g	bucata
MRPC3096.0001	Manson pentru stabilizare	85 - 125 mm	750 g	bucata

BAGHETA FLEXIBILA PENTRU STABILIZARE

- Flexibila, poate fi indoita pentru a se fixa pe diferite forme si marimi
- Confectionata din plumb invelit in PVC
- Se foloseste pentru stabilizarea vaselor in baile de apa



Cod	Produs	Diametrul	Utile pentru	Greutate	Mod de ambalare
BRGC3097.0001	Bagheta felxibila pentru stabilizare	4 mm	eprubete	70 g	bucata
BRBC3098.0001	Bagheta felxibila pentru stabilizare	6 mm	sticlaria de 100 - 500 ml	177 g	bucata
BRSC3099.0001	Bagheta felxibila pentru stabilizare	12 mm	sticlaria de 1000 - 2000 ml	660 g	bucata

INEL DIN PLUTA

- Confectionat din pluta presata, ofera stabilitate baloanelor cu fund rotund



Cod	Produs	$\varnothing_{\text{exterior}} \times \varnothing_{\text{interior}} \times H$	Pt balon de	Mod de ambalare
IRGC3100.0005	Inel din pluta	80 x 30 x 30 mm	10 - 100 ml	5 bucati
IRBC3101.0005	Inel din pluta	110 x 60 x 30 mm	250 - 500 ml	5 bucati
IRPC3102.0005	Inel din pluta	140 x 90 x 30 mm	500 - 1000 ml	5 bucati

IRLC3103.0005	Inel din pluta	170 x 120 x 30 mm	1000 - 2000 ml	5 bucati
IRDC3104.0002	Inel din pluta	210 x 150 x 30 mm	2000 - 4000 ml	2 bucati
IRZC3105.0002	Inel din pluta	240 x 180 x 30 mm	4000 - 6000 ml	2 bucati

SET DE INELE DIN PLUTA

- Primul set (set model I) contine cate 3 inele din fiecare din codurile: IRGC3100; IRBC3101; IRPC3102
- Cel de-al doilea set (set model II) contine cate 2 inele din fiecare din codurile: IRLC3103; IRDC3104; IRZC3105

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRLC3106.0001	Set model I	set (9 buc)
SRFC3107.0001	Set model II	set (6 buc)