

LAMPI UV



LAMPA UV BACTERICIDA

- Puterea lampii este de 8 W
- Are un tub Philips
- Se recomanda pentru incinte si spatii mici
- Montarea se face pe perete

Cod	Produs	Mod de ambalare
LIMB1.0001	Lampa UV bactericida	bucata

LAMPA UV BACTERICIDA

- Puterea este de 15 W
- Tub Philips
- Se poate monta fie pe perete, fie pe un stativ mobil

Cod	Produs	Mod de ambalare
LIUB2.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe perete, 15 W	bucata
LIFB3.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe stativ mobil, 15 W	bucata

LAMPA UV BACTERICIDA

- Putere 30 W
- Tub Philips
- Montare pe perete sau pe stativ mobil

Cod	Produs	Mod de ambalare
LIKB4.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe perete, 30 W	bucata
LISB5.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe stativ mobil, 30 W	bucata

LAMPA UV BACTERICIDA

- Putere 55 W
- Tub Philips
- Montare pe stativ sau pe perete

Cod	Produs	Mod de ambalare
LIWB6.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe perete, 55 W	bucata
LICB7.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe stativ mobil, 55 W	bucata

LAMPA UV BACTERICIDĂ

- Putere 2x30 W
- Doua tuburi Philips
- Montare pe stativ sau pe perete

Cod	Produs	Mod de ambalare
LIHB8.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe perete, 2x30 W	bucata
LIJB9.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe stativ mobil, 2x30 W	bucata

LAMPA UV BACTERICIDA

- Putere 2x55 W
- Doua tuburi Philips
- Montare pe stativ sau pe perete

Cod	Produs	Mod de ambalare
LINB10.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe perete, 2x55 W	bucata
LIRB11.0001	Lampa UV bactericida cu montare pe stativ mobil, 2x55 W	bucata

TUBURI UV

- Sunt adresate lampilor bactericide de mai sus
- Marca Philips

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIOB12.0001	Tub UV 8 W	bucata
TIUB13.0001	Tub UV 15 W	bucata
TILB14.0001	Tub UV 30 W	bucata
TIJB15.0001	Tub UV 55 W	bucata

LAMPA UV DE MANA

- Se preteaza pentru examinarile fluorescente in microbiologie, tehnologia materialelor textile, diagnosticul medical, cromatografie, botanica etc
- Lampile sunt prevazute cu 2 lungimi de unda, care pot fi schimbate intre ele
- La livrare sunt incluse: cablul principal de alimentare, butonul on/off si manerul
- Optional se poate comanda si suportul metalic pentru masa



Specificatii tehnice:

Cod	Sursa lumina UV	Dimensiunea filtrului (L x l)	Dimensiunile lampii (L x l x h)	Greutate
LRUC3995	2 x 4 W	100 x 50 mm	195 x 70 x 65 mm	1,25 kg
LRJC3996	2 x 6 W	150 x 50 mm	260 x 70 x 65 mm	1,45 kg
LRDC3997	2 x 8 W	200 x 50 mm	335 x 70 x 65 mm	1,50 kg
LRSC3998	2 x 15 W	300 x 70 mm	485 x 80 mm	2,50 kg

Cod	Produs	Mod de ambalare
LRUC3995.0001	Lampa UV	bucata
LRJC3996.0001	Lampa UV	bucata
LRDC3997.0001	Lampa UV	bucata
LRSC3998.0001	Lampa UV	bucata

ACCESORII

SUPPORT METALIC PENTRU MASA

- Inaltimea suportului poate fi ajustata pana la 250 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRFC3999.0001	Support metalic pentru masa	bucata

TUBURI UV, DE REZERVA

Cod	Produs	Lungimea de unda	Dimensiuni (L x Ø)	Potrivite pentru codurile	Mod de ambalare
TRGC4000.0001	Tub UV	254 nm	135 x 16 mm	LRUC3995	bucata
TRHC40001.0001	Tub UV	366 nm	135 x 16 mm	LRUC3995	bucata
TRYC4002.0001	Tub UV	254 nm	210 x 16 mm	LRJC3996	bucata
TRLC4003.0001	Tub UV	366 nm	210 x 16 mm	LRJC3996	bucata
TRSC4004.0001	Tub UV	254 nm	288 x 16 mm	LRDC3997	bucata
TRPC4005.0001	Tub UV	366 nm	288 x 16 mm	LRDC3997	bucata
TRZC4006.0001	Tub UV	254 nm	437 x 26 mm	LRSC3998	bucata
TRFC4007.0001	Tub UV	366 nm	437 x 26 mm	LRSC3998	bucata