

LUPE

LUPA CU ILUMINARE

- Lupa are 3 dioptrii, iar diametrul lentilei este de 10 cm
- Raza de lucru este de 95 cm
- Lupa este livrata impreuna cu o clema pentru prinderea acesteia pe o masa de lucru
- Deschiderea maxima a clemei este de 60 mm
- La livrare nu este inclus si becul, lupa necesitatnd unul obisnuit, de 40 W



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRDC2486.0001	Lupa cu iluminare	bucata

LUPA CU ILUMINARE

- Include si o lampa de 7 W si se alimenteaza la curent (220V)
- Diametrul lentilei este de 93 mm, avand 3,2 dioptrii
- Cantareste aproximativ 3000 g
- Bratul de sustinere este foarte flexibil
- Cordonul de alimentare are o lungime de 1,4 m



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRAC2497.0001	Lupa cu iluminare	bucata
LRUC2498.0001	Lampa 7 W de rezerva	bucata

LUPA DE BUZUNAR

- Poate fi folosita atat pe suport, cat si tinuta de maner, pozitii obtinute prin simpla intoarcere a picioruselor
- Lentilele au un diametru de 60 mm si o putere de marire de 3,5x (14 dioptrii)



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRLC2522.0001	Lupa de buzunar	bucata

LUPA DE BUZUNAR CU ILUMINARE

- Cu lentile asferice
- Puterea de marire: 3 x
- Dimensiunea lentilei: 50 x 46 x 3 mm (L x l x h)
- Suprafata plana
- Iluminare cu LED
- Iluminarea se porneste si se opreste odata cu scoaterea, respectiv introducerea lampii in carcasa
- Carcasa este intarita cu fibra de sticla, protejand corespunzator lentila
- Dimensiunile carcasei: 85 x 55 x 6 mm (L x l x h)
- La livrare este inclusa si bateria



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
LRPC4140.0001	Lupa de buzunar cu iluminare	argintie	bucata
LRSC4141.0001	Lupa de buzunar cu iluminare	neagra	bucata

ACCESORII:

Cod	Produs	Mod de ambalare
BRJC4142.0001	Baterie de rezerva 3V	bucata

LUPA DE BUZUNAR CU ILUMINARE

- Cu maner ergonomic, lentile bi-sferice si cu invelis anti-static
- Diametrul lentilei este de 35 mm
- Lentila are un invelis dur pe ambele parti
- Distanta dintre ochi si imaginea virtuala este de aproximativ 400 mm
- La livrare sunt incluse doua baterii de 1,5 V. Pentru modelul II este inclus si un manson de protectie impotriva prafului



model I



model II

Model I: cu bec 2,5 V, 250 mA

Cod	Produs	Putere de marire	Mod de ambalare
LRUC2505.0001	Lupa de buzunar cu iluminare	7 x (28 dioptrii)	bucata
LRFC2506.0001	Lupa de buzunar cu iluminare	10 x (38 dioptrii)	bucata

Model II: cu LED de culoare alba, 52 mA si filtre atasabile pentru selectarea diverselor culori de iluminare

Cod	Produs	Putere de marire	Mod de ambalare
LRQC4665.0001	Lupa de buzunar cu iluminare	10 x (38 dioptrii)	bucata
LRBC4666.0001	Lupa de buzunar cu iluminare	12,5 x (50 dioptrii)	bucata

ACCESORII:

Cod	Produs	Mod de ambalare
BRFC4230.0004	Baterii 1,5V	set (4 bucati)

LUPA DE PRECIZIE CU ILUMINARE

- Cu grila care poate fi scoasa
- Puterea de marire a lentilei este de 10X (38 dioptrii)
- Diametrul lentilei este de 35mm
- Gradatie de 0,5 mm si 1/64 inch
- La livrare nu sunt incluse cele doua baterii de 1,5V, care sunt necesare pentru iluminarea lupei



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRXC2507.0001	Lupa de precizie cu iluminare	bucata

Accesorii:

Cod	Produs	Mod de ambalare
BRSC2836.0002	Baterii tip baby 1,5V	2 bucati

LUPA DE PRECIZIE CU GRADATIE

- Are lentile acromatice, care nu distorsioneaza imaginea, cu diametrul de 23 mm
- De asemenea este prevazuta cu un inel pentru apropierea sau distantarea lentilei
- Cu gradatie de 20 mm si subdiviziuni de 0,1 mm
- Carcasa este confectionata din fibra de sticla intarita cu poliamida



Cod	Produs	Putere de marire	Mod de ambalare
LRGC2508.0001	Lupa de precizie cu gradatie	7x	bucata
LRDC2509.0001	Lupa de precizie cu gradatie	10x	bucata

ACCESORII

ATASAMENT LUMINOS

- Pentru o marire precisa
- Este format dintr-un maner cu carcasa pentru cele doua baterii de 1,5 V, necesare pentru iluminare
- La livrare nu sunt incluse bateriile

Cod	Produs	Mod de ambalare
ARSC2510.0001	Atasament luminos	bucata

Cod	Produs	Mod de ambalare
BRSC2836	Baterii tip baby 1,5V	2 bucati

LUPA

Modelul 1: - pentru diferite utilizari

- partea de jos a lupei este transparenta
- puterea de marire este de 8x
- diametrul lentilei este de 24 mm
- inaltimea aproximativa a lupei este de 45 mm

Modelul 2: - confectionata din plastic rezistent la socuri si la zgarieturi

- partea de jos a lupei este transparenta
- puterea de marire este de 4x
- diametrul lentilei este de 55 mm
- inaltimea aproximativa a lupei este de 60 mm, iar raza de lucru este de 62 mm

Modelul 3: - puterea de marire este de 10x

- diametrul lentilei este de 26 mm
- inaltimea aproximativa a lupei este de 38 mm, iar raza de lucru este de 66 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRZC2511.0001	Lupa (modelul1)	bucata
LROC2512.0001	Lupa (modelul2)	bucata
LRTC4227.0001	Lupa (modelul3)	bucata

LUPA PENTRU MASURARE


- Puterea de marire este de 8x, ajustabila
- Are o grila cu subdiviziunea de 0,1 mm
- Diametrul exterior al lupei este de 32 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRJC2513.0001	Lupa pentru masurare	bucata

LUPA PENTRU TESATURI

- Este confectionata din plastic, avand pe una din parti o grila cu subdiviziune de 1 mm
- Puterea de marire este de 8x
- Deschiderea este de 20 x 20 mm, iar inaltimea de 35 mm
- Se poate plia



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRLC2514.0001	Lupa pentru tesaturi	bucata

LUPA DE PRECIZIE PENTRU TESATURI

- cadrul lupei este confectionat din crom platinat
- lentila, biconvexa, este confectionata din sticla optica
- puterea de marire poate fi de 5x sau 10x
- inaltimea lupei cu putere 5x este de 53 mm si deschiderea de 30 x 30 mm, iar lupa cu putere de marire de 10x are o inaltime de 27 mm si o deschidere de 15 x 15 mm
- cadrul lupei se poate plia



Cod	Produs	Putere de marire	Mod de ambalare
LRQC2515.0001	Lupa de precizie pentru tesaturi	5x	bucata
LRMC2516.0001	Lupa de precizie pentru tesaturi	10x	bucata

OCHELARI CU LUPA

- Puterea de marire: 2 x
- Bratele ochelarilor sunt ajustabile
- Distanta optima de lucru este de 400 mm
- Camp vizual larg
- Greutatea este de 49 g



Cod	Produs	Mod de ambalare
ORNC4146.0001	Ochelari cu lupa	bucata

LUPA PENTRU OCHELARI

- Este destinata persoanelor care poarta ochelari
- Poate fi utilizata cu aproape orice tip de ochelari
- Campul vizual este liber



Cod	Produs	Distanta de operare	Putere de marire	Mod de ambalare
LRPC4147.0001	Lupa pentru ochelari	400 mm	1,7 x	bucata
LRJC4148.0001	Lupa pentru ochelari	250 mm	2 x	bucata
LRSC4149.0001	Lupa pentru ochelari	180 mm	2,5 x	bucata
LRQC4150.0001	Lupa pentru ochelari	160 mm	3 x	bucata

LUPA DE PUS PE CAP

- Lentilele binoculare permit o vedere stereoscopica cu ambii ochi
- Este utila si pentru purtatorii de ochelari
- Nu permite patrunderea luminii difuze



Cod	Produs	Distanța de operare (mm)	Puterea de mărire	Mod de ambalare
LRAC2523.0001	Lupa de pus pe cap	400	1,7x	bucata
LRBC2524.0001	Lupa de pus pe cap	250	2x	bucata
LRTC2525.0001	Lupa de pus pe cap	180	2,5x	bucata
LRGC2526.0001	Lupa de pus pe cap	160	3x	bucata

LUPA PENTRU CITIT

- Confectionata din plastic, se poate plia si are un suport din otel
- Lentila are putere de marire de 3x
- Campul vizual este mare 75 x 50 mm
- Distanța între masa și lentila este de aproximativ 60 mm
- Greutatea lupei este de 165 g
- La livrare este inclusa si carcasa



Cod	Produs	Mod de ambalare
LRNC2518.0001	Lupa pentru citit	bucata

LUPA 3X

- Capacitate de marire: 3X
- Carcasa si manerul sunt confectionate din material plastic
- Deosebit de utila in laborator sau pe teren, pentru examinari macroscopice de rutina



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
LRUP4.0001	Lupa 3X	Diametru lupa: 75 mm Lungime maner: 70 mm	bucata

LUPA PLIABILA

- Lupa este de inalta rezolutie
- Prezinta o carcasa pentru a proteja lentilele de praf sau zgarieturi
- Se livreaza impreuna cu o curelusa pentru a putea fi purtata la gat
- Diametrul lentilei este de 35 mm, iar diametrul total al lupei este de 52 mm



Cod	Produs	Putere de marire	Mod de ambalare
LRIC2519.0001	Lupa pliabila	4x	bucata
LRSC2520.0001	Lupa pliabila	7x	bucata
LRGC2521.0001	Lupa pliabila	10x	bucata