

MANUSI DE PROTECTIE IMPOTRIVA FRIGULUI

MANUSI DE PROTECTIE

- Confectionate din bumbac tricatat dens si sunt impregnate cu o izolatie speciala
- Oferă protecție și împotriva socurilor mecanice



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRSC3855.0001	Manusi de protectie	8 / S (cu bordura rosie)	1 pereche
MRKC3856.0001	Manusi de protectie	9 / M (cu bordura albastra)	1 pereche

MANUSI DE PROTECTIE

- Confectionate din PVC
- Concepute special pentru utilizarea in conditii de frig
- Confortabile, flexibile, rezistente la uzura si socuri mecanice
- Captusite cu bumbac
- Lungimea totala este de aproximativ 300 mm
- Stabile la temperaturi de pana la -20 °C



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MROC3857.0001	Manusi de protectie	9	1 pereche
MRJC3858.0001	Manusi de protectie	10	1 pereche

MANUSI DE PROTECTIE

- Usoare, se preteaza pentru diverse activitati desfasurate in conditii de frig
- Au fibre tari pentru o buna izolatie si protectie
- Indeparteaza umezeala, formand o izolatie termica intre piele si mediul inconjurator
- Lipsa cusaturilor elimina aparitia iritatiilor
- Se preteaza si pentru utilizare in industria alimentara
- Se pot spala automat la o temperatura de pana la 40 °C



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRDC3859.0002	Manusi de protectie	7	2 perechi
MRZC3860.0002	Manusi de protectie	9	2 perechi

MANUSI DE PROTECTIE

- Confectionate din PVC, captusite cu Thinsulate[®] (fibra sintetica, mai subtire decat poliesterul, dar cu o densitate mai mare)
- Pot fi folosite si in industria alimentara
- Oferă protectie si impotriva socurilor mecanice
- Asigura o manuire usoara si sigura a obiectelor ude, datorita invelisului anti-alunecare de pe partea corespunzatoare palmei
- Manseta tricotata impiedica patrunderea frigului in manusa
- Sunt stabile la temperaturi de pana la -50 °C



Cod	Produs	Marime	Mod de ambalare
MRFC3861.0001	Manusi de protectie	7	1 pereche
MRCC3862.0001	Manusi de protectie	8	1 pereche
MRLC3863.0001	Manusi de protectie	9	1 pereche
MRZC3864.0001	Manusi de protectie	10	1 pereche

MANUSI DE PROTECTIE

- Exteriorul este confectionat din nylon
- Interiorul din bumbac este captusit cu polyolefina/polyester subtire
- Sunt stabile la temperaturi cuprinse intre -160 °C si +150 °C
- Pot fi autoclavate
- Oferă protecție împotriva socurilor mecanice și împotriva chimicalelor
- Se folosesc în aplicații care implică gheața uscată (-79 °C) sau azot lichid



Manusi cu mansete tricotate

Cod	Produs	Lungime	Marime	Mod de ambalare
MRUC3865.0001	Manusi de protectie	300 mm	S (8 – 8 ¹ / ₂)	1 pereche
MRNC3866.0001	Manusi de protectie	300 mm	M (9 – 9 ¹ / ₂)	1 pereche
MRBC3867.0001	Manusi de protectie	300 mm	L (10 – 10 ¹ / ₂)	1 pereche

Manusi cu mansete protectoare

Cod	Produs	Lungime	Marime	Mod de ambalare
MRAC3868.0001	Manusi de protectie	400 mm	S (8 – 8 ^{1/2})	1 pereche
MRUC3869.0001	Manusi de protectie	400 mm	M (9 – 9 ^{1/2})	1 pereche
MRTC3870.0001	Manusi de protectie	400 mm	L (10 – 10 ^{1/2})	1 pereche
MRRC3871.0001	Manusi de protectie	400 mm	XL (11 - 11 ^{1/2})	1 pereche
MREC3872.0001	Manusi de protectie	500 mm	M (9 – 9 ^{1/2})	1 pereche
MRQC3873.0001	Manusi de protectie	500 mm	L (10 – 10 ^{1/2})	1 pereche
MRSC3874.0001	Manusi de protectie	500 mm	XL (11 - 11 ^{1/2})	1 pereche
MRLC3875.0001	Manusi de protectie	700 mm	M (9 – 9 ^{1/2})	1 pereche
MRMC3876.0001	Manusi de protectie	700 mm	L (10 – 10 ^{1/2})	1 pereche
MRNC3877.0001	Manusi de protectie	700 mm	XL (11 - 11 ^{1/2})	1 pereche

Manusi 100% etanse, cu interior din Teflon, ideale pentru manevrarea substantelor periculoase (teflonul este unul din cele mai rezistente materiale la acizi si baze), prevazute cu mansete

Cod	Produs	Lungime	Marime	Mod de ambalare
MRCC3878.0001	Manusi de protectie	400 mm	S (8)	1 pereche
MRGC3879.0001	Manusi de protectie	400 mm	M (9)	1 pereche
MRHC3880.0001	Manusi de protectie	400 mm	L (10)	1 pereche
MRJC3881.0001	Manusi de protectie	400 mm	XL (11)	1 pereche
MRFC4233.0001	Manusi de protectie	500 mm	M (9)	1 pereche
MRHC4234.0001	Manusi de protectie	500 mm	L (10)	1 pereche
MRNC4235.0001	Manusi de protectie	500 mm	XL (11)	1 pereche
MRXC4236.0001	Manusi de protectie	700 mm	M (9)	1 pereche
MRBC4237.0001	Manusi de protectie	700 mm	L (10)	1 pereche
MRCC4238.0001	Manusi de protectie	700 mm	XL (11)	1 pereche