

MOJARE SI PISTILE DIN PORTELAN

MOJAR CU PISTIL

- Mojarul este confectionat din portelan glazurat (lucios), cu exceptia interiorului care este neglazurat (poros); dimensiunile sunt trecute in tabelul de mai jos
- Pistilul este din portelan, avand zona de prindere glazurata (lucioasa) si partea de mojarare neglazurata (poroasa); lungime totala pistil 112 mm; latimea maxima a partii de mojarare 28 mm



Cod	Produs	Ø mojar interior (mm)	Ø mojar exterior (mm)	Inaltime mojar (mm)	Mod de ambalare
MIKN1.0001	Mojar cu pistil, 150 ml	80	95	60	bucata

MOJAR


- Este confectionat din portelan glazurat, mai putin partea interioara, ce este confectionata din portelan neglazurat



Cod	Produs	Ø interior (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
MRHC5140.0001	Mojar, 20 ml	50	32	bucata
MRTC2920.0001	Mojar, 70 ml	65	40	bucata
MRGC2921.0001	Mojar, 75 ml	70	45	bucata
MRPC2922.0001	Mojar, 100 ml	80	50	bucata
MRSC2923.0001	Mojar, 170 ml	90	55	bucata
MRZC2924.0001	Mojar, 300 ml	115	63	bucata
MRJC2925.0001	Mojar, 400 ml	130	65	bucata
MRLC2926.0001	Mojar, 700 ml	150	70	bucata
MRDC2927.0001	Mojar, 1000 ml	180	80	bucata
MRJC5141.0001	Mojar, 2600 ml	240	100	bucata
MRKC5142.0001	Mojar, 6000 ml	330	140	bucata

PISTIL PENTRU MOJAR

- Confectionat din portelan glazurat, mai putin partea bazala (bulbul de mojarare), confectionata din portelan neglazurat



Cod	Produs	Ø bulb mojarare (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
PRTC2928.0001	Pistil	24	115	bucata
PRJC2929.0001	Pistil	28	125	bucata
PRMC2930.0001	Pistil	30	135	bucata
PRSC2931.0001	Pistil	36	150	bucata
PRBC2932.0001	Pistil	42	175	bucata
PRHC5143.0001	Pistil	45	180	bucata
PRQC2933.0001	Pistil	48	185	bucata
PRHC2934.0001	Pistil	55	210	bucata
PRGC5144.0001	Pistil	60	215	bucata
PRNC5145.0001	Pistil	74	262	bucata
PRDC5146.0001	Pistil	85	280	bucata

MOJAR CU PISTIL

- Confectionate din agat
- Suprafata interioara este slefuita, minimizand absortia
- Dimensiunile sunt aproximative



Cod	Produs	Diametrul exterior	Volum	Mod de ambalare
MRTC3011.0001	Mojar cu pistil	50 mm	10 ml	bucata
MRFC3012.0001	Mojar cu pistil	75 mm	25 ml	bucata
MRBC3013.0001	Mojar cu pistil	100 mm	50 ml	bucata
MRUC3014.0001	Mojar cu pistil	125 mm	100 ml	bucata
MRDC3015.0001	Mojar cu pistil	150 mm	200 ml	bucata