


PERII PENTRU CURATARE

PERIE STICLARIE

- Confectionata din relon
- Suport metalic
- Maner din plastic
- Deosebit de utila in spalarea sticlariei de laborator



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
PRDP5.0001	Perie sticlarie	Lungime totala: 36 cm Diametrul periei: 6 cm	bucata

PERII SPALARE STICLARIE

- Acestea sunt confectionate din diferite materiale:

a – alama 0,15

b – bronz 0,15

c – fibre naturale/Perlon

d → m – par de porc (f,l si m – au varfuri din lana)



Cod	Produs	Tip material	Lungime totala (mm)	Lungime perie (mm)	Ø perie	Mod de ambalare
PRCC575.0005	Perie curatare	a	300	100	25	5 bucati
PRCC575.0001	Perie curatare	a	300	100	25	bucata
PREC576.0005	Perie curatare	b	300	100	15	5 bucati
PREC576.0001	Perie curatare	b	300	100	15	bucata
PRWC577.0005	Perie curatare	c	500	150	80	5 bucati
PRWC577.0001	Perie curatare	c	500	150	80	bucata
PRUC578.0005	Perie curatare	d	480	120	60	5 bucati
PRUC578.0001	Perie curatare	d	480	120	60	bucata
PRPC579.0010	Perie curatare	e	370	85	50	10 bucati
PRPC579.0001	Perie curatare	e	370	85	50	bucata
PRRC580.0010	Perie curatare	f	280	115	28	10 bucati
PRRC580.0001	Perie curatare	f	280	115	28	bucata

PRBC581.0010	Perie curatare	h	500	100	12	10 bucati
PRBC581.0001	Perie curatare	h	500	100	12	bucata
PRSC582.0010	Perie curatare	i	500	100	6	10 bucati
PRSC582.0001	Perie curatare	i	500	100	6	bucata
PRPC583.0010	Perie curatare	k	500	100	18	10 bucati
PRPC583.0001	Perie curatare	k	500	100	18	bucata
PRHC584.0010	Perie curatare	l	270	80	20	10 bucati
PRHC584.0001	Perie curatare	l	270	80	20	bucata
PRLC585.0010	Perie curatare	m	280	70	15	10 bucati
PRLC585.0001	Perie curatare	m	280	70	15	bucata

SET PERII DE CURATARE

- Acest set este constituit din 12 perii: 4 bucati cod **PRBC581**; 4 bucati cod **PRSC582** si 4 bucati cod **PRPC583**

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRSC587.0001	Set perii de curatare	set

SET PERII DE CURATARE

- Setul este format din opt perii; cate o bucata din codurile: **PRCC575**; **PREC576**; **PRWC577**; **PRUC578**; **PRPC579**; **PRRC580**; **PRHC584**; **PRLC585**

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRIC588.0001	Set perii de curatare	set

PERII DE LABORATOR

- Sunt confectionate din par natural (porc si capra), fiert si vopsit
 - Rezistente la majoritatea acizilor si bazelor
 - Sunt rezistente la temperaturi de pana la +150°C
- Perile confectionate din nylon sunt rezistente la acizii si baze slabe si la temperaturi de pana la maxim +100°C

PERII PIPETE



Cod	Produce	Tip	Tipul parului	Lungime totala	Lungimea periei	Øperiei	Mod de ambalare
PRQC4168.0005	Perie pipete	a	par de capra	400 mm	100 mm	5/10/5 mm	5 bucati
PRGC4169.0005	Perie pipete	b	par de capra	490 mm	190 mm	4/20/4 mm	5 bucati
PRZC4170.0005	Perie pipete	c	par de capra	450 mm	180 mm	12/25 mm	5 bucati
PRJC4171.0005	Perie pipete	d	-	160 mm	70 mm	10 mm	5 bucati

PERII PENTRU FURTUNURI SI BIURETE



Cod	Produs	Tip	Lungime totala	Lungimea periei	Ø periei	Mod de ambalare
PRMC4172.0005	Perie furtunuri si biurete	e	1000 mm	150 mm	12 mm	5 bucati
PRTC4173.0005	Perie furtunuri si biurete	f	1000 mm	150 mm	15 mm	5 bucati
PRSC4174.0005	Perie furtunuri si biurete	g	1000 mm	150 mm	30 mm	5 bucati

PERII PENTRU LABORATOR


- Sunt confectionate din nylon



Cod	Produs	Tip	Lungime totala	Lungimea periei	Ø periei	Mod de ambalare
PRHC4175.0002	Perie laborator	h	1180 mm	60 mm	6 mm	2 bucati
PRRC4176.0002	Perie laborator	l	2500 mm	150 mm	8 mm	2 bucati
PRNC4177.0002	Perie laborator	j	1500 mm	150 mm	9 mm	2 bucati
PRXC4178.0002	Perie laborator	k	1500 mm	150 mm	16 mm	2 bucati

PERII CURATARE VASE LABORATOR

- Ideale pentru curatarea sticlarii de laborator, dar si a recipientelor din plastic
- Sunt confectionate din spuma speciala, care nu zgarie
- Nu absorb lichidul si au o durata de viata mai mare fata de perii obisnuite



PERII CURATARE

- Sunt prezentate in imagine la nr 1
- Cu capatul rotunjit, se preteaza pentru sticlaria inalta

Cod	Produs	Lungime	Ø _{superior} al periei	Mod de ambalare
PRDC4179.0001	Perie curatare	480 mm	70 mm	bucata

PERII CURATARE

- Sunt prezentate in imagine la nr 2
- Cu capatul rotunjit, se preteaza pentru sticlaria joasa

Cod	Produs	Lungime	Ø ^{superior} al periei	Mod de ambalare
PRFC4180.0001	Perie curatare	250 mm	60 mm	bucata

PERII CURATARE

- Sunt prezentate in imagine la nr 3
- Pliabile, se preteaza pentru sticlaria cu gat ingust

Cod	Produs	Lungime	Ø ^{superior} al periei	Mod de ambalare
PRTC4181.0001	Perie pentru curatare	410 mm	20 mm	bucata

PERII CURATARE

- Sunt prezentate in imagine la nr 4
- Pliabile, se preteaza pentru curatarea eprubetelor si a sticlarii inguste

Cod	Produs	Lungime	Ø ^{superior} al periei	Mod de ambalare
PRGC4182.0001	Perie pentru curatare	220 mm	20 mm	bucata