

PICNOMETRE

PICNOMETRU GAY – LUSSAC

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Dop din sticla cu slif si tub capilar pentru picnometrele pana la capacitatea de 100 ml (fig. 1)
- Dop din sticla cu slif si palnie pentru picnometrele de 1000 si 2500 ml (fig. 2)



Fig. 1 Picnometre de la 5 la 100 ml



Fig. 2 Picnometre de la 1000 la 2500 ml

Cod	Produs	Volum	Mod de ambalare
PMSE430.0001	Picnometru Gay-Lussac	5 ml	bucata
PMQE431.0001	Picnometru Gay-Lussac	10 ml	bucata
PMLE432.0001	Picnometru Gay-Lussac	25 ml	bucata
PMZE433.0001	Picnometru Gay-Lussac	50 ml	bucata
PMGE434.0001	Picnometru Gay-Lussac	100 ml	bucata
PMNE648.0001	Picnometru Gay-Lussac	1000 ml	bucata
PMRE649.0001	Picnometru Gay-Lussac	2500 ml	bucata

PICNOMETRU CU TERMOMETRU

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta



Cod	Produs	Volum	Mod de ambalare
PMHE650.0001	Picnometru cu termometru	5 ml	bucata
PMTE651.0001	Picnometru cu termometru	10 ml	bucata
PMKE652.0001	Picnometru cu termometru	25 ml	bucata
PMVE653.0001	Picnometru cu termometru	50 ml	bucata
PMZE654.0001	Picnometru cu termometru	100 ml	bucata

TERMOMETRU PENTRU PICNOMETRU

Cod	Produs	Interval de masurare	Gradatie	Mod de ambalare
TEQT143.0001	Termometru pentru picnometru	+10 °C → +35 °C	0,2 °C	bucata