

## PISETE

### PISETE

- Sunt din polietilena
- Prezinta un capac infiletabil, prevazut cu un orificiu prin care trece un furtun din plastic
- Inaltimea furtunului poate fi ajustata in functie de nivelul lichidului din piseta



Cod	Produs	Ø piseta	Mod de ambalare
PRGC606.0001	Piseta, 50 ml	35 mm	bucata
PRFC607.0001	Piseta, 100 ml	43 mm	bucata
PRSC608.0001	Piseta, 250 ml	60 mm	bucata
PRWC609.0001	Piseta, 500 ml	75 mm	bucata
PRXC610.0001	Piseta, 1000 ml	95 mm	bucata

## PISETE TRANSPARENTE

- Sunt confectionate din polietilena de joasa densitate



Cod	Produs	Inaltime fara picurator (mm)	Ø piseta (mm)	Mod de ambalare
PRCC900.0001	Piseta transparenta 250 ml	145	60	bucata
PRZC901.0001	Piseta transparenta 500 ml	180	75	bucata
PRMC902.0001	Piseta transparenta 1000 ml	230	100	bucata

## SET DE PISETE

- Setul este constituit din trei pisete: 250, 500 si 1000ml
- Sunt confectionate din polietilena de joasa densitate

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRNC928.0001	Set de pisete(250, 500, 1000 ml)	Set (3 bucati)

## PISETE CU GAT LARG

- Confectionate din polietilena de joasa densitate, cu capac de polipropilena
- Gatul larg permite o umplere usoara si rapida
- Picuratorul este turnat impreuna cu corpul pisetei, permitand golirea totala a pisetei
- Piselele sunt disponibile in doua variante: rosii si transparente



Cod	Produs	Diametrul capacului (mm)	Mod de ambalare
PRNC903.0006	Piseta cu gat larg, transparenta 125 ml	24	6 bucati
PRRC904.0004	Piseta cu gat larg, transparenta 250 ml	38	4 bucati
PRLC905.0004	Piseta cu gat larg, transparenta 500 ml	38	4 bucati
PRXC906.0004	Piseta cu gat larg, transparenta 750 ml	38	4 bucati
PRBC907.0002	Piseta cu gat larg, transparenta 1000 ml	43	2 bucati
PRDC908.0001	Piseta cu gat larg, rosie 250 ml	38	bucata
PRFC909.0001	Piseta cu gat larg, rosie 500 ml	38	bucata

## PISETE COLORATE

- Sunt confectionate din LDPE (polietilena de joasa densitate) si nu contin cadmiu
- Disponibile in mai multe culori (rosu, verde, galben si albastru) fiind usor de indentificat



Cod	Produs	Culoare	Mod de ambalare
PRSC911.0001	Piseta 500 ml	rosie	bucata
PRPC913.0001	Piseta 500 ml	verde	bucata
PRJC915.0001	Piseta 500 ml	galbena	bucata
PRYC917.0001	Piseta 500 ml	albastra	bucata

## PISETE CU GAT LARG

- Confectionate din polietilena, au imprimate etichete (in germana, engleza si franceza) cu denumirea substantei si formula chimica
- Cerneala nu poate fi stearsa
- Capacul este infiletabil si este de diferite culori
- Picuratorul este mobil, asigurand o golire totala a pisetei



Cod	Produs	Capacitate	Mod de ambalare
PRAC918.0001	Piseta cu gat larg pentru acetona	250 ml	bucata
PREC919.0001	Piseta cu gat larg pentru acetona	500 ml	bucata
PRIC920.0001	Piseta cu gat larg pentru etanol	250 ml	bucata
PRUC921.0001	Piseta cu gat larg pentru etanol	500 ml	bucata
PRZC922.0001	Piseta cu gat larg pentru alcool izopropilic	250 ml	bucata
PRXC923.0001	Piseta cu gat larg pentru alcool izopropilic	500 ml	bucata
PRMC924.0001	Piseta cu gat larg pentru metanol	250 ml	bucata
PRNC925.0001	Piseta cu gat larg pentru metanol	500 ml	bucata
PRVC926.0001	Piseta cu gat larg pentru apa distilata	250 ml	bucata
PRGC927.0001	Piseta cu gat larg pentru apa distilata	500 ml	bucata

## PISETE TRANSPARENTE

- Sunt confectionate din LDPE (polietilena de joasa densitate) sau PP (polipropilena)
- Capacul infiletabil si tubul de picurare sunt confectionate din PP (polipropilena)
- Valva pentru controlul presiunii, situata in capac, previne scurgerile accidentale
- Pe piseta sunt imprimate: numele substantei scris in patru limbi (germana, engleza, franceza, spaniola) si simbolurile de pericol.



Cod	Produs	Materialul din care sunt confectionate	Capacitate	Mod de ambalare
PREC4187.0001	Piseta transparenta pentru acetona	PP	500 ml	bucata
PRJC4188.0001	Piseta transparenta pentru acetona	PP	1000 ml	bucata
PRFC4189.0001	Piseta transparenta pentru apa distilata	LDPE	500 ml	bucata
PRHC4190.0001	Piseta transparenta pentru apa distilata	LDPE	1000 ml	bucata
PRDC4191.0001	Piseta transparenta pentru etanol	LDPE	500 ml	bucata
PRLC4192.0001	Piseta transparenta pentru etanol	LDPE	1000 ml	bucata
PRAC4193.0001	Piseta transparenta pentru acetat de etil	LDPE	500 ml	bucata
PREC4194.0001	Piseta transparenta pentru acetat de etil	LDPE	1000 ml	bucata
PRQC4195.0001	Piseta transparenta pentru alcool izopropilic	LDPE	500 ml	bucata
PRBC4196.0001	Piseta transparenta pentru alcool izopropilic	LDPE	1000 ml	bucata
PRZC4197.0001	Piseta transparenta pentru metanol	LDPE	500 ml	bucata

## PISETE DIN POLIETILENA

- Sunt confectionate din polietilena, iar capacul si furtunul sunt confectionate din polipropilena
- Continutul pisetei se poate identifica usor datorita capacului de diferite culori
- Nu curg, deoarece capacul si furtunul sunt turnate intr-o singura piesa
- Capacitatea pisetei este de 500 ml



Cod	Produs	Mod de ambalare
PRTC941.0001	Piseta din polietilena, galbena	bucata
PRHC942.0001	Piseta din polietilena, verde	bucata
PRYC943.0001	Piseta din polietilena, rosie	bucata
PRLC944.0001	Piseta din polietilena, albastra	bucata

## PISETE DIN TEFLON

- Sunt confectionate din FEP, iar capacul si furtunul sunt confectionate din etilen tetrafluor etilen (ETFE )
- Sunt foarte rezistente din punct de vedere chimic si nu curg datorita faptului ca furtunul si capacul sunt turnate intr-o singura piesa
- Materialul din care este confectionata piseta nu contine ftalati



Cod	Produs	Capacitate	Mod de ambalare
PRTC945.0001	Piseta teflon	125 ml	bucata
PREC946.0001	Piseta teflon	250 ml	bucata
PRUC947.0001	Piseta teflon	500 ml	bucata
PRXC948.0001	Piseta teflon	1000 ml	bucata



## PISETA TRANSPARENTA

- Este confectionata din polietilena avand ciocul turnat intr-o singura piesa cu piseta
- Capacul este infiletabil
- Piseta se poate goli in intregime



Cod	Produs	Capacitate (ml)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
PRKC949.0001	Piseta transparenta	250	140	bucata
PRVC950.0001	Piseta transparenta	500	178	bucata