


ROBINETI DIN STICLA


- Sunt confectionati din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta

ROBINET CU O CALE



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMEE627.0001	Robinet cu o cale	2	8	120	bucata
RMNE628.0001	Robinet cu o cale	4	8	120	bucata

ROBINET CU O CALE DREAPTA



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMHE629.0001	Robinet cu o cale dreapta	2	8	120	bucata
RMJE630.0001	Robinet cu o cale dreapta	4	8	120	bucata
RMSE631.0001	Robinet cu o cale dreapta	6	10	120	bucata
RMGE632.0001	Robinet cu o cale dreapta	8	12	120	bucata


RMTE633.0001	Robinet cu o cale dreapta	10	14	120	bucata
RMVE634.0001	Robinet cu o cale dreapta	12	17	120	bucata
RMZE635.0001	Robinet cu o cale dreapta	15	20	120	bucata
RMBE636.0001	Robinet cu o cale dreapta	20	23	120	bucata

ROBINET CU O CALE DREAPTA, CAPILAR



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMRE637.0001	Robinet cu o cale dreapta, capilar	2	8	120	bucata


ROBINET CU O CALE OBLICA



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMYE638.0001	Robinet cu o cale oblica	2	8	120	bucata


RMKE639.0001	Robinet cu o cale oblica	4	8	120	bucata
--------------	--------------------------	---	---	-----	--------

ROBINET CU TREI CAI



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMME640.0001	Robinet cu trei cai	2	8	120	bucata
RMLE641.0001	Robinet cu trei cai	4	8	120	bucata


ROBINET CU TREI CAI IN „T”



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMTE642.0001	Robinet cu trei cai in T	2	8	120	bucata
RMBE643.0001	Robinet cu trei cai in T	4	8	120	bucata

RMDE644.0001	Robinet cu trei cai in T	6	10	120	bucata
RMQE645.0001	Robinet cu trei cai in T	8	12	120	bucata
RMFE645.0001	Robinet cu trei cai in T	10	14	120	bucata

ROBINET CU PATRU CAI



Cod	Produs	Ø orificiului interior (mm)	Ø exterior al bratelor (mm)	Lungimea bratelor (mm)	Mod de ambalare
RMZE646.0001	Robinet cu patru cai	2	8	120	bucata
RMRE647.0001	Robinet cu patru cai	4	8	120	bucata