


## ROBINETI SI POMPE DE PRELEVARE

### ROBINET

- Confectionat din PE (polietilena)
- Prezinta canal de ventilatie
- Permite reglarea vitezei de curgere
- Dispozitivul de etansare este confectionat din aveolita



Cod	Produs	Filet	Pentru	Mod de ambalare
RRDC3344.0003	Robinet	51	canistre standard de 10 L	3 bucati
RRDC3345.0004	Robinet	61	canistre standard de 30 L	4 bucati
RRHC3346.0003	Robinet	DIN 45	cod CRFC826→CRNC831	3 bucati
RRGC3347.0003	Robinet	DIN 50	cod CREC829 si CRLC832	3 bucati

## ROBINET

- Confectionat din PE (polietilena), se preteaza pentru dozari precise si pentru golirea completa a butoaielor
- Este prevazut cu tub de ventilatie
- Robinetul prezinta si o margine picuratoare, putand fi folosit pentru sticle cu gat ingust
- Se preteaza pentru utilizarea in industria alimentara



### Pentru canistre

Cod	Produs	Filet	Ø iesirii	Debit	Mod de ambalare
RRJC3350.0003	Robinet	45	13 mm	> 1,5 L/min	3 bucati
RRHC5199.0003	Robinet	50	13 mm	> 1,5 L/min	3 bucati
RRBC3348.0003	Robinet	51	13 mm	> 1,5 L/min	3 bucati
RRGC3349.0003	Robinet	61	13 mm	> 1,5 L/min	3 bucati
RRDC5200.0003	Robinet	61	23 mm	> 5 L/min	3 bucati
RRFC5201.0003	Robinet	71	23 mm	> 5 L/min	3 bucati

### Pentru butoaie

Cod	Produs	Filet	Ø iesirii	Debit	Mod de ambalare
RRZC5202.0002	Robinet	3/4 "	23 mm	> 5 L/min	2 bucati
RRQC5203.0002	Robinet	2"	23 mm	> 5 L/min	2 bucati
RRTC5204.0002	Robinet	2"	23 mm	> 5 L/min	2 bucati

### ROBINET SFERIC

- Se utilizeaza pentru recipientele aflate in pozitie orizontala, si care au conexiunea infiletabila
- Confectionata din PP (polipropilena)
- Ambele filete, atat cel de intrare cat si cel de iesire sunt de 3/4 "
- Se etanseaza cu banda de etansare
- Se livreaza fara stut; acesta trebuie comandat separat



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
RRBC3351.0001	Robinet sferic	-	bucata
SRGC3352.0001	Stut	curbat la 90° Ø = 12 mm	bucata
SRJC3353.0001	Stut	drept Ø = 12 mm	bucata
ARTC3354.0001	Adaptor infiletabil 12 mm, filet fin	12 mm	bucata
ARXC3355.0001	Adaptor infiletabil 2", filet normal	-	bucata

## ROBINET

- Este confectionat din PE (polietilena)
- Prezinta canal interior
- Filetul conectorului este de 3/4 " la exterior



Cod	Produs	Mod de ambalare
RRPC3356.0003	Robinet	3 bucati

## SET EXTENSII PENTRU ROBINET


- Au rolul de a mari distanta dintre robinet si peretele vasului
- Se utilizeaza cu codul RRPC3356 sau SRBC3351
- Setul contine: - tub de extensie din PP (polipropilena) cu lungimea de 10 mm si filet de  $\frac{3}{4}$  " (in ambele parti)
  - Niplu din PP (polipropilena), cu filet de  $\frac{3}{4}$  " (in ambele parti, pe interior)
  - doua garnituri plate pentru filet interior de  $\frac{3}{4}$  "



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRQC3357.0002	Set extensii pentru robinet	2 seturi

## ROBINET

- Confectionat din PP (polipropilena), cu filet de  $\frac{3}{4}$  "
- Usor de inchis si de deschis
- Poate fi manipulat cu o singura mana
- Este prevazut cu stut
- Adaptorul pentru stut este inclus
- Poate fi utilizat pentru umplerea vaselor cu gat ingust



Cod	Produs	Mod de ambalare
RRQC3358.0001	Robinet	bucata

### POMPA DE ABSORBTIE

- Pentru apa si alte lichide inofensive
- Furtunul transportor are o lungime de 64 cm si diametrul de 13 mm, fiind confectionat din PP (polipropilena)
- Tubul care se introduce in vas, este confectionat din vinil si are o lungime de 100 cm
- Capacitatea de absorbtie este de aproximativ 15 ml / ciclu de pompare



Cod	Produs	Mod de ambalare
RRHC3367.0001	Pompa de absorbtie, din plastic	bucata

#### MINI – POMPA PENTRU DOZARE

- Confectionata din PP (polipropilena), cu dop standard pentru deschideri cuprinse intre 20 si 36 mm
- Se preteaza pentru dozari mici
- Debitul maxim este de 4 L / min
- Tubul transportor are o lungime de 45 cm si un diametru de 10 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
MRHC3368.0001	Mini-pompa, pentru dozare	bucata

#### POMPA DOZATOARE CU CAPAC INFLETABIL

- Este confectionata din HDPE (polietilena de inalta densitate)
- Se preteaza pentru canistre cu volumul cuprins intre 10 si 30 litri, cu filetul indentic cu cel al pompei





Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
PRTC3369.0001	Pompa dozatoare cu capac infiletabil	capac = DIN 50 rata de curgere este de 30 ml / apasare lungimea tubului care patrunde in vas este de 175 mm	bucata
PRHC3370.0001	Pompa dozatoare cu capac infiletabil	Capac = DIN 60 rata de curgere este de 100 ml / apasare lungimea tubului care patrunde in vas este de 398 mm	bucata

## POMPA PENTRU ACIZI SI BAZE

- Functioneaza cu baterii
- Ideala pentru golirea in siguranta si transferul lichidelor apoase (majoritatea acizilor si bazelor)
- Confectionata din PP (polipropilena), PTFE (politetrafluor etilena), Hastelloy
- Rata de curgere este de pana la 6l/ minut
- Este foarte usoara (500 g, inclusiv bateriile)
- Diametrul tubului de suctiune (care intra in lichid) este de 25 mm
- Se recomanda utilizarea de baterii reincarcabile
- Se livreaza fara baterii



Cod	Produs	Lungimea tubului de succiune	Mod de ambalare
PRPC3371.0001	Pompa pentru acizi si baze	400 mm	bucata
PRHC3372.0001	Pompa penru acizi si baze	600 mm	bucata

**ACCESORII:**



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
BRHC3373.0002	Baterie Mono/D	- putere: 1.2 V - capacitate: 3000 mAh	2 bucati

## POMPA PENTRU CANISTRE

- Ideala pentru golirea rapida a canistrelor si butoaielor mici
- Adaptorul cu filet se comanda separat




### Specificatii tehnice:

<b>Rata de curgere</b>	max 6l/min
<b>Materialul din care este confectionata pompa</b>	PP (polipropilena)
<b>Materialul din care este confectionata inchiderea etans</b>	Viton
<b>Filetul</b>	64 mm (BSI)
<b>Greutatea</b>	310 g
<b>Marimea</b>	60 cm
<b>Lungimea tubului transportor</b>	100 cm

Cod	Produs	Mod de ambalare
PRQC3374.0001	Pompa pentru canistre	bucata

## ACCESORII PENTRU POMPA PENTRU CANISTRE



### Adaptoare infiletabile pentru filetul interior:

Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
ARFC3375.0001	Adaptor infiletabil pentru filetul interior	- filet: 2", pas mic - in poza este prezentat in fig 1	bucata
ARPC3376.0001	Adaptor infiletabil pentru filetul interior	- filet: 2", pas mare - in poza este prezentat in fig 2	bucata
ARQC3377.0001	Adaptor infiletabil pentru filetul interior	- filet: 2", pas mare - in poza este prezentat in fig 3	bucata

### Adaptoare infiletabile pentru filetul exterior:

Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
ARMC3378.0001	Adaptor infiletabil pentru filetul exterior	- filet: DIN 60 - in poza este prezentat in fig 4	bucata
ARJC3379.0001	Adaptor infiletabil pentru filetul exterior	- filet: DIN 51 - in poza este prezentat in fig 5	bucata
ARYC3380.0001	Adaptor infiletabil pentru filetul exterior	- filet: DIN 61 - in poza este prezentat in fig 6	bucata

### Set de adaptoare infiletabile:

- Este compus dintr-un adaptor din fiecare pozitie prezentata mai sus, mai putin codul ARYC3380

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRQC3381.0001	Set de adaptoare infiletabile	set ( 5 bucati)

### Tub transportor:

- Telescopice, poate fi utilizat pentru adancimi de 52-104 cm

Cod	Produs	Mod de ambalare
TRXC3382.0001	Tub transportor	bucata

### POMPA PENTRU BUTOI

- Confectionata din PP (polipropilena)
- Se utilizeaza pentru golirea lichidelor din butoaie, canistre sau tancuri
- Disponibila fie cu brat curbat, fie cu furtun flexibil din PVC si robinet



### Cu brat curbat:

Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
PRGC3398.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 500 mm - lungime totala: 595 mm - rata de curgere: 200 ml/ apasare	bucata
PRTC3399.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare:650 mm - lungime totala: 740 mm - rata de curgere: 230 ml/apasare	bucata
PRRC3400.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 800 mm - lungime totala: 895 mm - rata de curgere: 260 ml/apasare	bucata
PRHC3401.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 1000 mm - lungime totala: 1090 mm - rata de curgere: 300 ml/ apasare	bucata
PRLC3402.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 1250 mm - lungime totala: 1340 mm - rata de curgere: 300 ml/apasare	bucata
PRSC3403.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 1500 mm - lungime totala: 1590 mm - rata de curgere: 300 ml/apasare	bucata

### Cu furtun si robinet

Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
PRDC3404.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 500 mm - lungime totala: 595 mm - rata de curgere: 200 ml/ apasare	bucata
PRKC3405.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare:650 mm - lungime totala: 740 mm - rata de curgere: 230 ml/apasare	bucata
PRZC3406.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 800 mm - lungime totala: 895 mm - rata de curgere: 260 ml/apasare	bucata
PRMC3407.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 1000 mm - lungime totala: 1090 mm - rata de curgere: 300 ml/ apasare	bucata
PRQC3408.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 1250 mm - lungime totala: 1340 mm - rata de curgere: 300 ml/apasare	bucata
PRYC3409.0001	Pompa pentru butoi	- adancimea de imersare: 1500 mm - lungime totala: 1590 mm - rata de curgere: 300 ml/apasare	bucata

## POMPA PENTRU BUTOI

- Pentru lichide de inalta puritate si lichide agresive
- Confectionata din PTFE, prezinta rezistenta buna la atacul produselor chimice (a se vedea tabelul cu rezistenta materialelor plastice, prezentat in cadrul directorului "informatii utile")
- Bratul pompei este prevazut cu robinet de inchidere prevenind astfel picurarea sau emanarea de vapori
- Conectorul pentru gura butoiului se comanda separat



### Specificatii tehnice:

<b>Adancimea de imersare</b>	95 cm
<b>Rata de curgere</b>	300 ml/ apasare
<b>Tubul de imersare</b>	Ø = 32 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
PRXC3410.0001	Pompa pentru butoi	bucata

**ACCESORII PENTRU POMPE PENTRU BUTOI (CELE DOUA MODELE DESCRISE ANTERIOR: DIN POLIPROPILENA SI PTFE)**



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
FRLC3413.0001	Furtun picurator cu robinet	- confectionat din PVC - numai pentru pompele pentru butoi din PP - lungime: 1,2 m	bucata
DRGC3414.0001	Dop pentru butoi	- confectionat din PVC - pentru deschideri cuprinse intre 40 si 70 mm - in imagine este prezentat la nr 1	bucata
CRCC3415.0001	Conector infiletabil pentru butoi	- filetul exterior este de 2 " - in imagine este prezentat la nr 2	bucata
CRZC3416.0001	Conector infiletabil pentru butoi	- filetul interior este de 2 " - in imagine este prezentat la nr 3	bucata
CRXC3417.0001	Conector infiletabil pentru butoaie din otel	- filetul interior este de R 2 " - confectionat din PP - in imagine este prezentat la nr 4	bucata