

SPATULE SI MICRO - SPATULE

SPATULA DRIGALSKI DIN METAL

- Spatula este confecționată din oțel inoxidabil
- Pote fi utilizată atât pentru distribuirea suspensiilor bacteriene pe medii de cultură, cât și pentru omogenizare
- Sunt autoclavabile



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l)	Mod de ambalare
SRUC113.0001	Spatula Drigalski din metal	165 x 30 mm	bucata
SRIC114.0001	Spatula Drigalski din metal	165 x 40 mm	bucata

SPATULA DRIGALSKI DIN STICLA


- Poate fi utilizata atat pentru distribuirea suspensiilor bacteriene pe medii de cultura, cat si pentru omogenizare



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l)	Mod de ambalare
SRDC115.0010	Spatula Drigalski din sticla	145 x 50 mm	10 bucati

SPATULA DUBLA, INDOITA LA UN CAPAT


- Spatula este confectionata din oțel
- Este antimagnetica si autoclavabila



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l)	Mod de ambalare
SRMC116.0001	Spatula dubla, indoita	130 x 4 mm	bucata
SRVC117.0001	Spatula dubla, indoita	150 x 4 mm	bucata
SRSC118.0001	Spatula dubla, indoita	150 x 9 mm	bucata
SRWC119.0001	Spatula dubla, indoita	185 x 4 mm	bucata
SRQC120.0001	Spatula dubla, indoita	185 x 9 mm	bucata
SRKC121.0001	Spatula dubla, indoita	210 x 9 mm	bucata

SPATULA DUBLA

- Spatula este facuta din oțel 18/8
- Antimagnetica, electropolizata si autoclavabila



Cod	Produs	Lungime	Latimea partii de prelevare	Mod de ambalare
SRPC122.0001	Spatula dubla	130 mm	8 mm	bucata
SRJC123.0001	Spatula dubla	150 mm	9 mm	bucata
SRLC124.0001	Spatula dubla	185 mm	9 mm	bucata
SRRC125.0001	Spatula dubla	210 mm	11 mm	bucata
SRDC126.0001	Spatula dubla	250 mm	11 mm	bucata
SRWC127.0001	Spatula dubla	300 mm	16 mm	bucata
SRQC128.0001	Spatula dubla	350 mm	16 mm	bucata
SRGC129.0001	Spatula dubla	500 mm	20 mm	bucata

SPATULA DUBLA

- Este confectionata din **Remanit 4301** (otel de inalta calitate)
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Lungime totala	Dimensiuni (l x L)	Mod de ambalare
SRCC3322.0001	Spatula dubla	190 mm	- Lingura mica: 12 x 30 mm - Lingura mare: 20 x 35mm	bucata

SPATULA DUBLA

- Confectionata din otel inoxidabil
- Capetele sunt diferite: unul este tip lingura, iar cel de-al doilea este tip lama
- Lungimea lamei este de 28 mm, iar latimea de 15 mm; diametrul lingurii este de 2 mm
- Se poate autoclava



Cod	Produs	Lungime totala	Mod de ambalare
SRYC3304.0001	Spatula dubla	150 mm	bucata
SRGC3305.0001	Spatula dubla	180 mm	bucata
SRXC3306.0001	Spatula dubla	210 mm	bucata
SRPC3307.0001	Spatula dubla	250 mm	bucata

SPATULA DUBLA

- Confectionata din portelan
- Prezinta buna rezistenta chimica si fizica
- Stabila la temperaturi de pana la + 1000 °C



Cod	Produs	Lungime totala	Mod de ambalare
SRJC3308.0001	Spatula dubla	120 mm	bucata
SRGC3309.0001	Spatula dubla	160 mm	bucata
SRTC3310.0001	Spatula dubla	200 mm	bucata
SRZC3311.0001	Spatula dubla	300 mm	bucata

SPATULA DUBLA TIP LINGURA

- Spatula este facuta dintr-un otel de calitate superioara
- Autoclavabila
- Se utilizeaza in lucrul cu substantele chimice sub forma de pulberi



Cod	Produs	Dimensiuni	Mod de ambalare
SRKC130.0001	Spatula dubla, tip lingura	L totala= 120 mm Lingura mica=17x17 mm Lingura mare=25x30 mm	bucata
SRSC131.0001	Spatula dubla, tip lingura	L totala= 150 mm Lingura mica=17x17 mm Lingura mare=25x30 mm	bucata
SRWC132.0001	Spatula dubla, tip lingura	L totala= 180 mm Lingura mica=17x17 mm Lingura mare=25x30 mm	bucata
SRQC133.0001	Spatula dubla, tip lingura	L totala= 210 mm Lingura mica=20x25 mm Lingura mare=30x35 mm	bucata
SRHC134.0001	Spatula dubla, tip lingura	L totala= 250 mm Lingura mica=20x25 mm Lingura mare=30x35 mm	bucata
SRTC135.0001	Spatula dubla, tip lingura	L totala= 300 mm Lingura mica=20x25 mm Lingura mare=30x35 mm	bucata

SPATULA, TIP LINGURA

- Confectionata din **Remanit 4301** (otel de inalta calitate)
- Lungimea spatulei este de 200 mm
- Dimensiuni lingura: 20 x 30 mm (l x L)
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRLC3313.0001	Spatula, tip lingura	bucata

SPATULA PENTRU CHIMICALE

- Confectionata din otel inoxidabil
- Manerul este rotunjit
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Lungime totala	Diametrul lingurii	Mod de ambalare
SRDC3314.0001	Spatula pentru chimicale	120 mm	25 mm	bucata
SRYC3315.0001	Spatula pentru chimicale	150 mm	25 mm	bucata
SRIC3316.0001	Spatula pentru chimicale	180 mm	25 mm	bucata
SRHC3317.0001	Spatula pentru chimicale	210 mm	30 mm	bucata
SRQC3318.0001	Spatula pentru chimicale	250 mm	35 mm	bucata
SRTC3319.0001	Spatula pentru chimicale	300 mm	35 mm	bucata

SET DE SPATULE PENTRU MASURAT

- Setul contine 4 spatule pentru masuratori, confectionate din otel inoxidabil 18/10



Specificatii tehnice:

Model	Volum	Lungime	Diametrul lingurii	Adancimea lingurii
Nr 1	1,25 ml	120 mm	24 mm	5 mm
Nr 2	2,5 ml	125 mm	28 mm	8 mm
Nr 3	5 ml	130 mm	32 mm	10 mm
Nr 4	15 ml	145 mm	48 mm	10 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRUC3320.0001	Set de spatule pentru masurat	bucata

SPATULA FARMACEUTICA

- Confectionata din **Remanit 4301** (otel de inalta calitate)
- Lungimea este de 150 mm
- Dimensiuni lingurita: 15 x 30 mm (l x L)
- Autoclavabila



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRPC3321.0001	Spatula farmaceutica	bucata

SPATULA FARMACEUTICA


- Cu maner din lemn si lama confectionata din otel cromat



Cod	Produs	Lungime totala	L x l lamei	Mod de ambalare
SREC3252.0001	Spatula farmaceutica	180 mm	70 x 18 mm	bucata
SRQC3253.0001	Spatula farmaceutica	210 mm	100 x 20 mm	bucata
SRYC3254.0001	Spatula farmaceutica	235 mm	125 x 20 mm	bucata
SROC3255.0001	Spatula farmaceutica	255 mm	145 x 22 mm	bucata

SPATULA

- Lama este confectionata din otel
- Manerul este din lemn
- Ideala pentru prelevarea substantelor



Cod	Produs	Caracteristici	Mod de ambalare
SRYP2.0001	Spatula	L _{totala} = 185 mm Lungimea lamei = 95 mm Latimea lamei = 20 mm	bucata
SRTP3.0001	Spatula	L _{totala} = 185 mm Lungimea lamei: 95 mm Latimea lamei: 40 mm	bucata

SPATULA


- Lama este confectionata din otel crom, iar manerul din otel inoxidabil
- Dimensiunile lamei: 210 x 30 mm (L x l)
- Lungimea totala a spatulei este 340 mm
- Autoclavabila



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRJC3248.0001	Spatula	bucata

SPATULA PENTRU SODIU

- Spatula este formata dintr-o lingura confectionata din cupru, si maner de lemn
- Lungime totala: 185 mm
- Diametrul spatulei: 26,35 mm
- Dimensiunea ochiurilor sitei: 1 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRYC136.0001	Spatula pentru sodiu	bucata

SPATULA

- Este confectionata din **PTFE** (politetrafluor etilen)


- Flexibila, prezinta buna rezistenta chimica si termica
- Dimensiuni: 150 x 16 mm (L x l)
- Grosimea spatulei este de 4 mm si greutatea de 19 g
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRKC3289.0001	Spatula	bucata

SPATULA

- Este confectionata din otel inoxidabil
- Lungimea totala a spatulei este de 160 mm, iar lungimea lamei este 55 mm
- Autoclavabila




Cod	Produs	Latimea lamei	Mod de ambalare
SREC3249.0001	Spatula	10 mm	bucata
SRBC3250.0001	Spatula	15 mm	bucata
SRFC3251.0001	Spatula	20 mm	bucata

SPATULA

- Este confectionata din otel inoxidabil

- Nu este magnetica
- Lungimea scafei este de 40 mm si latimea de 10 mm
- Lungimea totala a spatulei este de 170 mm
- Autoclavabila



Cod	Produs	Mod de ambalare
SROC3256.0001	Spatula	bucata

SPATULA


- Lama este confectionata din otel inoxidabil iar manerul din plastic
- Ideala pentru pulberi, granule etc
- Dozarea poate fi obtinuta prin manevrarea rotitei aflata pe partea laterala a spatulei
- Lungimea totala a spatulei este de 190 mm
- Dimensiunile lamei: 50 x 12 mm (L x l)
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRGC3257.0001	Spatula pentru dozare	bucata

SPATULA CU BULB

- Confectionata din **Remanit 4301** (otel de inalta calitate)
- Cu maner de forma unui bulb din plastic



Cod	Produs	Lungime totala	Lungimea lamei	Latimea lamei	Mod de ambalare
SRUC3258.0001	Spatula cu bulb	150 mm	35 mm	9 mm	bucata
SRZC3259.0001	Spatula cu bulb	210 mm	35 mm	9 mm	bucata
SRSC3260.0001	Spatula cu bulb	250 mm	40 mm	9 mm	bucata
SRIC3261.0001	Spatula cu bulb	300 mm	55 mm	15 mm	bucata
SRTC3262.0001	Spatula cu bulb	200 mm	35 mm	20 mm	bucata
SRFC3263.0001	Spatula cu bulb	250 mm	35 mm	20 mm	bucata
SRDC3264.0001	Spatula cu bulb	300 mm	60 mm	30 mm	bucata
SRJC3265.0001	Spatula cu bulb	400 mm	60 mm	30 mm	bucata
SRBC3266.0001	Spatula cu bulb	500 mm	60 mm	30 mm	bucata

SPATULA

- Confectionata din otel, antimagnetica si electropolizata
- Prezinta capatul sub forma de lingurita
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
SRDC3293.0001	Spatula	130 mm	5 mm	bucata

SRYC3294.0001	Spatula	150 mm	5 mm	bucata
SRPC3295.0001	Spatula	185 mm	5 mm	bucata
SRHC3296.0001	Spatula	210 mm	5 mm	bucata

SPATULA CU CLEMA

- Confectionata din otel inoxidabil
- Este prevazuta cu o clema de prindere




Cod	Produx	Model	Lungime	L x l lama	Mod de ambalare
SRGC3297.0001	Spatula cu clema	Micro-	150 mm	40/6 x 5/5	bucata

		spatula		mm	
SRXC3298.0001	Spatula cu clema	Spatula farmaceutica	150 mm	30 x 15 mm	bucata
SRJC3299.0001	Spatula cu clema	Spatula pentru pulberi	170 mm	40 x 10 mm	bucata
SRSC3300.0001	Spatula cu clema	Spatula dubla	150 mm	35 x 9 mm	bucata
SRTC3301.0001	Spatula cu clema	Spatula dubla, indoita	150 mm	35 x 9 mm	bucata

MICRO-SPATULA, ROTUNDA

- Confectionata din otel inoxidabil, cu maner hexagonal
- Autoclavabila



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
MRTC3267.0001	Micro-spatula, rotunda	140 mm	2 mm	bucata
MRDC3268.0001	Micro-spatula, rotunda	140 mm	3 mm	bucata

MICRO-SPATULA, DREAPTA


- Confectionata din otel inoxidabil, cu maner hexagonal
- Autoclavabila



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
MRJC3269.0001	Micro-spatula, dreapta	140 mm	3 mm	bucata
MRYC3270.0001	Micro-spatula, dreapta	140 mm	4 mm	bucata

MICRO-SPATULA

- Confectionata din otel antimagnetic
- Manerul este confectionat din plastic; diametrul manerului este de 6 mm




Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
-----	--------	---------	---------------	-----------------

MRPC3271.0001	Micro-spatula	160 mm	4 mm	bucata
MRNC3272.0001	Micro-spatula	160 mm	5 mm	bucata

SET DE MICRO-SPATULE


- Contine 4 piese, confectionate din otel inoxidabil, cu maner din plastic



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
SPHC3273.0001	Set micro-spatule	160 mm	3-4-5-6 mm	set (4 bucati)

MICRO-SPATULA DUBLA


- Confectionata din otel, electropolizata
- Se poate autoclava



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
MRTC3274.0001	Micro-spatula dubla	100 mm	2 mm	bucata
MRFC3275.0001	Micro-spatula dubla	130 mm	2 mm	bucata
MRJC3276.0001	Micro-spatula dubla	150 mm	2 mm	bucata
MRAC3277.0001	Micro-spatula dubla	100 mm	3 mm	bucata
MRMC3278.0001	Micro-spatula dubla	130 mm	3 mm	bucata
MRZC3279.0001	Micro-spatula dubla	150 mm	3 mm	bucata
MROC3280.0001	Micro-spatula dubla	100 mm	4 mm	bucata
MRYC3281.0001	Micro-spatula dubla	130 mm	4 mm	bucata
MRPC3282.0001	Micro-spatula dubla	150 mm	4 mm	bucata
MRXC3283.0001	Micro-spatula dubla	180 mm	4 mm	bucata
MRHC3284.0001	Micro-spatula dubla	100 mm	5 mm	bucata
MRSC3285.0001	Micro-spatula dubla	130 mm	5 mm	bucata
MRLC3286.0001	Micro-spatula dubla	150 mm	5 mm	bucata
MRUC3287.0001	Micro-spatula dubla	180 mm	5 mm	bucata
MRRC3288.0001	Micro-spatula dubla	210 mm	5 mm	bucata

MICRO-SPATULA DREAPTA, PENTRU PULBERI

- Confectionata din otel inoxidabil, cu maner hexagonal
- Autoclavabila



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
MRPC3290.0001	Micro-spatula dreapta, pentru pulberi	140 mm	3 mm	bucata
MRTC3291.0001	Micro-spatula dreapta, pentru pulberi	140 mm	4 mm	bucata

SET DE MICRO-SPATULE PENTRU PULBERI


- Contine 4 piese, confectionate din otel inoxidabil cu maner din plastic negru



Cod	Produs	Lungime	Latimea lamei	Mod de ambalare
SRLC3292.0001	Set micro-spatule pentru pulberi	160 mm	3-4-5-6 mm	set (4 bucati)

MICRO-SPATULA

- Confectionata din otel electropolizat
- Lungimea totala este de 150 mm
- Lungimea lamei este de 40 mm, iar latimea poate fi de 7 sau de 5 mm
- Poate fi autoclavata




Cod	Produs	Model	Mod de ambalare

MREC3302.0001	Micro-spatula	lingurita rotunda (model 1)	bucata
MRBC3303.0001	Micro-spatula	lingurita ascutita (model 2)	bucata

MICRO-SPATULA, TIP LINGURA

- Confectionata din otel inoxidabil
- Manerul este hexagonal
- Poate fi autoclavata



Cod	Produs	Lungime totala	Diametrul lingurii	Mod de ambalare
MRXC3312.0001	Micro-spatula, tip lingura	140 mm	5 mm	bucata