

STATIVE PENTRU FIOLE PROBE

STATIV PENTRU FIOLE PROBE

- Este confectionat din lemn
- Are dimensiunile: 257 x 47 x 24 mm (L x l x H)
- Diametrul unui locas este de 11mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRXC2288.0001	Stativ pentru fiole probe	bucata

CUTIE STOCARE PENTRU FIOLE PROBE

- Este confectionata din PP (polipropilena)
- Numarul maxim de fiole care pot fi stocate in aceasta cutie este de 96 bucati, cu un diametru maxim de 12mm
- Dimensiunile exterioare ale cutiei sunt: 172,5 x116,5 x 40,5 mm (L x l x H)
- Cutia se poate autoclava



Cod	Produs	Mod de ambalare
CRZC2289.0001	Cutie stocare pentru fiole probe	bucata

STATIV PENTRU FIOLE SCINTILARE

- Este confectionat din PP (polipropilena)
- Are 24 de locasuri dispuse cate 8 pe 3 randuri
- Diametrul locasului este de 30 mm
- Ideal pentru stocarea sau transportul fiolelor, putand fi folosit si ca stativ in laborator
- Pentru a putea fi manevrat mai usor, in partile laterale prezinta 2 manere
- Dimensiuni: 298 x 127 x 95 mm (L x l x h)
- Inaltimea pana la raftul despartitor este de 44 mm
- Poate fi autoclavat




Cod	Produs	Mod de ambalare
SRXC3139.0001	Stativ pentru fiole proba	bucata

STATIVE PLUTITOARE

STATIV PLUTITOR


- Este confectionat din PE (polietilena)
- Foarte usor, este destinat pentru depozitarea micro-tuburilor de centrifuga
- Poate fi folosit in bai de apa sau pahare
- Este stabil la temperaturi cuprinse intre -80 si +80 °C
- Diametrul unui locas este de 5 mm
- De asemenea stativul poate avea mai multe forme:
 - **rotund**, cu 10 locasuri
 - **dreptunghiular**, cu 4 randuri a cate 8 locasuri



Cod	Produs	Mod de ambalare
SRHC4558.0010	Stativ plutitor, rotund	10 bucati
SRXC4559.0010	Stativ plutitor, dreptunghiular	10 bucati

STATIV PLUTITOR

- Confectionat din plastic poros, este excelent pentru mentinerea temperaturii tuburilor si micro-tuburilor de centrifuga in baile de apa
- Este prevazut cu maner pentru o imersie mai usoara si pentru extragerea stativului
- Pluteste si incarcat la capacitatea sa maxima
- Dimensiunea stativului este:
 - pt codul SRXC4559: 82 x 60 mm (Ø x H)
 - pt codul SRZC2368: 150 x 82 x 69 mm (L x l x H)
 - pt codul SRDC2369: 130 x 59 x 65 mm (L x l x H)
 - pt codul SRCC2370: 105 x 105 x 65 mm (L x l x H)



Cod	Produs	Util pentru	Numar de locasuri	Culoare	Mod de ambalare
SRXC4559.0005	Stativ plutitor	tuburi 0,2/0,5/1,5/2,0 ml	18	albastru	5 bucati
SRZC2368.0005	Stativ plutitor	tuburi 1,5/2ml	24	galben	5 bucati
SRDC2369.0005	Stativ plutitor	tuburi 15ml	8	albastru	5 bucati
SRCC2370.0005	Stativ plutitor	tuburi 50ml	4	verde	5 bucati

STATIV PLUTITOR

- Este cofectionat din PP (polipropilena), fiind ideal pentru mentinerea tuburilor de centrifuga, de capacitate 0,5-2ml, in baile de apa
- Excelent pentru utilizarea in inginerie genetica, microbiologie si imunologie, pentru incubarea la temperaturi joase sau ridicate, etc
- Picioarele lungi ale stativului previn orice contact intre partea de jos a tuburilor si masa de lucru
- Manerul plasat in mijlocul stativului inlesneste transportul si manevrarea acestuia
- Este stabil la temperaturi cuprinse intre -70 si +100°C si poate fi autoclavat
- Disponibil in doua forme: rotund si patrat



Cod	Produs	Util pentru	Østativ (mm)	Numar de locasuri	Culoare	Mod de ambalare
SRFC2371.0001	Stativ plutitor, rotund	sticlari 1/1,5/2ml	66	8	alb	bucata
SRHC2372.0001	Stativ plutitor, rotund	sticlari 1/1,5/2ml	96	20	alb	bucata
SRZC2374.0001	Stativ plutitor, patrat	sticlari 1/1,5/2ml	-	4 x 4	alb	bucata