

## STATIVE PENTRU USCAREA STICLARIEI

### STATIV USCARE

- Este din metal acoperit cu polietilena
- Poate fi atasat pe perete sau folosit ca un stand
- La baza stativul prezinta o tavita (inclusa in pretul stativului) cu adancimea de 20 mm in care se scurge apa



Cod	Produs	Numar de pini	L x l x H (mm)	Mod de ambalare
SRTC371.0001	Stativ uscare	12 drepti, 11 arcuiti	420 x 170 x 300	bucata
SRDC372.0001	Stativ uscare	24 drepti 20 arcuiti	420 x 170 x 610	bucata
SRFC373.0001	Stativ uscare	51	420 x 170 x 610	bucata
SRHC374.0001	Stativ uscare	60 drepti 5 arcuiti	420 x 170 x 610	bucata
TRJC375.0001	Tavita (scurgere) de rezerva	-	inaltime= 20	bucata

## STATIV PENTRU USCARE STICLARIE

- Confectionat din PVC, cu pini robusti care se prind de stativ printr-o simpla impingere
- Pini sunt de diferite marimi: 60, 100, 150 mm si sunt din polipropilena
- Prezinta rezistenta la socuri mecanice
- Se ataseaza pe perete



Cod	Produs	Numar de pini de 60 mm	Numar de pini de 100 mm	Numar de pini de 150 mm	Lungime	Latime
SRKC376	Stativ pentru uscare sticlarie	5	26	2	400	400
SROC377	Stativ pentru uscare sticlarie	10	39	4	500	500
SRLC378	Stativ pentru uscare sticlarie	15	56	6	600	600

Cod	Produs	Mod de ambalare
SRKC376.0001	Stativ pentru uscare sticlarie	bucata
SROC377.0001	Stativ pentru uscare sticlarie	bucata
SRLC378.0001	Stativ pentru uscare sticlarie	bucata