

STICLE DE CEAS

STICLA DE CEAS DIN PTFE (TEFLON)

- Acestea sunt facute din PTFE (Teflon)
- Prezinta excelenta rezistenta chimica
- Temperaturile la care sunt stabile se incadreaza intre -200 °C si + 260 °C
- Se pot autoclava



Cod	Produs	Diametrul (mm)	Inaltime (mm)	Mod de ambalare
SREC1085.0001	Sticla de ceas din Teflon	50	6	bucata
SRPC1086.0001	Sticla de ceas din Teflon	75	13	bucata
SRTC1087.0001	Sticla de ceas din Teflon	100	20	bucata
SROC1088.0001	Sticla de ceas din Teflon	125	20	bucata
SRLC1089.0001	Sticla de ceas din Teflon	150	25	bucata

STICLA DE CEAS DIN POLIPROPILENA

- Sticla de ceas este facuta din polipropilena si este foarte stabila.
- Se poate autoclava.



Cod	Produs	Diametrul (mm)	Mod de ambalare
SRGC1090.0010	Sticla de ceas din polipropilena	60	10 bucati
SRDC1091.0010	Sticla de ceas din polipropilena	80	10 bucati
SRHC1092.0010	Sticla de ceas din polipropilena	100	10 bucati
SRLC1093.0010	Sticla de ceas din polipropilena	125	10 bucati

STICLA DE CEAS DIN STICLA

- Confectionate din sticla sodica
- Marginile sticlei sunt finisate prin topire



Cod	Produs	Diametrul (mm)	Mod de ambalare
SMAE255.0001	Sticla de ceas din sticla	45	bucata
SMTE256.0001	Sticla de ceas din sticla	60	bucata
SMOE257.0001	Sticla de ceas din sticla	70	bucata
SMPE258.0001	Sticla de ceas din sticla	80	bucata
SMZE259.0001	Sticla de ceas din sticla	90	bucata
SMGE260.0001	Sticla de ceas din sticla	100	bucata
SMLE261.0001	Sticla de ceas din sticla	120	bucata
SMHE262.0001	Sticla de ceas din sticla	150	bucata
SMBE263.0001	Sticla de ceas din sticla	180	bucata