

## STICLE PICURATOARE

### STICLUTE PICURATOARE CU PIPETA

- Sunt din sticla borosilicata 3,3 mm termorezistenta
- De diferite volume
- Pot fi din sticla clara sau bruna pentru substante fotosensibile



Cod	Produs	Mod de ambalare
SMHE264.0001	Sticluta picuratoare cu pipeta, sticla clara, 30 ml	bucata
SMDE265.0001	Sticluta picuratoare cu pipeta, sticla bruna, 30 ml	bucata
SMYE266.0001	Sticluta picuratoare cu pipeta, sticla clara, 60 ml	bucata
SMCE267.0001	Sticluta picuratoare cu pipeta, sticla bruna, 60 ml	bucata
SMZE268.0001	Sticluta picuratoare cu pipeta, sticla clara, 125 ml	bucata
SMGE269.0001	Sticluta picuratoare cu pipeta, sticla bruna, 125 ml	bucata