

TAVITE PENTRU LABORATOR

TAVITE PENTRU LABORATOR

- Confectionate din PVC rezistent, sunt stabile la temperaturi de pana la +70 °C
- Tavitele ce prezinta nervuri pe partea bazala, pe langa destinatia universala, se preteaza pentru colorarea gelurilor de electroforeza. Nervurile previn lipirea gelului de fundul tavii.
- Lichidele pot fi scoase usor din tavita datorita marginilor acesteia
- Tavile fara nervuri, se preteaza pentru utilizari generale in laborator sau pentru stocare (stocarea poate fi facilitata de coloratia diversificata).



Tavite pentru laborator, cu nervuri

Cod	Produs	Culoare	Inaltime (mm)	Dimensiuni parte superioara (L x l cm)	Dimensiuni baza (L x l cm)	Mod de ambalare
TRFC4013.0001	Tavita pentru laborator	alba	40	18 x 23	14 x 19	bucata
TRGC4014.0001	Tavita pentru laborator	alba	50	24 x 32	19 x 26	bucata
TRHC4015.0001	Tavita pentru laborator	alba	50	32 x 37	26 x 32	bucata
TRNC4016.0001	Tavita pentru laborator	alba	105	43 x 53	31 x 41	bucata

TRDC4017.0001	Tavita pentru laborator	alba	110	52 x 61	42 x 51	bucata
TRSC4018.0001	Tavita pentru laborator	alba	110	63 x 73	51 x 61	bucata
TRMC4019.0001	Tavita pentru laborator	rosie	40	18 x 23	14 x 19	bucata
TRJC4020.0001	Tavita pentru laborator	rosie	50	24 x 32	19 x 26	bucata
TRLC4021.0001	Tavita pentru laborator	rosie	50	32 x 37	26 x 32	bucata
TRZC4022.0001	Tavita pentru laborator	rosie	105	43 x 53	31 x 41	bucata
TRYC4023.0001	Tavita pentru laborator	rosie	110	52 x 61	42 x 51	bucata
TRXC4025.0001	Tavita pentru laborator	neagra	50	24 x 32	19 x 26	bucata
TRCC4026.0001	Tavita pentru laborator	neagra	50	32 x 37	26 x 32	bucata
TRQC4027.0001	Tavita pentru laborator	neagra	110	52 x 61	42 x 51	bucata
TRRC4028.0001	Tavita pentru laborator	neagra	110	63 x 73	51 x 61	bucata

Tavite pentru laborator, fara nervuri

Cod	Produs	Culoare	Inaltime (mm)	Dimensiuni parte superioara (L x l cm)	Dimensiuni baza (L x l cm)	Mod de ambalare
TRSC4029.0001	Tavita pentru laborator	alba	30	15 x 20	11 x 16	bucata
TRNC4030.0001	Tavita pentru laborator	alba	40	18 x 23	14 x 19	bucata
TRTC4031.0001	Tavita pentru laborator	alba	50	24 x 32	19 x 26	bucata
TRPC4032.0001	Tavita pentru laborator	alba	50	32 x 37	26 x 32	bucata
TRSC4033.0001	Tavita pentru laborator	alba	105	43 x 53	31 x 41	bucata
TRGC4034.0001	Tavita pentru laborator	alba	110	52 x 61	42 x 51	bucata
TRHC4035.0001	Tavita pentru laborator	alba	110	63 x 73	51 x 61	bucata
TRFC4036.0001	Tavita pentru laborator	rosie	30	15 x 20	11 x 16	bucata
TRXC4037.0001	Tavita pentru laborator	rosie	40	18 x 23	14 x 19	bucata

TRZC4038.0001	Tavita pentru laborator	rosie	50	24 x 32	19 x 26	bucata
TRMC4039.0001	Tavita pentru laborator	rosie	50	32 x 37	26 x 32	bucata
TRLC4040.0001	Tavita pentru laborator	rosie	105	43 x 53	31 x 41	bucata
TRIC4041.0001	Tavita pentru laborator	rosie	110	52 x 61	42 x 51	bucata
TRQC4042.0001	Tavita pentru laborator	rosie	110	63 x 73	51 x 61	bucata
TRDC4043.0001	Tavita pentru laborator	neagra	30	15 x 20	11 x 16	bucata
TRCC4044.0001	Tavita pentru laborator	neagra	40	18 x 23	14 x 19	bucata
TRUC4045.0001	Tavita pentru laborator	neagra	50	24 x 32	19 x 26	bucata
TRJC4046.0001	Tavita pentru laborator	neagra	50	32 x 37	26 x 32	bucata
TRBC4047.0001	Tavita pentru laborator	neagra	105	43 x 53	31 x 41	bucata
TRNC4048.0001	Tavita pentru laborator	neagra	110	52 x 61	42 x 51	bucata
TRKC4049.0001	Tavita pentru laborator	neagra	110	63 x 73	51 x 61	bucata

TAVITE PENTRU LABORATOR

- Sunt confectionate din PP (polipropilena), de culoare alba



Cod	Produs	Dimensiunile bazei (L x l x h mm)	Mod de ambalare
TRDC4050.0001	Tavita pentru laborator	190 x 140 x 42	bucata
TRLC4051.0001	Tavita pentru laborator	250 x 190 x 65	bucata
TRSC4052.0001	Tavita pentru laborator	310 x 250 x 75	bucata
TRHC4053.0001	Tavita pentru laborator	410 x 310 x 120	bucata
TRPC4054.0001	Tavita pentru laborator	530 x 430 x 140	bucata
TRJC4055.0001	Tavita pentru laborator	720 x 520 x 160	bucata
TRCC4056.0006	Tavita pentru laborator	Cate o tavita din cele prezentate mai sus	Set (6 bucati)

TAVITE PENTRU LABORATOR

- Sunt confectionate din PVC dur, de culoare alba
- Excelente pentru acizi



Cod	Produs	Dimensiunile bazei (L x l x h mm)	Mod de ambalare
TRHC4057.0001	Tavita pentru laborator	200 x 150 x 45	bucata
TRFC4058.0001	Tavita pentru laborator	250 x 200 x 60	bucata
TRSC4059.0001	Tavita pentru laborator	320 x 260 x 70	bucata
TRPC4060.0001	Tavita pentru laborator	350 x 300 x 80	bucata
TRMC4061.0001	Tavita pentru laborator	430 x 330 x 90	bucata
TRQC4062.0001	Tavita pentru laborator	520 x 420 x 90	bucata
TRNC4063.0001	Tavita pentru laborator	675 x 530 x 100	bucata
TRRC4064.0001	Tavita pentru laborator	540 x 420 x 180	bucata

TAVITA PENTRU LABORATOR

- Confectionata din melamina (MF)
- Stabila la temperaturi cuprinse intre -40°C si +110°C



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l x h) mm	Mod de ambalare
TRFC4726.0001	Tavita pentru laborator	190 x 150 x 40	bucata
TRHC4727.0001	Tavita pentru laborator	290 x 160 x 35	bucata
TRLC4728.0001	Tavita pentru laborator	290 x 160 x 60	bucata
TRDC4729.0001	Tavita pentru laborator	350 x 250 x 40	bucata
TRJC4730.0001	Tavita pentru laborator	340 x 245 x 100	bucata

CAPAC PENTRU TAVITA

- Confectionat din polistiren (PS)

Cod	Produs	Dimensiuni (L x l) mm	Pentru codul	Mod de ambalare
CRZC4731.0001	Capac pentru tavita	190 x 150	TRFC4726	bucata
CRRC4732.0001	Capac pentru tavita	290 x 160	TRHC4727/ TRLC4728	bucata
CRQC4733.0001	Capac pentru tavita	345 x 245	TRJC4730	bucata

TAVITA PENTRU INSTRUMENTAR

- Confectionata din melamina slefuita
- Fundul tavitei este adeziv si permite fixarea diverselor instrumente de laborator



Cod	Produs	Dimensiuni (L x l x h) mm	Mod de ambalare
TRSC4734.0002	Tavita pentru instrumentar	190 x 150 x 17	2 bucati
TRNC4735.0002	Tavita pentru instrumentar	240 x 180 x 17	2 bucati
TRPC4736.0002	Tavita pentru instrumentar	268 x 208 x 17	2 bucati
TRTC4737.0002	Tavita pentru instrumentar	355 x 240 x 17	2 bucati
TRGC4738.0002	Tavita pentru instrumentar	428 x 288 x 17	2 bucati

TAVITA METALICA PENTRU INSTRUMENTAR, CU CAPAC

- Confectionata din otel inoxidabil
- Capacul este prevazut cu maner
- Permite stivuirea peste alte cutii similare
- Se poate curata si dezinfecta cu usurinta
- Autoclavabila



Cod	Produs	Dimensiuni exterioare (L x l x h) mm	Dimensiuni interioare (L x l x h) mm	Mod de ambalare
TRXC4739.0001	Tavita metalica pentru instrumentar, cu capac	230 x 133 x 55	210 x 120 x 45	bucata
TRTC4740.0001	Tavita metalica pentru instrumentar, cu capac	315 x 215 x 65	295 x 195 x 55	bucata

TAVITA PENTRU INSTRUMENTAR FOLOSIT

- Este inoxidabila, confectionata din crom-nichel, de grosime 0,8 mm
- Se preteaza pentru mentinerea instrumentelor in timpul utilizarii acestora in diverse activitati (de laborator, de industrie alimentara, etc.); astfel, vor fi impiedicate, scurgerile de lichide in mediul de lucru
- Autoclavabila
- Se preteaza si pentru utilizarea in industria alimentara



Cod	Produs	Dimensiuni exterioare (L x l x h) mm	Mod de ambalare
TRDC4741.0001	Tavita pentru instrumentar folosit	210 x 145 x 20	bucata
TRFC4742.0001	Tavita pentru instrumentar folosit	290 x 210 x 20	bucata
TRBC4743.0001	Tavita pentru instrumentar folosit	580 x 210 x 20	bucata
TRMC4744.0001	Tavita pentru instrumentar folosit	580 x 400 x 20	bucata