

## TERMOMETRE CU SCALA GRADATA

### TERMOMETRU TIP BAGHETA

- Partea bazala este confectionata din sticla groasa, astfel, se asigura protectie suplimentara la ciocnirea de peretii vaselor de lucru; termometrul se poate folosi pentru agitarea solutiilor, ca si o bagheta
- Sunt disponibile 2 modele: - cu mercur (pe fundal galben), cu acuratetea 1-2°C  
- cu lichid de culoare rosie (pe fundal alb), acuratetea  $\pm 3-4^\circ\text{C}$
- Gradatia: de  $1^\circ\text{C}$
- Diametrul: 7-8 mm
- Confectionat din sticla termorezistenta



#### Cu mercur

Cod	Produs	Interval de masurare	Lungime (mm)	Mod de ambalare
TRHC5102.0001	Termometru tip bagheta	-35→+50°C	260	bucata
TRKC5103.0001	Termometru tip bagheta	-10→+60°C	200	bucata
TRBC5104.0001	Termometru tip bagheta	-10→+110°C	260	bucata
TRMC5105.0001	Termometru tip bagheta	-20→+110°C	260	bucata
TRTC5106.0001	Termometru tip bagheta	-10→+150°C	260	bucata
TRLC5107.0001	Termometru tip bagheta	-10→+200°C	300	bucata

#### Cu lichid rosu

Cod	Produs	Interval de masurare	Lungime (mm)	Mod de ambalare
TRPC5108.0001	Termometru tip bagheta	-35→+50°C	260	bucata
TRJC5109.0001	Termometru tip bagheta	-10→+60°C	200	bucata
TRXC5110.0001	Termometru tip bagheta	-10→+110°C	260	bucata
TRQC5111.0001	Termometru tip bagheta	-20→+110°C	260	bucata

TRDC5112.0001	Termometru tip bagheta	-10→+150 °C	260	bucata
TRBC5113.0001	Termometru tip bagheta	-10→+200 °C	300	bucata

## TERMOMETRU CLASIC

- Disponibil in 2 modele: cu mercur sau cu lichid rosu (mai putin codul TRJC5122, care este cu lichid albastru)
- Diametrul termometrului: 5,5 – 7,0 mm
- Acuratetea este de  $\pm 3$  la 200 °C
- Gradatie 1 °C
- Confectionat din sticla termorezistenta



## Cu mercur

Cod	Produs	Interval de masurare	Lungime (mm)	Mod de ambalare
TRRC5114.0001	Termometru clasic	0→+300 °C	340	bucata
TRZC5115.0001	Termometru clasic	0→+360 °C	340	bucata
TRGC5116.0001	Termometru clasic	0→+420 °C	340	bucata

**Cu lichid rosu (mai putin codul TRJC5122, care este cu lichid albastru)**

Cod	Produs	Interval de masurare	Lungime (mm)	Mod de ambalare
TRFC5117.0001	Termometru clasic	-35→+50 °C	300	bucata
TRSC5118.0001	Termometru clasic	-10→+60 °C	200	bucata
TRYC5119.0001	Termometru clasic	-20→+100 °C	300	bucata
TRLC5120.0001	Termometru clasic	-20→+150 °C	300	bucata
TRQC5121.0001	Termometru clasic	-10→+200 °C	300	bucata
TRJC5122.0001	Termometru clasic	0→+250 °C	300	bucata

**TERMOMETRU CU LICHID VERDE**


- Cu lichid de culoare verde (fundal de culoare alba)
- Diametrul: 5,5 – 7,0 mm
- Acuratetea:  $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Confectionat din sticla termorezistenta



Cod	Produs	Interval de masurare	Gradatie	Lungime (mm)	Imersie	Mod de ambalare
TRTC5123.0001	Termometru	-10→+110 °C	1 °C	300	76	bucata
TRCC5124.0001	Termometru	-10→+110 °C	0,5 °C	300	76	bucata
TRPC5125.0001	Termometru	-10→+150 °C	1 °C	300	76	bucata
TRDC5126.0001	Termometru	-10→+250 °C	2 °C	300	76	bucata
TRHC5127.0001	Termometru	-10→+360 °C	2 °C	300	76	bucata

### TERMOMETRU DE PRECIZIE

- Calibrabil
- Diametrul scalei gradate: 9 mm
- Cu mercur
- Confectionat din sticla termorezistenta



Cod	Produs	Interval de masurare	Gradatie	Lungime (mm)	Mod de ambalare
TRZC5128.0001	Termometru de precizie	0→+50 °C	0,5 °C	220	bucata
TRMC5129.0001	Termometru de precizie	0→+50 °C	0,1 °C	420	bucata
TRNC5130.0001	Termometru de precizie	0→+100 °C	0,5 °C	270	bucata
TRLC5131.0001	Termometru de precizie	0→+100 °C	0,2 °C	420	bucata
TRBC5132.0001	Termometru de precizie	0→+200 °C	0,5 °C	400	bucata

## TERMOMETRU UNIVERSAL


- Cu lichid de culoare rosie pe fundal alb
- Se livreaza intr-o carcasa din plastic (galbena) cu clema
- Gradatie: 1 °C
- Acuratete:  $\pm 2$  °C
- Dimensiuni (L x Ø): 165 x 10 mm
- Confectionat din sticla termorezistenta



Cod	Produs	Interval de masurare	Mod de ambalare
TRCC5137.0001	Termometru universal	-30→+50 °C	bucata
TRGC5138.0001	Termometru universal	-10→+100 °C	bucata

## TERMOMETRU DIN PLASTIC

- Intervalul de masurare: -50→+50 °C
- Gradatie 1 °C
- Acuratete  $\pm 2$  °C
- Dimensiuni (L x Ø): 200 x 20 mm



Cod	Produs	Mod de ambalare
TRKC5139.0001	Termometru din plastic	bucata