

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA APEI OXIGENATE

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA APEI OXIGENATE

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRNC3524.0100	Test pentru determinare apa oxigenata	0-0,5-2-5-10-25	set (100 stripsuri)
TRLC3525.0100	Test pentru determinare apa oxigenata	0-1-3-10-30-100	set (100 stripsuri)

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA APEI OXIGENATE

- Bun dezinfectant si inalbitor, apa oxigenata se foloseste in tratarea apei, industria textile si a hartiei
- Acest test determina concentratia apei oxigenate din apa, pana la 10 mg/L, fara a fi afectat de prezenta substantelor stabilizatoare



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Apa oxigenata (H ₂ O ₂)	titrare	0,00-2,00 mg/L 0,0-10,0 mg/L	0,25 mg/L 1,0 mg/L	iodometrica	aprox.100

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIOH221.0100	Test pentru determinare apa oxigenata	trusa

Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIGH307.0100	Rezerva pentru determinare apa oxigenata	trusa 100 teste