

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA CARBONATILOR

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA CARBONATILOR (CO₃²⁻)

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRJC3515.0100	Test pentru determinare carbonati	0-3-6-10-15-20	set (100 stripsuri)