

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA CUPRULUI

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA CUPRULUI

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



| Cod | Produs | Gradare (mg/l) | Mod de ambalare |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| TRXC3520.0100 | Test pentru determinare cupru | 0-10-30-100-300 | set (100 stripsuri) |

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA CUPRULUI

- Cuprul este un element important in metabolismul plantelor si animalelor, fiind folosit si pentru monitorizarea cresterii bacteriilor in rezervoarele de apa potabila
- Corodarea tevelor duce la un nivel ridicat de cupru in apa, motiv pentru care monitorizarea este necesara



cod TILH201



cod TICH202



cod TIFH203

| Parametru | Cod | Metoda | Domeniu de masurare | Precizia | Metoda chimica | Numar de teste |
|-----------|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Cupru | TILH201 | colorimetrica | 0,0-2,5 mg/L | 0,5 mg/L | Acid biconic | 100 |
| | TICH202 | colorimetrica | 0,00-0,25 mg/L | 0,05 mg/L | Acid biconic | 100 |
| | TIFH203 | colorimetrica | 0,00-0,25 mg/L 0,0-6,0 mg/L | 0,05 mg/L 1,2 mg/L | Acid biconic | 100 |

| Cod | Produs | Mod de ambalare |
|--------------|-------------------------------|-----------------|
| TILH201.0100 | Test pentru determinare cupru | trusa |
| TICH202.0100 | Test pentru determinare cupru | trusa |
| TIFH203.0100 | Test pentru determinare cupru | trusa |

Rezerva pentru codul TILH201:

| Cod | Produs | Mod de ambalare |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| RIDH333.0100 | Rezerva pentru determinare cupru | trusa 100 teste |

Rezerva pentru codul TICH202:

| Cod | Produs | Mod de ambalare |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| RIVH334.0100 | Rezerva pentru determinare cupru | trusa 100 teste |

Rezerva pentru codul TIFH203:

| Cod | Produs | Mod de ambalare |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| RICH335.0100 | Rezerva pentru determinare cupru | trusa 100 teste |