

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA DETERGENTILOR NEIONICI

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA DETERGENTILOR NEIONICI

- Detergentii se regasesc in apele menajere
- Cei mai utilizati sunt: linear-alkyl-sulfonate (LAS) si alkyl-benzene-sulfonate (ABS)
- Primul este biodegradabil si este dizolvat repede de microorganisme
- Concentratia totala de LAS/ABS in ape naturale trebuie mentinuta sub 0,1 mg/L, iar in apele menajere ar trebui sa se incadreze intre 1 si 20 mg/L



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Detergenti neionici	disc verificare	0,00-1,30mg/L	0,02 mg/L	Albastru de metilen	35

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIAH206.0035	Test pentru determinare detergenti neionici	trusa



Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIUH336.0035	Rezerva pentru determinare detergenti neionici	trusa 35 teste