

## TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA FORMALDEHIDEI

### TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA FORMALDEHIDEI

- Formaldehida este utilizata in numeroase procese industriale, dar si in mentinerea osmozei inverse la plante. Este, de asemenea, utilizata ca dezinfectant si conservant
- Fiecare aplicatie necesita o cantitate anume de formaldehida, motiv pentru care aceasta trebuie monitorizata deoarece este toxica



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Formaldehida (CH <sub>2</sub> O)	titare	0,00-1,00% 0,0-10,0%	0,01% 0,1%	Sulfit de sodiu/ Acid clorhidric	aprox. 110

Cod	Produs	Mod de ambalare
TISH207.0100	Test pentru determinare formaldehida	trusa

#### Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIHH355.0110	Rezerva pentru determinare formaldehida	trusa 110 teste