

## TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA HIDROXIZILOR

### TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA HIDROXIZILOR

- Ionii hidroxizilor gasiti in apele naturale pot indica contaminarea artificiala, si pot reprezenta o unitate de masura a coroziunii apei
- In electroliza cuprului, ionii hidroxid reactioneaza cu formaldehida , avand ca rezultat reducerea cuprului



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Hidroxizi (OH <sup>-</sup> )	titrare	0,00-1,00 g/L 0,0-10,0 g/L	0,01 g/L 0,1 g/L	fenolftaleina	aprox.110

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIOH222.0110	Test pentru determinare hidroxizi	trusa



**Rezerva:**

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIEH362.0110	Rezerva pentru determinare hidroxizi	trusa 110 teste