

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SALINITATII

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SALINITATII

- Salinitatea este o masura a concentratiei totale de saruri din apa
- Acest parametru este fundamental pentru monitorizarea apei in crescatoriile de peste si acvarii, precum si in activitatea de procesare a alimentelor
- Concentratia optima a salinitatii variaza de la specie la specie, fiind exprimata in g/kg
- Monitorizarea salinitatii este de asemenea importanta si in rezidurile industriale



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Salinitate	titrare	0,0-40,0 g/kg	0,4 g/kg	Azotat mercuric	Aprox.110

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIZH256.0110	Test pentru determinare salinitate	trusa



Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIVH372.0110	Rezerva pentru determinare salinitate	trusa 110 teste