

## TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA STANIULUI

### TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA STANIULUI

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRRC3529.0100	Test pentru determinare staniu	0 - 10 – 25 -50 - 100 - 250 -500	set (100 stripsuri)