

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SULFATILOR SI SULFITILOR

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SULFATILOR

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRFC3257.0100	Test pentru determinare sulfati	0 - >400 - >800 - >1200 - >1600	set (100 stripsuri)

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SULFATILOR

- Sulfatii sunt foarte raspanditi in apele naturale, nefiind toxici, insa trebuie mentinuti la un anumit nivel pentru a evita ca apa sa primeasca un gust neplacut
- Concentratia este mai mare indeosebi in apele curgatoare care se gasesc in apropierea minelor
- Sulfatii sunt frecvent utilizati in agricultura, ca si fertilizant



cod TIGH261



cod TIVH262

Parametru	Cod	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	TIGH261	turbidimetrica	20-100 mg/L	5 mg/L	Clorura de bariu	100
	TIVH262	titrare	100-1000 mg/L 1000-10000 mg/L	10 mg/L 100 mg/L		200

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIGH261.0100	Test pentru determinare sulfati	trusa
TIVH262.0200	Test pentru determinare sulfati	trusa

Rezerva pentru codul TIGH261:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIBH375.0100	Rezerva pentru determinare sulfati	trusa 100 teste

Rezerva pentru codul TIVH262:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIFH376.0200	Rezerva pentru determinare sulfati	trusa 200 teste

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SULFITILOR

- Ideale pentru evaluarile semi-cantitative
- Stripsurile sunt din plastic, (grosimea de 0,2 mm) cu hartie indicatoare lipita pe un capat
- Dupa ce se umezeste, culoarea incepe sa se schimbe, putand fi ulterior comparata cu cea de pe cutie
- Un pachet contine 100 de strips-uri
- Dimensiunile strips-ului sunt: 6 x 95 mm



Cod	Produs	Gradare (mg/l)	Mod de ambalare
TRCC3528.0100	Test pentru determinare sulfiti	0 -10 -25 - 50 -100 – 250 - 500 -1000	set (100 stripsuri)

TEST RAPID PENTRU DETERMINAREA SULFITILOR

- Sulfatii sunt rar intalniti in ape naturale pentru ca se oxideaza repede si se transforma in sulfati
- Totusi, sulfatii sunt des folositi in industrie, in special in sectorul alimentar, datorita proprietatilor de conservare
- Concentratiile mari de sulfiti contribuie la un nivel scazut al ph-ului unei solutii, facilitand corozia
- De asemenea, sulfatii sunt monitorizati si in analizele de mediu
- Sulfatii sunt toxici pentru viata acvatica, daunand echilibrului ecologic al raurilor si lacurilor



Parametru	Metoda	Domeniu de masurare	Precizia	Metoda chimica	Numar de teste
Sulfiti (Na_2SO_3)	titrare	0,0-20,0 mg/L 0-200 mg/L	0,2 mg/L 2 mg/L	iodometrica	aprox 110

Cod	Produs	Mod de ambalare
TIFH263.0110	Test pentru determinare sulfiti	trusa

Rezerva:

Cod	Produs	Mod de ambalare
RIGH377.0100	Rezerva pentru determinare sulfiti	trusa 100 teste