

TROMPA DE APA SI VASE PENTRU FILTRARE

TROMPA DE APA

- Este confectionata din sticla borosilicata 3,3 (termorezistenta)
- Utilizata pentru racordarea baloanelor Erlenmeyer la vid



Cod	Produs	Mod de ambalare
TMGE270.0001	Trompa de apa	bucata

TROMPA DE APA


- Este confectionata din alama nichelata, cu maner din plastic
- Vacuumul creat este de 16 mbar (la 0.5 bar si + 14°C)
- Consumul de apa este de 4 -12 l/min
- Este prevazuta cu valva de protectie
- Dimensiuni: 185 x 80 mm (h x l)
- Greutatea aproximativ 250 g



Cod	Produs	Model	Mod de ambalare
TROC3429.0001	Trompa de apa	Cu tub conector si 2 cleme	bucata
TRDC3430.0001	Trompa de apa	Cu conexiune cu filet de 1/2 " (20 mm)	bucata
TRHC3431.0001	Trompa de apa	Cu conexiune cu filet de 3/4 " (26 mm)	bucata

TROMPA DE APA, DIN PLASTIC

- Confectionata din PP (polipropilena) este ideala pentru aspirarea lichidelor si a vaporilor, sau pentru producerea vacuumului
- Este prevazuta cu valva de protect
- Poate fi demontata si curatata cu usurinta



Conectarea la robinetul de apa se poate face astfel:

- conectarea prin filet direct la R3/4"
- conectarea cu o reductie la R1/2"
- conectarea cu un furtun


Specificatii tehnice:

Consumul de apa	Aprox 190 l/h la o presiune de 3,5 bari
Capacitatea de pompare	Aprox 400 l aer/h la o presiune de curgere de 3,5 bar
Vacuum maxim, la o presiune a apei de 3,5 bari	Aprox 16 mbar la + 12 °C Aprox 24 mbar la + 20 °C
Lungimea trompei de apa cu conexiune R 3/4 "	Aprox 210 mm

Cod	Produs	Mod de ambalare
TRJC3432.0001	Trompa de apa, din plastic	bucata
ARDC3433.0001	Adaptor pentru trompa de apa	bucata

VAS CONIC PENTRU FILTRARE

- Este confectionat din sticla borosilicata 3,3 termorezistenta
- Are forma unui balon Erlenmeyer, fiind prevazut cu un racord lateral pentru trompa de apa



Cod	Produs	Diametrul tubului lateral	Diametrul gatului	Mod de ambalare
VMPE495.0001	Vas conic pentru filtrare 250 ml	9 mm	50 mm	bucata
VMIE496.0001	Vas conic pentru filtrare 500 ml	9 mm	50 mm	bucata
VMBE497.0001	Vas conic pentru filtrare 1000 ml	9 mm	50 mm	bucata
VMYE498.0001	Vas conic pentru filtrare 2500 ml	11 mm	72 mm	bucata