

VORTEX-uri

VORTEX PENTRU EPRUBETE

- Ideal pentru amestecarea probelor de volum redus
- Se preteaza pentru recipiente cu diametrul superior de pana la 30 mm (eprubete; tuburi de centrifuga sau fiole)



Specificatii tehnice:

Miscarea	rotativa
Miscari pe verticala	4,5 mm
Viteza de rotatie	2800 min ⁻¹
Volumul maxim	50 ml
Puterea motorului (intrare/iesire)	1,2 / 0,8W
Dimensiuni (l x H x Ø)	100 x 70 x 110 mm
Greutate	550 g

Cod	Produs	Mod de ambalare
VRTC4551.0001	Vortex pentru eprubete	bucata